

Gebrauchsanweisung

CA[®]-CYANO VENEER REF 5302.1

Inhalt:
Flüssigkeit

Zusammensetzung:
CA[®]-CYANO VENEER enthält
Ethyl-2-Cyanoacrylat

Anwendungsgebiete:

- Fixierung von Spezialschrauben und Einzelelementen auf CA[®]-Schienen
- Sichern von Schrauben in der Schnarchtherapie und KFO

Gegenanzeigen und Nebenwirkungen sind nicht bekannt

Verarbeitungshinweise:

- a) Arbeitsgebiet mit Alkohol säubern und trocknen
- b) Brackets, Spezialschrauben, Einzelelemente positionieren und mit Pipette eine dünne Schicht CA[®]-CYANO VENEER auftragen
- c) Die aufgetragene Schicht ist in ca. 5 – 10 Minuten ausgehärtet
- d) Als Versiegelung, Glanz und dauerhafte Härtung mit der Pipette eine oder mehrere dünne Schichten CA[®]-CYANO VENEER abschließend auftragen

Zur Schraubensicherung das Gewinde der Schrauben mit einem Tropfen CA[®]-CYANO VENEER leicht benetzen und Schrauben eindrehen.

Lagerhinweise / Haltbarkeit

Der CA[®]-CYANO VENEER muss im Kühlschrank aufbewahrt werden. Unangebrochene Flaschen sind im Kühlschrank bei maximal +6°C zwei Jahre lagerstabil. Wenn die Flüssigkeit bei Raumtemperatur nicht mehr glasklar aus der Flasche tropft, sondern Fäden zieht, nicht mehr verwenden.

Eigenschaften:

Nicht toxisch – nicht wasserlöslich – farbbeständig – randspaltsicher

Instructions for use

CA[®]-CYANO VENEER REF 5302.1

Contents:
Liquid

Composition:
CA[®]-CYANO VENEER contains ethyl-2-cyanoacrylate

Indications:

- fixation of special screws and identity elements on CA-splints
- securing of screws in snoring therapy and orthodontics

Contraindications and secondary symptoms are not known

Working Directions:

- a) clean working area with alcohol and dry
- b) position brackets, special screws, identity elements and apply a thin layer of CA[®]-CYANO VENEER with pipette
- c) this hardens the layer within 5 to 10 minutes
- d) at least apply one or more thin layers of CA[®]-CYANO VENEER with pipette to seal, achieve a shine and to durably harden your work.

In order to secure the screws, apply a drop of CA[®]-CYANO VENEER to the thread and screw in.

Storage Instructions / Shelf Life

CA[®]-CYANO VENEER has to be stored in the refrigerator. Unused bottles can be stored in the refrigerator at maximum of +6 °C for two years. If the liquids do not drip from the bottles as clear as glass at room temperature, they should not be used anymore.

Characteristics:

Non toxic – not water-soluble – colourfast – excellent marginal seal

Mode d'emploi

CA[®]-CYANO VENEER REF 5302.1

Contenu:
Liquide

Composition:
CA[®]-CYANO VENEER contient de l'éthyle-2-cyanoacrylate.

Applications possibles :

- Fixation des vérins spéciaux et d'éléments spécifiques sur les gouttières CA[®]
- Sécurisation des vérins dans l'orthodontie et la thérapie contre le ronflement

Contra-indications et effets secondaires ne sont pas connus

Notices d'Utilisation:

- a) Nettoyer la zone de travail avec de l'alcool et sécher
- b) Positionner les brackets, vérins spéciaux, éléments spécifiques et appliquer une couche fine de CA[®]-CYANO VENEER avec une pipette
- c) La couche durcira dans 5 à 10 minutes
- d) Appliquer au moins une autre couche fine de CA[®]-CYANO VENEER avec une pipette pour scellement, éclat et durcissement durable.

Afin de sécuriser le vérin, appliquer une goutte de CA[®]-CYANO VENEER sur le vis fileté et visser les vérins.

Notices de Stockage/Durée d'Utilisation

CA[®]-CYANO VENEER doit être stocké au réfrigérateur. Un flacon non ouvert peut être stocké au réfrigérateur à une température de +6°C au maximum pendant 2 ans. Ne plus utiliser si le liquide fait « un fil », c'est-à-dire n'est plus clair comme du cristallin en coulant du flacon.

Caractéristiques :

Non-toxique – insoluble dans l'eau – couleur résistante – scellement marginal excellent

