





EXA'lence™

VINYL POLYETHER SILICONE (VPES™) IMPRESSION MATERIAL

Table with 2 columns: Property and Value. Rows include Viscosity, Extra Light, Light Body, Medium Body, Heavy Body, and Heavy Body Rigid.



EXA'lence™

Vor der Benutzung bitte die Anweisungen sorgfältig lesen

Table with 2 columns: Material and Application. Rows include Extra Light, Light Body, Medium Body, Heavy Body, and Heavy Body Rigid.



EXA'lence™

MATERIALE D'EMPREINTE VINYL POLYETHER SILICONE (VPES™)

Table with 2 columns: Viscosité and Type. Rows include Extra Light, Light Body, Medium Body, Heavy Body, and Heavy Body Rigid.



EXA'lence™

MATERIALE PER IMPRINTE IN SILICONE DI VINIL POLIETERE (VPES™)

Table with 2 columns: Viscosità and Tipo. Rows include Extra Light, Light Body, Medium Body, Heavy Body, and Heavy Body Rigid.



EXA'lence™

Material de Impresión de Vinil Poliéter de Silicona (VPES™)

Table with 3 columns: Viscosidad, Tipo de Impresión, and Tipo de punta de mezzala. Rows include Extra Light, Light Body, Medium Body, Heavy Body, and Heavy Body Rigid.




Table with 3 columns: Indication, Impression Technique, and Recommended Viscosities. Rows include Impression for facial, onlay, crown, and Impression for partial denture.

Table with 2 columns: Physical Properties (Average) and Storage Conditions. Rows include Working time, Elasticity, and Compression.

CONTRAINDICATIONS
Avoid use of this product in patients with known silicone and flavoring allergies.

Table with 2 columns: Precautions and Directions for Use. Rows include Cartridge Loading and Dispensing steps.



PRECAUTIONS
When extruding EXA'lence, care should be taken to avoid mixing or contact with the following materials.


DIRECTIONS FOR USE
CARTRIDGE LOADING AND DISPENSING
1. Lift the release lever of GC CARTRIDGE DISPENSER II...

Table with 3 columns: Indication, Application, and Recommended Viscosities. Rows include Abformung für Veneers and Abformung für partielle Prothesen.

Table with 2 columns: Physical Properties (Durchschnittswerte) and Storage Conditions. Rows include Working time, Elasticity, and Compression.

CONTRAINDICATIONEN
Vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts bei Patienten mit bekannten Silikon- und Aromastoffallergien.

Table with 2 columns: Precautions and Directions for Use. Rows include Cartridge Loading and Dispensing steps.



PRECAUTIONS
Bei der Entnahme von EXA'lence sollte darauf geachtet werden, den Kontakt mit folgenden Materialien zu vermeiden...


DIREKTIONS FÜR DEN GEBRAUCH
KARTUSCHENBELADUNG UND ABFORMEN
1. Heben Sie die Hebel des GC CARTRIDGE DISPENSER II an...

Table with 3 columns: Indication, Technique, and Recommended Viscosities. Rows include Empreinte pour facette and Empreinte d'arcade partielle.

Table with 2 columns: Physical Properties (Valeurs moyennes) and Storage Conditions. Rows include Working time, Elasticity, and Compression.

CONTRAINDICATIONS
Éviter l'utilisation de ce produit chez les patients souffrant d'allergies connues au silicone et aux arômes.

Table with 2 columns: Precautions and Directions for Use. Rows include Cartridge Loading and Dispensing steps.



PRECAUTIONS
Lors de l'extraction d'EXA'lence, prenez soin d'éviter tout mélange ou contact avec les matériaux suivants...


DIRECTIONS D'EMPLOI
CHARGEMENT ET DISTRIBUTION DE LA CARTOUCHE
1. Soulevez le levier de libération de la cartouche...

Table with 3 columns: Indicazione, Tecnica d'empresita, and Viscosità raccomandate. Rows include Impresione per faccette and Impresione per arcate parziali.

Table with 2 columns: Physical Properties (Proprietà fisiche (Promedio)) and Storage Conditions. Rows include Working time, Elasticity, and Compression.

CONTRAINDICACIONES
Evite el uso de este producto en pacientes con alergias conocidas de silicona y saborizantes.

Table with 2 columns: Precautions and Directions for Use. Rows include Cartridge Loading and Dispensing steps.



PRECAUTIONS
Cuando se extrae EXA'lence es oportuno tener atención que el producto no venga en contacto o venga mezclado con 1 materiales indicados...


DIRECCIONES PARA EL USO
CARGA DE CARTUCHO E USO
1. Levante la palanca de liberación de DISPENSAOR DE CARTUCHO II...

Table with 3 columns: Indicaciones, Técnica de impresión, and Viscosidades recomendadas. Rows include Impresión para facetas y coronas and Impresión para prótesis parciales.

Table with 2 columns: Physical Properties (Propiedades físicas (Promedio)) and Storage Conditions. Rows include Working time, Elasticity, and Compression.

CONTRAINDICACIONES
Evite el uso de este producto en pacientes con alergias conocidas de silicona y saborizantes.

Table with 2 columns: Precautions and Directions for Use. Rows include Cartridge Loading and Dispensing steps.



PRECAUTIONS
Cuando extraga EXA'lence, tenga especial cuidado para evitar que se mezcle o tome contacto con los siguientes materiales...

DIRECCIONES DE USO
CARGA DE CARTUCHO Y DISPENSADO
1. Levante la palanca de liberación de DISPENSADOR DE CARTUCHO II...

DISINFECTING
The impression can be disinfected with a glutaraldehyde solution or other appropriate disinfectants.

MODEL FABRICATION
After the impression is rinsed with water, wait for 60 minutes before pouring a model.

CAUTION
Avoid contact of base, catalyst, mixed material or adhesive with eyes.

STORAGE
Recommended for optimal performance, store at room temperature (59 - 77°F; 15 - 25°C).

PACKAGES
EXA'lence EXTRA LIGHT BODY, Regular and Fast Set, 59g (48mL) x 2 cartridges.

DESINFECTIÖN
La impresión puede desinfectarse con una solución de glutaraldehído u otros desinfectantes apropiados.

MODELHERSTELLUNG
Nach der Desinfektion die Gebrauchsanleitung des Herstellers.

CAUTION
Vermeiden Sie Augenkontakt sowohl mit Basis, als auch Katalysator...

LAGERUNG
Für eine optimale Leistung Bei Raumtemperatur aufbewahren (59 - 77°F; 15 - 25°C).

VERPACKUNGEN
EXA'lence EXTRA LIGHT BODY, Regular und Fast Set, 59g (48mL) x 2 Kartuschen.

DESINFECTIÖN
L'impreinte peut être désinfectée avec une solution de glutaraldéhyde u tout autre désinfectant approprié.

REALISATION DU MODELE
Une fois l'empreinte rincée à l'eau, attendre 60 minutes avant de couler le modèle.

CAUTION
Évitez tout contact de la base, du catalyseur, du matériau mélangé et de l'adhésif avec les yeux.

CONSERVATION
Pour des performances optimales, conservez à température ambiante (59 - 77°F; 15 - 25°C).

CONDITIONNEMENT
EXA'lence EXTRA LIGHT BODY, Prise normale et rapide, 59g (48mL) x 2 cartouches.

DISINFESTIÖN
L'impronta può essere disinfettata con soluzione di glutaraldeide o altro disinfettante adeguato.

FABBRICAZIONE DEL MODELLO
L'impronta può essere preparata entro 14 giorni dalla rilevazione dell'impronta.

CAUTION
Evitare che base, catalizzatore, materiale miscelato o adesivo vengano a contatto con gli occhi.

STOCAGGIO
Per ottenere il massimo rendimento del prodotto, conservare a temperatura ambiente (59 - 77°F; 15 - 25°C).

CONFEZIONI
EXA'lence EXTRA LIGHT BODY, Indurimento standard e rapido, 59g (48mL) x 2 cartucce.

DESINFECTIÖN
La impresión puede desinfectarse con una solución de glutaraldehído u otros desinfectantes apropiados.

FABRICACION DEL MODELO
Tras aclarar la impresión con agua, espere durante 60 minutos antes del vertido del modelo.

CAUTION
Evite el contacto de la base, catalizador, material mezclado o adhesivo con los ojos.

CONSERVACIÖN
Recomendado para un rendimiento óptimo, almacene a temperatura ambiente (59 - 77°F; 15 - 25°C).

PRESENTACION
EXA'lence EXTRA LIGHT BODY, Regular and Fast Set, 59g (48mL) x 2 cartridges.

GC CORPORATION logo and contact information for USA, Europe, and Japan.

GC logo and contact information for USA, Europe, and Japan.

GC logo and contact information for USA, Europe, and Japan.

GC logo and contact information for USA, Europe, and Japan.

GC logo and contact information for USA, Europe, and Japan.