



CE SPEIKO Easy Endo Tips

Zusammensetzung:

Enthält Polypropylen, transparent.

Anwendungsgebiete:

- Spülung von Wurzelkanälen
- Nur für den dentalen Gebrauch

Gegenanzeigen:

- Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine bekannt

Nebenwirkungen/Wechselwirkungen:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine bekannt.

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:

Den Easy Endo Tip mit dem Gewinde an den Anschluss einer zuvor gefüllten Luer- oder Luer-Lock-Spritze anschließen.

Der Easy Endo Tip wird durch festes Drehen bei einer Luer-Lock-Verbindung oder festes Aufdrücken bei einer Luer-Verbindung befestigt.

Durch kurzes, kräftiges Ziehen von der Festigkeit der Verbindung überzeugen.

Spritze und Easy Endo Tip für die Wurzelkanalspülung verwenden.

Nach Gebrauch den Easy Endo Tip von der Spritze trennen und gemäß den Entsorgungsvorschriften entsorgen.

Kompatible Flüssigkeiten sind Hypochlorit-SPEIKO 5,25 %, Hypochlorit-SPEIKO 3 %, Hypochlorit-SPEIKO 1 %, SPEIKO EDTA-Lösung, SPEIKO Zitronensäurelösung 10 %.

Die Entnahme der kompatiblen Flüssigkeiten kann mit dem SPEIKO Easy Quick Entnahmesystem erfolgen.

Bei der Anwendung des Easy Endo Tips zur Wurzelkanalspülung ist sicherzustellen, dass sich die Kanüle frei bewegen kann, um einen konstanten Rückfluss der Spülflüssigkeit zu gewährleisten.

Hinweise:

SPEIKO Easy Endo Tips sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Nicht wiederverwenden.

Das Produkt ist gebrauchsfertig hergestellt.

Handelsformen:

SPEIKO Easy Endo Tips normal	Inhalt: 30 Stück	Art.-Nr. 1036
SPEIKO Easy Endo Tips lang	Inhalt: 30 Stück	Art.-Nr. 1037

Stand der Information: Februar 2021



CE SPEIKO Easy Endo Tips

Composition:

Contains polypropylene, transparent.

Fields of application:

- Irrigation of root canals
- For dental use only

Contra-indications:

- None known if used as intended

Side effects/interactions:

None known if used as intended.

Dosage, type and duration of treatment:

Connect the Easy Endo Tip with the thread to the connection of a previously filled Luer or Luer-Lock syringe.

The Easy Endo Tip is secured by turning firmly in the case of a Luer-Lock connection or pressing on firmly in the case of a Luer connection.

Ensure that the connection is secure by pulling on it briefly and firmly.

Use the syringe and Easy Endo Tip for root canal irrigation.

After use, separate the Easy Endo Tip from the syringe and dispose of it according to the disposal instructions.

Hypochlorite-SPEIKO 5.25 %, Hypochlorite-SPEIKO 3 %, Hypochlorite-SPEIKO 1 %, SPEIKO EDTA Solution, SPEIKO Citric Acid Solution 10 % are compatible liquids.

The SPEIKO Easy Quick withdrawal system can be used to draw off the compatible liquids.

When using the Easy Endo Tip for root canal irrigation, it must be ensured that the cannula can move freely to guarantee a constant backflow of irrigation liquid.

Notes:

SPEIKO Easy Endo Tips are intended for single use. Do not reuse.

The device is manufactured ready for use.

Trade format:

SPEIKO Easy Endo Tips normal	Content: 30 units	Art. no. 1036
SPEIKO Easy Endo Tips long	Content: 30 units	Art. no. 1037

Status of information: February 2021



CE SPEIKO Easy Endo Tips

Samenstelling:

Bevat polypropyleen, transparant.

Toepassing:

- Spoelen van wortelkanalen
- Alleen voor dentaal gebruik

Contra-indicaties:

- Bij doelmatig gebruik geen contra-indicaties bekend

Bijwerkingen/interacties:

Bij doelmatig gebruik geen bijwerkingen/interacties bekend.

Dosering, type en duur van de toepassing:

Sluit de Easy Endo Tip met het draad aan op de aansluiting van een gevulde Luer- of Luer-Lock-spuit.

De Easy Endo Tip wordt door stevig draaien bij een Luer-Lock-verbinding of stevig opdrukken bij een Luer-verbinding bevestigd.

Overtuig uzelf van de stevigheid van de verbinding door kort en krachtig te trekken.

Gebruik een spuit en de Easy Endo Tip voor de wortelkanaalspoeling.

Scheid de Easy Endo Tip na gebruik van de spuit en verwijder de tip volgens de verwijderingsvoorschriften.

Compatibele vloeistoffen zijn hypochloriet-SPEIKO 5,25%, hypochloriet-SPEIKO 3%, hypochloriet-SPEIKO 1%, SPEIKO EDTA-oplossing, SPEIKO citroenzuuroplossing 10%.

Het afnemen van compatibele vloeistoffen kan worden uitgevoerd met het SPEIKO Easy Quick afnamesysteem.

Bij het toepassen van de Easy Endo Tip voor het spoelen van het wortelkanaal dient ervoor te worden gezorgd dat de canule vrij kan bewegen, zodat een constante terugstroom van de spoelvloeistof mogelijk is.

Aanwijzingen:

SPEIKO Easy Endo Tips zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik. Niet opnieuw gebruiken.

Het product is gebruiksklaar.

Handelsvormen:

SPEIKO Easy Endo Tips normaal	inhoud: 30 stuks	art.-nr. 1036
SPEIKO Easy Endo Tips lang	inhoud: 30 stuks	art.-nr. 1037



CE SPEIKO Easy Endo Tips

Composition :

Contient du polypropylène, transparent.

Domaines d'utilisation :

- Rinçage de canaux radiculaires
- Pour usage dentaire uniquement

Contre-indications :

- Aucune connue pour l'emploi prévu

Effets secondaires/interactions :

Aucun connu pour un emploi conforme.

Dosage, type et durée de l'utilisation :

Raccorder Easy Endo Tip au raccord fileté d'une seringue Luer ou Luer Lock remplie au préalable.

Fixer Easy Endo Tip en tournant fermement (assemblage Luer Lock) ou en appuyant fortement (assemblage Luer).

S'assurer que l'assemblage est ferme en tirant d'un fort coup bref.

Utiliser la seringue et Easy Endo Tip pour rincer les canaux radiculaires.

Après emploi, ôter Easy Endo Tip de la seringue et l'éliminer conformément aux prescriptions en la matière.

Compatible avec les liquides suivants : SPEIKO hypochlorite 5,25 %, SPEIKO hypochlorite 3 %, SPEIKO hypochlorite 1 %, SPEIKO solution d'EDTA, SPEIKO solution d'acide citrique 10 %.

Le prélèvement des liquides compatibles peut se faire au moyen du système de prélèvement SPEIKO Easy Quick.

Lors de l'utilisation d'Easy Endo Tip pour le rinçage des canaux radiculaires, il convient de s'assurer que la canule peut se mouvoir librement afin de garantir un reflux constant du liquide de rinçage.

Remarques :

SPEIKO Easy Endo Tip est destiné à un usage unique seulement. Ne pas le réutiliser.

Le dispositif est livré prêt à l'emploi.

Présentation :

SPEIKO Easy Endo Tips normaux	Contenu: 30 unités	n° d'art. 1036
SPEIKO Easy Endo Tips longs	Contenu: 30 unités	n° d'art. 1037