

CAVEX EXSENSE TOOTH CONDITIONER

INSTRUCTIONS FOR USE

(NL) Gebruiksaanwijzing

Cavex ExSense reduceert én voorkomt tandgevoeligheid. De effectiviteit is wetenschappelijk bewezen.

OMSCHRIJVING
Cavex ExSense is een gel op waterbasis met als actieve ingrediënten tegen tandgevoeligheid: hydroxyapatiet en kaliumnitraat. De munt aroma zorgt voor een prettige smaak. Cavex ExSense remineraliseert het gebit waardoor het gebit sterker wordt, gevoeligheden aanzienlijk verminderd en de witheid in tanden wordt versterkt.

VERPAKKING
Tuba 42 ml / 50 gram (voldoende voor circa 20 behandelingen).

SAMENSTELLING
Hoofdbestanddelen: hydroxyapatiet 2%, kaliumnitraat 0,1%

INDICATIES VOOR GEBRUIK
■ Vorkomen en verminderen van gevoeligheden.
■ Na het bleken van tanden in de tandheelkundige praktijk en/of thuis.
■ Na een professionele reinigingsbeurt van het gebit.

CONTRA-INDICATIES
Gebruik Cavex ExSense niet bij een allergie voor mint of een van de overige bestanddelen.

PROCEDURE VOOR GEBRUIK
Vooraf tanden reinigen door poetsen en flossen.

TOEPASSING

ZONDER TRAY:
Was de handen grondig met water en zeep. Breng een kleine hoeveelheid Cavex ExSense aan op een schone vinger en verdeel de gel over de boven- en onderanden. Laat de gel 10 minuten inwerken. Spuwt eventuele overtollige gel uit, maar spoel de mond niet met water. Spoel de tray af met koud water.

MET TRAY:
Breng een streepje Cavex ExSense aan in de gehele tray. Plaats de tray in de mond en beweg deze rustig van links naar rechts, zodat de gel goed over de tanden wordt verspreid. Blijf dan voorzichtig op de tray in laat de gel 10 minuten inwerken. Verwijder de tray en spuwt eventuele overtollige gel uit, maar spoel de mond niet met water. Spoel de tray af met koud water.

DRAAI DE DOP NA GEbruIK ALTIJD METEEN OP DE TUBE.
■ Voor optimale resultaten minstens 30 minuten na de behandeling niet eten of drinken.

GEbruIK HET PRODUCT MINSTENS 10 DAGEN LANG ELKE DAG, OF VOLG DE INSTRUCTIES VAN UW MUNDGEZIGSPATIËNT.

WAARSCHUWINGEN & EERSTE HULP INSTRUCTIES
Bij contact met de ogen: grondig spoelen met veel water en medische hulp inschakelen. Gebruik het product niet na overschrijding van de houdbaarheidsdatum.

BEWAARADVIES
Bewaren op een koele, droge (vorstvrije) plaats, beschermd tegen direct zonlicht.

Your impression is our specialty Geproduceerd in Nederland

Onze adviezen betrekken tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventuele beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedures en toepassingen te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlesmogelijkheden. Zij stellen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor elle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.

CAVEX EXSENSE TOOTH CONDITIONER

INSTRUCTIONS FOR USE

(GB) Instructions for use

Cavex ExSense reduces and prevents tooth sensitivity. Its effectiveness is clinically proven.

DESCRIPTION
Cavex ExSense is a water-based gel with active ingredients against tooth sensitivity: hydroxyapatite and potassium nitrate. The mint aroma adds a pleasant taste. Cavex ExSense remineralises the teeth, which makes the teeth stronger, significantly reduces sensitivity and the whiteness of the tooth is enhanced.

PACKAGING
Tube 42ml / 50 grams (sufficient for around 20 treatments).

ZUSAMMENSETZUNG
Hauptbestandteile: Hydroxyapatit 2%, Kaliumnitrat 0,1%

INDICATIONS FOR USE

- Prevention and reduction of tooth sensitivity.
- After teeth whitening in dental practice and / or at home.
- After professional cleaning of the teeth.

CONTRA-INDICATIONS

Do not use if allergic to mint or one of the other ingredients.

HANDLING PROCEDURE

Clean teeth beforehand by brushing and flossing.

APPLICATION

WITHOUT TRAY:

Wash hands thoroughly with water and soap. Dispense a small amount of Cavex ExSense on a clean finger and apply it on the upper and lower teeth. Leave the gel on for 10 minutes. Spit out any excess gel but do not rinse afterwards.

WITH TRAY:

Dispense a small amount of Cavex ExSense across the entire tray. Place the tray in the mouth and move the tray a little from left to right to spread the gel on the teeth.

Gently bite down on the tray and leave the tray with the gel in place for 10 minutes. Remove the tray and spit out any excess gel but do not rinse afterwards. Rinse tray with cold water.

■ Always close the tube with the cap immediately after use.

■ For best results: do not drink or eat for at least 30 minutes after application.

■ Use Cavex ExSense once a day for a minimum of 10 days or follow the instructions of your dental professional.

WARNINGS & FIRST AID INSTRUCTIONS
In case of contact with the eyes, flush thoroughly with plenty of water and seek medical attention. Do not use the product after expiry date.

STORAGE ADVICE

Store in a cool and dry place (frost-free) and protected from direct sunlight.

WAARSCHUWINGEN & EERSTE HULP INSTRUCTIES

Bij contact met de ogen: grondig spoelen met veel water en medische hulp inschakelen. Gebruik het product niet na overschrijding van de houdbaarheidsdatum.

BEWAARADVIES

Bewaren op een koele, droge (vorstvrije) plaats, beschermd tegen direct zonlicht.

Your impression is our specialty Made in The Netherlands

Our technical advice, whether verbal, in writing or by way of trials, is given in good faith but without warranty, and this also applies where proprietary rights of third parties are involved. It does not release you from the obligation to test the products supplied on our behalf. Our advice is not a guarantee of the quality of the goods delivered by us to their suitability for the intended processes and uses.

The application, use and processing of the products are beyond our control and therefore entirely your own responsibility. Should in spite of this liability be established for any damage, it will be limited to the value of the goods delivered by us and used by you. We will, of course, provide consistent quality of our products within the scope of our General Conditions of Sale and Delivery.

CAVEX EXSENSE TOOTH CONDITIONER

INSTRUCTIONS FOR USE

(D) Gebrauchsanweisung

Cavex ExSense reduziert und beugt Zahnsensibilität vor. Die Wirksamkeit ist wissenschaftlich erwiesen.

BESCHREIBUNG
Cavex ExSense ist ein Gel auf Wasserbasis mit Wirkstoffen gegen Zahnsensibilität: Hydroxyapatit und Kaliumnitrat. Das Mintaroma sorgt für einen angenehmen Geschmack. Cavex ExSense remineralisiert die Zähne, macht sie stärker, reduziert die Empfindlichkeit deutlich und lässt sie weißer aussehen.

VERPACKUNG

Tube 42ml / 50 grams (genug für etwa 20 Behandlungen).

KOMPOSITION

Key-Ingredients: Hydroxyapatit 2%, Potassium nitrate 0.1%

INDICATIONS FOR USE

- Vorbeugung und Verminderung der Zahnsensibilität.
- Nach der Zahnaufhellung in der Zahnarztpraxis und/oder zu Hause.
- Nach einer professionellen Zahncleansing.

KONTRAINDIKATIONEN

Verwenden Sie Cavex ExSense nicht, wenn Sie eine Allergie gegen Minze oder einen der anderen Inhaltsstoffe haben.

VORGEHEN VOR VERWENDUNG

Reinigen Sie die Zähne vorher durch Zahnpulpen und Verwendung von Zahnpasta.

ANWENDUNG

OHNE SCHALE:

Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife. Tragen Sie eine kleine Menge Cavex ExSense auf einen sauberen Finger auf und verteilen Sie das Gel über die oberen und unteren Zähne. Lassen Sie das Gel 10 Minuten einwirken. Spucken Sie aus, aber spülen Sie den Mund nicht nach.

MIT SCHALE:

Dispense a small amount of Cavex ExSense across the entire tray. Place the tray in the mouth and move the tray a little from left to right to spread the gel on the teeth.

Gentle bite down on the tray and leave the tray with the gel in place for 10 minutes. Remove the tray and spit out any excess gel but do not rinse afterwards. Rinse tray with cold water.

■ Always close the tube with the cap immediately after use.

■ For best results: do not drink or eat for at least 30 minutes after application.

■ Use Cavex ExSense once a day for a minimum of 10 days or follow the instructions of your dental professional.

WAARSCHUWINGEN & EERSTE HULP INSTRUCTIES

In case of contact with the eyes, flush thoroughly with plenty of water and seek medical attention. Do not use the product after expiry date.

STORAGE ADVICE

Store in a cool and dry place (frost-free) and protected from direct sunlight.

WAARSCHUWINGEN & ERSTE-HILFE-ANWEISUNGEN

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Verwenden Sie das Produkt nach dem Verfallsdatum nicht mehr.

CONSEILS DE CONSERVATION

Conserver dans un endroit frais et sec (à l'abri du gel) et à l'abri des rayons directs du soleil.

Your impression is our specialty Hergestellt in den Niederlanden

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach besten Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Sie entbinden Sie nicht von der Pflicht, die von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke zu prüfen. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrolle. Dies liegt daher in Ihrer eigenen Verantwortung. Im Falle einer Haftung ist diese auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen verwendeten Waren beschränkt. Selbstverständlich garantieren wir die gute Qualität unserer Produkte innerhalb der von uns festgestellten Gütekriterien.

Die Anwendung, Verarbeitung und Verarbeitung der Produkte sind außerhalb unserer Kontrolle, daher liegt die Verantwortung bei Ihnen. Es liegt daher in Ihrer eigenen Verantwortung. Im Falle einer Haftung ist diese auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen verwendeten Waren beschränkt. Selbstverständlich garantieren wir die gute Qualität unserer Produkte innerhalb der von uns festgestellten Gütekriterien.

CAVEX EXSENSE TOOTH CONDITIONER

INSTRUCTIONS FOR USE

(F) Mode d'emploi

Cavex ExSense prévient et réduit à la fois la sensibilité dentaire. Son efficacité est prouvée scientifiquement.

DESCRIPTION
Cavex ExSense est un gel à base d'eau dont les principes actifs contre la sensibilité dentaire sont l'hydroxyapatite et nitrate de potassium. Son arôme de menthe lui donne un goût agréable. Cavex ExSense remineralise les dents, rendant-les plus fortes et moins sensibles, réduisant ainsi leur sensibilité.

CONDITIONNEMENT

Tube 42 ml / 50 grammes (pour l'équivalent d'environ 20 traitements).

COMPOSITION

Principes actifs : hydroxyapatite 2 %, nitrate de potassium 0,1 %

INDICATIONS D'UTILISATION

- Prévention et réduction de la sensibilité dentaire.
- Après le blanchiment des dents au cabinet dentaire et/ou à domicile.
- Après la nettoyage professionnelle des dents.

CONTRAINDICATIONS

Ne pas utiliser Cavex ExSense en cas d'allergie à la menthe ou à l'un des autres ingrédients.

PROCÉDURE D'UTILISATION

Nettoyer préalablement les dents par brossage et au moyen d'un fil dentaire.

APPLICATION

SENZA PORTAIMPRONTA:

Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. Applicare una piccola quantità di Cavex ExSense sulla pelle del dorso delle dita e massaggiare per 10 minuti.

CON CUBETTA:

Aplicar una pequeña cantidad de Cavex ExSense sobre la cubeta. Colocar la cubeta en la boca y morderla un poco de la izquierda hacia la derecha para extender el gel sobre los dientes.

Retirar la cubeta y escupir la saliva. Lavar las manos con agua y jabón.

AVOIDAR CONTACTO CON LOS OJOS:

■ Para prevenir y reducir la sensibilidad dental.

■ Despues de la blanqueamiento de los dientes en la clínica dental y/o en el hogar.

■ Despues de una limpieza profesional de los dientes.

CON CONTRAINDICACIONES:

No utilizar en caso de alergia a la menta o a uno de los demás componentes.

PROCEDIMIENTO PARA UTILIZACIÓN

Antes de utilizar, limpiar los dientes escovando-os e utilizando fio dental.

APLICACIÓN SIN CUBETA:

Lavarse las manos a fondo con agua y jabón. Aplicar una pequeña cantidad de Cavex ExSense sobre el dedo limpio y aplicarlos sobre los dientes superiores e inferiores.

Después de aplicarlos, se deben de lavar las manos.

AVOIDAR CONTACTO CON LOS OJOS:

■ Para prevenir y reducir la sensibilidad dental.

■ Despues de la blanqueamiento de los dientes en la clín

