



GC Fuji LINING™ LC PASTE PAK

RADIOPAQUE LIGHT CURED GLASS IONOMER LINING CEMENT

For use only by a dental professional in the recommended indications.

GC Fuji LINING LC PASTE PAK is the first radiopaque, light cured resin-modified glass ionomer lining cement available in paste presentation. GC Fuji LINING LC PASTE PAK is available in a cartridge pack and can be dispensed easily and correctly using a special dispenser called Paste Pak Dispenser.

RECOMMENDED INDICATIONS
As a base or liner in prepared cavities.

CONTRAINDICATIONS
1. Pulp capping.
2. Avoid use of this product in patients with known allergies to glass ionomer cement, methacrylic monomer or methacrylate polymer.

IDENTIFICATION OF PARTS
(Paste Pak Cartridge)
1. Cover 2. Inner plunger 3. Cartridge tip (Paste Pak Dispenser)
4. Piston 5. Adjusting guide 6. Lever 7. Sliding block 8. Piston release (Fig. 1)

DIRECTIONS FOR USE

Paste / Paste Ratio (g/g)	1.0/1.1
Mixing Time (sec.)	10*
Working Time (min., sec.)	2'15"
Light Curing Time (sec.) (Halogen)	20*
Depth of Cure (mm)	1.3

1. PASTE PAK CARTRIDGE LOADING
a) Make sure that the piston is completely retracted into the dispenser. (Fig. 2)
Note:
To retract the piston, hold both the sliding block and piston release (on the underside of the dispenser) with fingers and pull them back together.
b) Load the cartridge into the Paste Pak Dispenser. (Fig. 3)
1) Ensure the mark on the cartridge lines up with the mark on the dispenser.
2) Then turn the cartridge fully to the right position.
Note:
1) If the cartridge is stored in a refrigerator, before you remove it, room temperature (23°C / 73°F) for 30 minutes.
2) To remove the cartridge, retract the piston fully and turn the cartridge back to the marked position.

c) After cartridge loading, push the piston release forward until it stops. (Fig. 4)
1) Push the piston release forward.
2) The piston will advance to the upper side.

2. DISPENSING
a) Remove the cartridge cover. (Fig. 5)
b) Depress the lever to dispense the required amount of paste onto the mixing pad.
Note:
1) Before dispensing the first material from a new cartridge or when dispensing after a long interval, bleed the paste in order to prevent the incorporation of air bubbles into the material.
2) The adjusting guide can be moved forwards or backwards to change the quantity of material to be dispensed. Position of adjusting guide for lining. (Fig. 6)
3) While depressing the lever, level and cut off the extruded material from the tips of the cartridge by moving the cartridge and dispenser to an upright position on the mixing pad. (Fig. 7)
1. Level and cut off material.
2. Depressing the lever.
When the lever is released after dispensing, residual air at the tips are retracted into the cartridge. Replace the cartridge cover.
Note:
1) If any surplus paste is retained on the cartridge after dispensing, remove with gauze, etc.
2) The amount of residual material in the cartridge can be confirmed by the position of the sliding block on the underside of the dispenser. As the cartridge has a translucent tip on one of the barrels, the residual amount can also be confirmed by the position of the inner plunger seen through the cartridge tip.
3) Do not drop the dispenser with the cartridge. Otherwise the cartridge may be damaged.

3. MIXING
After dispensing, incorporate and spread the material on a thin layer on the mixing pad using a plastic spatula. Mix thoroughly, with lapping strokes, for 10 seconds. Be careful not to incorporate air bubbles.
Note:
1) The working time is 2 minutes 15 seconds from the start of mixing at 23°C (73°F). Higher temperatures will shorten working time.
2) Do not mix paste with other materials.

4. RESTORATIVE TECHNIQUE
a) Prepare tooth using standard techniques.
Extensive mechanical retention is not necessary.
b) Wash and dry but DO NOT DESICCATE. For pulp capping use calcium hydroxide.
c) Mix the cement (as above).
d) Remove surface moisture, but DO NOT DESICCATE.
e) Transfer cement to the preparation using a syringe or suitable placement instrument, covering dentine up to the dentino-enamel junction.
f) Light cure with a halogen, plasma arc or LED light curing device*. Place light source as closely as possible to the cement surface.
Note:
If application exceeds 2 mm in depth, use a layering technique.

g) Use standard standard composite or amalgam restorative techniques.
*Irradiation time:
Halogen/LED 20 sec.
Plasma arc 10 sec.
G-Light 20 sec.

Cleaning / Sterilization of Paste Pak Dispenser
1. Clean the dispenser and the adjusting guide with gauze soaked in alcohol.
2. The dispenser may be steam autoclaved at 121-135°C (250-275°F) for 10-30 minutes or disinfected using alcohol. (Please remove the adjusting guide and the cartridge before autoclaving the dispenser.)
The use of various chemical disinfectants / sterilants may cause damage to the dispenser and therefore is not recommended.
Note:
After autoclaving, the piston release of the dispenser may be sticky and difficult to operate by fingers. In such a case, slide the piston release forward until it stops. Apply a very small quantity of petroleum jelly onto the entire surface of the piston.
Do not apply petroleum jelly. Then move the piston release back and forth a few times to ensure smooth movement.

SHADE
Universal

STORAGE
Recommended for optimal performance, store in a cool and dark place (4-25°C) (39.2-77.0°F).

PACKAGE
Paste Pak Cartridge (7.0 g / 4.7 mL) (1) with mixing pad (No. 22)
Option: Paste Pak Dispenser (1)

CAUTION
1. In case of contact with oral tissues or skin, remove immediately with cotton, gauze or a sponge soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
3. In rare cases metal may cause sensitivity to some persons. If such reactions are experienced, discontinue the use of Paste Pak Dispenser (nickel-plated aluminum) and refer to a physician.
4. Store Paste Pak Dispenser away from chemicals such as iodine tincture containing halogen element.
5. Otherwise the dispenser may discolor.
6. Persons wearing protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.
7. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

REINIGUNG / Sterilisation des Paste Pak Dispensers
1. Den Dispenser und den Dosierschieber mit einem in Alkohol getränkten Wattepellet reinigen.
2. Der Dispenser kann bei 121-135°C (250-275°F) für 10 bis 30 Minuten dampfautoklaviert oder mit Alkohol desinfiziert werden (Bitte den Dosierschieber vor dem Autoklavieren des Dispensers entfernen). Die Anwendung verschiedener chemischer Desinfektions-/Sterilisationsmittel kann zu Beschädigungen des Dispensers führen und wird deshalb nicht empfohlen.
Hinweis:
Nach dem Autoklavieren kann es vorkommen, daß sich der Lösehebel des Dispensers mit den Fingern nicht störungsfrei vorwärts und rückwärts schieben läßt. In solchen Fällen den Lösehebel mit einem geeigneten Schmiermittel wieder gängig machen.

FARBE
Universal

LAGERUNG
Empfehlung für die optimalen Eigenschaften: Kühl und dunkel lagern (4-25°C).

HANDELSFORM
Paste Pak Kartusche (7,0 g / 4,7 mL) (1) mit Mischblock (No. 22)
Zubehör: Paste Pak Dispenser (1)

ACHTUNG
1. Bei Kontakt mit Haut oder Schleimhaut, sofort mit einem alkoholgetränkten Wattepellet oder Schwamm entfernen.
2. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
3. In seltenen Fällen können Metalle bei einigen Personen Überempfindlichkeiten hervorrufen. Falls solche Reaktionen auftreten, die Anwendung des Paste Pak Dispensers (nickelüberzogenes Aluminium) nicht fortsetzen und einen Arzt aufsuchen.
4. Bei Kontakt mit Feuchtigkeits-Tinkturen kann eine Verfärbung auftreten!
5. Es sollte stets Persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrille getragen werden.
6. In seltenen Fällen kann es zu einer Sensibilisierung kommen. Bei Auftreten einer solchen die Benutzung abbrechen und einen Mediziner aufsuchen.

REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG:
VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.
NIE MALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.
Desinfizieren Sie mit einem für Ihr Land zugelassenen und registrierten (mid-level registered) Desinfektionsmittel.

Undesired effects- Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental
In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Manufactured by:
GC CORPORATION
76-1, Hatanuma-cho, Tabatah-ku, Tokyo 146-8585, Japan
RESPONSIBLE MANUFACTURER IN CANADA:
GC AMERICA INC.
3727 West 127th Street, Aisle, IL 60603 U.S.A.
3031
DISTRIBUTED BY:
GC CORPORATION
76-1 Hatanuma-cho, Tabatah-ku, Tokyo 146-8585, Japan

EU: GC EUROPE NV
Sie die richtige Adresse, telefonieren unter 00 33, B-3001 Leuven, Belgium. TEL: +32 16 74 10 00
GC AMERICA INC.
3727 West 127th Street, Aisle, IL 60603 U.S.A.
TEL: +1 708-587-0000
www.gcamerica.com

GC SOUTH AMERICA
Rua Heliodora, 309, Santana - São Paulo, SP, BRASIL.
CEP: 02022-051 - TEL: +55-11-2925-0965
CNPJ: 07.812.888/0001-00
RESP. TEC: Mayra de Satis Ribeiro - CROSP 105.982

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
5 Tampines Central 1, #06-01 Tampines Plaza, Singapore 529541
Tel: +65 6546 7588

GC AUSTRALASIA DENTAL PTY. LTD.
1753 Botany Rd, Bankstown NSW 2019, Australia
TEL: +61 2 9391 8200

PRINTED IN JAPAN

GC Fuji LINING™ LC PASTE PAK

RÖNTGENSCHUTZBARER LICHTHÄRTENDER GLAS IONOMERUNTERFÜLLUNGSEMENT

Nur von zahnärztlichem Fachpersonal für die empfohlenen Anwendungsbereiche zu verwenden.

GC Fuji LINING LC PASTE PAK ist der erste röntgenopake, lichthärtende kunststoffverstärkte Glasionomer-Unterfüllungsmittel in Paste-Paste Form. GC Fuji LINING LC PASTE PAK steht in Kartuschen zur Verfügung und kann sehr leicht und korrekt mit dem speziellen Paste Pak Dispenser ausgedrückt werden.

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE
Als Unterfüllung oder Liner in präparierten Kavitäten.

GEGENANZEIGEN
1. Pulpenabpackung.
2. Vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts bei Patienten mit bekannten Allergien gegen Glasionomer-Zementen, Methacrylat-Monomer oder Methacrylat-Polymer.

BEZEICHNUNG DER TEILE
(Paste Pak Kartusche)
1. Deckel 2. Innerer Kolben 3. Spitze (Paste Pak Dispenser)
4. Kolbenstange 5. Dosierschieber-läng 6. Hebel 7. Sperrhebel 8. Lösehebel (Fig. 1)

GEBRAUCHSANWEISUNG

Paste / Paste Form / Konsistenz (g/g)	1,0/1,1
Anmischzeit (Sek.)	10*
Arbeitszeit (Min., Sek.)	2'15"
Lichthärtzeit (Sek.) (Halogen)	20*
Härtetiefe (mm)	1,3

1. EINSETZEN DER (PASTE PAK) KARTUSCHE
a) Achten Sie sicherzustellen, dass die Kolbenstange komplett in den Dispenser zurückgeschoben wurde. (Fig. 2)
Hinweis:
Um die Kolbenstange zurückzuschieben, sowohl den Sperrhebel als auch den Lösehebel (an der Unterseite des Dispensers) mit den Fingern zusammendrücken und nach hinten schieben.
b) Laden Sie die Kartusche in den Paste Pak Dispenser. (Fig. 3)
1) Es ist sicherzustellen, daß sich die Markierung auf der Kartusche und die Markierung auf dem Paste Pak Dispenser wie abgebildet auf einer Linie befinden.
2) Dann die Kartusche nach rechts in Position drehen.
Hinweis:
1) Wenn Sie die Kartuschen in einem Kühlschrank aufbewahren, lassen Sie sie mindestens 30 Minuten bei Raumtemperatur (23°C / 73°F) liegen.
2) Um die Kartusche herauszunehmen, die Kolbenstange komplett zurückziehen und die Kartusche an die markierte Position zurückdrehen.

c) Nach dem Einsetzen der Kartusche den Lösehebel bis zum Anschlag vorschieben. (Fig. 4)
1) Den Lösehebel mit dem Daumen in der Mitte nach vorne schieben.
2) Schieben Sie den Lösehebel an der Oberseite nach vorne, blockiert er.

2. AUSDRÜCKEN
a) Den Kartuschendeckel entfernen. (Fig. 5)
b) Schieben Sie den Hebel, um die erforderliche Menge der Pasten auf dem Mischblock auszurücken.
Hinweis:
1) Vor dem erstmaligen Ausdrücken von Material aus einer neuen Kartusche oder vor dem Ausdrücken nach einem längeren Zeitraum, etwas von beiden Pasten ausdrücken, um die Bildung von Luftblasen im Material zu vermeiden.
2) Es ist wichtig, die Spitze in die Kartusche zurückgezogen. Den Kartuschendeckel wieder aufsetzen.
Hinweis:
1) Falls überschüssiges Material nach dem Ausdrücken an der Kartuschenspitze haftet, kann dieses mit einem Wattepellet etc. entfernt werden.
2) Die Menge des verbleibenden Materials in der Kartusche kann anhand der Position des Sperrhebels an der Unterseite des Dispensers festgestellt werden. An einem durchsichtigen Streifen auf einer Seite der Kartusche kann man die verbleibende Menge an der Position des inneren Kolbens erkennen.
3) Den Dispenser mit der Kartusche nicht fallenlassen, da es sonst zu einer Beschädigung der Kartusche kommen könnte.

3. MISCHEN
Nach dem Ausdrücken das Material mit einem Plastikspatel dünn auf dem Mischblock ausstreichen. 10 Sekunden mit überlappenden Streichen sorgfältig mischen. Darauf achten, daß keine Luftblasen untergemischt werden.
Hinweis:
1) Die Verarbeitungszeit beträgt nach dem Anmischen bei 23°C (73°F) 2 Min. 15 Sek. Höhere Temperaturen verkürzen die Arbeitszeit.
2) Mischen Sie die Paste nicht mit anderen Materialien.

4. FÜLLUNGSTECHNIK
a) Den Zahn in gewohnter Weise präparieren. Extensive mechanische Retention ist nicht erforderlich.
b) Ausspülen und trocknen, aber NICHT ÜBERTROCKNEN. Zur Überkappung der Pulpa ein Kalziumhydroxid-Präparat verwenden.
c) Den Zement ansetzen (siehe oben).
d) Feuchtigkeit von der Oberfläche entfernen, aber NICHT AUSTROCKNEN.
e) Mit der Spritze oder einem anderen geeigneten Instrument den Zement ansetzen (siehe oben), dabei das Dentin bis zur Schmelzgrenze auskleiden.
f) Mit Halogenlicht, Plasma-Licht oder LED Licht härten*. Die Lichtquelle so nahe wie möglich an die Zementoberfläche halten.
Hinweis:
Bei Applikationen über 2 mm, nach der Schichttechnik verfahren.
g) Die Füllung mit Komposit oder Amalgam in gewohnter Weise legen.
*Aushärtungszeit:
Halogen/LED 20 Sek.
Plasma Licht 10 Sek.
G-Light 20 Sek.

REINIGUNG / Sterilisation des Paste Pak Dispensers
1. Den Dispenser und den Dosierschieber mit einem in Alkohol getränkten Wattepellet reinigen.
2. Der Dispenser kann bei 121-135°C (250-275°F) für 10 bis 30 Minuten dampfautoklaviert oder mit Alkohol desinfiziert werden (Bitte den Dosierschieber vor dem Autoklavieren des Dispensers entfernen). Die Anwendung verschiedener chemischer Desinfektions-/Sterilisationsmittel kann zu Beschädigungen des Dispensers führen und wird deshalb nicht empfohlen.
Hinweis:
Nach dem Autoklavieren kann es vorkommen, daß sich der Lösehebel des Dispensers mit den Fingern nicht störungsfrei vorwärts und rückwärts schieben läßt. In solchen Fällen den Lösehebel mit einem geeigneten Schmiermittel wieder gängig machen.

FARBE
Universal

LAGERUNG
Empfehlung für die optimalen Eigenschaften: Kühl und dunkel lagern (4-25°C).

HANDELSFORM
Paste Pak Kartusche (7,0 g / 4,7 mL) (1) mit Mischblock (No. 22)
Zubehör: Paste Pak Dispenser (1)

ACHTUNG
1. Bei Kontakt mit Haut oder Schleimhaut, sofort mit einem alkoholgetränkten Wattepellet oder Schwamm entfernen.
2. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
3. In seltenen Fällen können Metalle bei einigen Personen Überempfindlichkeiten hervorrufen. Falls solche Reaktionen auftreten, die Anwendung des Paste Pak Dispensers (nickelüberzogenes Aluminium) nicht fortsetzen und einen Arzt aufsuchen.
4. Bei Kontakt mit Feuchtigkeits-Tinkturen kann eine Verfärbung auftreten!
5. Es sollte stets Persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrille getragen werden.
6. In seltenen Fällen kann es zu einer Sensibilisierung kommen. Bei Auftreten einer solchen die Benutzung abbrechen und einen Mediziner aufsuchen.

REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG:
VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.
NIE MALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.
Desinfizieren Sie mit einem für Ihr Land zugelassenen und registrierten (mid-level registered) Desinfektionsmittel.

Undesired effects- Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental
In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Manufactured by:
GC CORPORATION
76-1, Hatanuma-cho, Tabatah-ku, Tokyo 146-8585, Japan
RESPONSIBLE MANUFACTURER IN CANADA:
GC AMERICA INC.
3727 West 127th Street, Aisle, IL 60603 U.S.A.
3031
DISTRIBUTED BY:
GC CORPORATION
76-1 Hatanuma-cho, Tabatah-ku, Tokyo 146-8585, Japan

EU: GC EUROPE NV
Sie die richtige Adresse, telefonieren unter 00 33, B-3001 Leuven, Belgium. TEL: +32 16 74 10 00
GC AMERICA INC.
3727 West 127th Street, Aisle, IL 60603 U.S.A.
TEL: +1 708-587-0000
www.gcamerica.com

GC SOUTH AMERICA
Rua Heliodora, 309, Santana - São Paulo, SP, BRASIL.
CEP: 02022-051 - TEL: +55-11-2925-0965
CNPJ: 07.812.888/0001-00
RESP. TEC: Mayra de Satis Ribeiro - CROSP 105.982

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
5 Tampines Central 1, #06-01 Tampines Plaza, Singapore 529541
Tel: +65 6546 7588

GC AUSTRALASIA DENTAL PTY. LTD.
1753 Botany Rd, Bankstown NSW 2019, Australia
TEL: +61 2 9391 8200

PRINTED IN JAPAN

GC Fuji LINING™ LC PASTE PAK

CVI RADIOPAQUE PHOTOPOLYMERISABLE POUR FOND DE CAVITÉ ET LINER

Ce produit est réservé à l'art dentaire selon les recommandations d'utilisation.

GC Fuji LINING LC PASTE PAK est le premier ciment verre ionomère modifié à la résine photopolymérisable pour fond de cavité radiopaque disponible en version pâte/pâte. GC Fuji LINING LC PASTE PAK est disponible en cartouche et s'utilise facilement et proprement avec un distributeur spécial appelé bloc distributeur de pâtes (Paste Pak Dispenser).

INDICATIONS
Comme base ou liner.

CONTRE-INDICATIONS
1. Coiffage pulpaire.
2. Évitez l'utilisation de ce produit chez des patients souffrant d'allergies connues au verre ionomère, au monomère méthacrylate ou au polymère méthacrylate.

IDENTIFICATION DES PARTIES
(Cartouche Paste Pak)
1. Capuchon 2. Piston (cramailière) interne 3. Embout de la cartouche (Bloc distributeur de pâtes)
4. piston 5. Guide d'ajustement 6. Levier 7. Bloc coulissant 8. taquet de libération (Fig. 1)

MODE D'EMPLOI

Ratio pâte/pâte (g/g)	1,0/1,1
Temps de mélange (sec.)	10*
Temps de travail (min., sec.)	2'15"
Temps de photopolymérisation (sec.) (Halogène)	20*
Profondeur de polymérisation (mm)	1,3

1. CHARGEMENT DE LA CARTOUCHE DE PÂTES
a) Assurez-vous que le piston est complètement enfoncé dans le distributeur. (Fig. 2)
Note:
Pour retirer le piston, saisissez le bloc coulissant et le taquet de libération et tirez les ensemble (en dessous du distributeur).
b) Charger la cartouche dans le bloc distributeur de pâtes. (Fig. 3)
1) Faites coincer la marque de la cartouche avec la marque du distributeur comme indiqué.
2) Puis, tourner complètement la cartouche en position droite.
Note:
1) Si la cartouche est stockée au réfrigérateur, laissez-la à température ambiante avant d'utiliser.
2) Pour enlever la cartouche, retirez entièrement le piston et tournez de nouveau la cartouche pour revenir à la position initiale.

c) Une fois la cartouche en place, (ne pas enlever le capuchon de la cartouche), faites glisser le taquet de libération vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'arrête. (Fig. 4)
1) Ne pas pousser la partie du dessus.

2. DISTRIBUTION
a) Retirer le capuchon de la cartouche. (Fig. 5)
b) Soulevez le levier pour obtenir la quantité nécessaire de pâtes sur le bloc de mélange.
Note:
1) Avant de distribuer le matériau d'une nouvelle cartouche, retirez le taquet de libération et utilisez pendant un long moment, extraire un peu de pâtes pour éviter toute incorporation de bulle d'air dans le matériau.
2) Le guide d'ajustement peut être déplacé vers l'avant ou l'arrière en fonction de la quantité de matériau à distribuer. Position du guide d'ajustement pour protection de la cavité (lining). (Fig. 6)
3) Pendant que vous abaissez le levier, égalisez et coupez la quantité extralite des embouts de la cartouche en positionnant la cartouche et le distributeur en position verticale sur le bloc de mélange. (Fig. 7)
4) Réajuster et coupez le matériau.
5) Relâchez le levier. Lorsque le levier est relâché après distribution, les excédents de pâtes sur les embouts se rétractent dans la cartouche. Remplacer la cartouche de la cartouche.
Note:
1) Si des excédents de pâtes subsistent sur les embouts de la cartouche, retirez-les avec de la gaze, etc.
2) On peut connaître la quantité de matériau restant dans la cartouche par la position du bloc coulissant sous le distributeur. Comme la cartouche a un embout transparent sur une des cartouches, la quantité résiduelle peut être confirmée par la position du piston interne (cramailière) visible à travers l'embout de la cartouche.
3) Ne pas laisser le distributeur avec la cartouche. Sinon, la cartouche peut être endommagée.

3. MÉLANGE
Après l'usage, incorporer et étaler le matériau en fine couche sur le bloc de mélange en utilisant une spatule en plastique. Mélanger soigneusement, en tournant, pendant 10 secondes. Faites attention de ne pas incorporer de bulles d'air.
Note:
1) le temps de travail est de 2 minutes 15 secondes à partir du début du mélange à 23°C (73°F). Des températures plus élevées raccourciront le temps de travail.
2) Ne pas mélanger avec d'autres matériaux.

4. TECHNIQUE DE RESTAURATION
a) Préparer la dent selon les techniques habituelles. Une extension pour rétention mécanique n'est pas nécessaire.
b) Nettoyer et sécher mais SANS DESHYDRATER.
c) Mélanger le ciment (voir ci-dessus).
d) Eliminer l'humidité de la surface mais, sans sécher l'appareil.
e) Placer le ciment au moyen d'une seringue ou d'un instrument adapté pour Fond de cavité, jusqu'à la jonction Email-Dentine.
f) Photopolymériser avec une unité lumineuse de type halogène, arc à plasma ou LED*. Placer la source lumineuse le plus près possible de la surface du ciment.
Note:
Si la couche de matériau finale doit excéder 2mm, travailler par couches successives.
g) Procéder aux techniques habituelles de restauration par Composite ou Amalgam.
*Temps d'irradiation:
Halogen/LED 20 sec.
Arc à plasma 10 sec.
G-Light 20 sec.

Nettoyage / stérilisation du bloc distributeur de pâtes
1. Nettoyer le distributeur et le guide d'ajustement avec de la gaze imbibée d'alcool.
2. Le distributeur peut être plongé dans un bain de vapeur à 121-135°C (250-275°F) pendant 10-30 minutes ou désinfecté à l'alcool. (N'oubliez pas de retirer le guide d'ajustement et la cartouche avant le nettoyage du distributeur). L'utilisation de divers désinfectants chimiques / stérilisants peut causer des dommages au distributeur et dès lors, ne sont pas recommandés.
Note:
Après passage à l'autoclave le déverrouillage du distributeur peut ne pas être aisé. Dans ce cas, rétractez complètement le taquet de libération et appliquez un peu de vaseline (gel) sur toute la surface du taquet. Puis actionnez le taquet de libération dans les deux sens quelques fois pour obtenir une 'glisse' satisfaisante.

TEINTE
Universelle

STOCKAGE
Pour des performances optimales, conserver dans un endroit frais et sombre (4 à 25°C) (39,2-77,0°F).

PRESENTATION
1 Cartouches de pâtes (7,0 g / 4,7 mL), bloc de mélange (N°22)
Option: 1 bloc distributeur de pâtes

AVERTISSEMENT
1. En cas de contact avec la muqueuse ou la peau, retirer immédiatement avec un coton imbibé d'alcool. Rincer aussitôt avec de l'eau.
2. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau et consulter un médecin.
3. En cas de rares cas, le métal peut causer, chez certaines personnes, des réactions allergiques. Si de telles réactions se produisent, cessez d'utiliser ce Paste Pak Dispenser (Nickel plaqué aluminium) et consultez un médecin.
4. Conserver le distributeur de pâtes loin de produits chimiques tels que la teinture de iode, les produits des éléments halogènes. Le distributeur pourrait être décoloré.
5. Un équipement de protection individuelle (PPE) comme des gants, masques et lunettes de sécurité doit être utilisé.
6. En cas de rares cas ce produit peut entraîner des réactions allergiques chez certaines personnes. Si tel est le cas, ne plus utiliser ce produit et consulter un médecin.

Certains produits mentionnés dans le présent mode d'emploi peuvent être classés comme dangereux selon le GHS. Familiarisez-vous avec les fiches de données de sécurité disponibles sur:
http://www.gceurope.com ou pour l'Amérique
http://www.gcamerica.com
Elles peuvent également être obtenues auprès de votre fournisseur.

NETTOYAGE ET DESINFECTATION:
Système de distributeur multi-usage: pour éviter toute contamination croisée entre les patients, ce dispositif nécessite une désinfection de niveau intermédiaire. Immédiatement après utilisation, inspecter le dispositif et l'étiquette pour vérifier si il est endommagé.
NE PAS IMMÉRGER. Nettoyer soigneusement le dispositif pour prévenir l'assèchement et l'accumulation de contaminants.
Système de distributeur de contrôle de l'infection de niveau intermédiaire selon les directives régionales / nationales.

Déclaration d'effets indésirables:
Si vous avez connaissance d'effets indésirables, de réactions ou d'événements de ce type résultant de l'utilisation de ce produit, y compris ceux non mentionnés dans cette notice, veuillez les signaler directement via le système de vigilance approprié, en sélectionnant l'autorité compétente de votre pays accessible via le lien suivant:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en ainsi qu'à notre système de vigilance interne: vigilance@gc.dental
Vous contribuerez ainsi à améliorer la sécurité de ce produit.

Ultima revisión: 07/2019

GC Fuji LINING™ LC PASTE PAK

VETROIONOMERO RADIO-OPACO FOTOPOLIMERIZZABILE PER SOTTOFONDI

Per uso esclusivamente professionale odontologico nelle indicazioni raccomandate.

GC Fuji LINING LC PASTE PAK è il primo vetro-ionomero fotopolimerizzabile radio-opaco adoperato di resina per fondo di cavità disponibile in formulazione pasta-pasta. GC Fuji LINING LC PASTE PAK è disponibile in cartuccia e può essere facilmente e correttamente distribuito utilizzando uno speciale dispenser chiamato Paste Pak Dispenser.

INDICAZIONI RACCOMANDATE
Come base o sottofondo per la cavità preparate.

CONTROINDICAZIONI
1. Incappucciamento pulpare.
2. Evitare l'uso di questo prodotto su pazienti con allergie note a cementi vetroionomerici, a monomeri metacrilici o a polimeri metacrilici.

I COMPONENTI
(Cartuccia Paste Pak)
1. Cappuccio 2. Startuffo interno 3. Punta (Paste Pak Dispenser)
4. Pistone 5. Guida di dosaggio 6. Leva 7. Blocco di scorrimento 8. Leva di rilascio (Fig. 1)

ISTRUZIONI PER L'USO

Proportione Pasta/Pasta (g/g)	1,0/1,1
Tempo di miscelazione (sec.)	10*
Tempo di lavorazione (min., sec.)	2'15"
Tempo di fotopolimerizzazione (sec.) (Allogena)	20*
Profondità di polimerizzazione (mm)	1,3


1. CARICAMENTO DELLA CARTUCCIA PASTE PAK
a) Assicurarsi che il pistone sia completamente ritratto nel dispenser. (Fig. 2)
Nota:
Per ritrarre il pistone, tenere con la dita sia il blocco di scorrimento che la leva di rilascio (nella parte inferiore del dispenser) e tirare entrambi contemporaneamente.
b) Caricare la cartuccia nel Paste Pak Dispenser. (Fig. 3)
1) Assicurarsi che il segno posto sulla cartuccia sia in linea con il segno posto sul DISPENSER come illustrato.
2) Quindi, ruotare completamente la cartuccia verso destra.
Nota:
1) Se la cartuccia è conservata in frigo, prima dell'uso lasciarla a temperatura

BENOMING VAN DE ONDERDELEN FORTEGNELSE ÖVER KOMPONENTER FÖRTECKNING ÖVER INGAENDE KOMPONENTER IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

GC Fuji LINING™ LC PASTE PAK

RADIOPAK LICHTUITHAREND GLASJONOMEER ONDERLAAGCEMENT

Alleen te gebruiken door tandheelkundig gekwalificeerden in de vermelde toepassingen.



GC Fuji LINING LC PASTE PAK is het eerste röntgenopak lichtuithardend kunststofglasjonomieer lining-cement in een pasta-pasta uitvoering. GC Fuji LINING LC PASTE PAK is leverbaar in een cartridge verpakking en kan eenvoudig en op de juiste wijze worden geïmplementeerd door een speciale dispenser te gebruiken, de Paste Pak Dispenser.

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN

Als onderlaag en voor isolatie in geprepareerde caviteiten.

CONTRA-INDICATIES

1. Pulpa overkapping.
2. Vrijwillig gebruik van dit product bij patiënten met bekende allergie voor glasjonomieerement, methacrylaatmonomeer of methacrylaatpolymeer.

BENOMING VAN DE ONDERDELEN (Paste Pak Cartridge)

1. Dop 2. Dubbele zuiger cartridge 3. Cartridge tip (Paste Pak Dispenser)
4. Dubbele plunjer 5. Regelschijf 6. Hefboom
7. Schuifblok 8. Ontgrendelend (Fig. 1)

GEBRUIKSAANWIJZING

Pasta / Pasta Ratio (g/g)	1,0/1,1
Mengtijd (sec.)	10"
Verwerkingstijd (min., sec.)	2'15"
Belichtingstijd (sec.)(Halogen)	20"
Diepte van uitharding (mm)	1,3

1. Het plaatsen van de Paste Pak cartridge
a) Verzeker u ervan dat de dubbele plunjer volledig in de dispenser is geschoven. (Fig. 2)
Opmerking:
Om de dubbele plunjer terug te schuiven, houd u beide, het schuifblok en de ontgrendelend (aan de onderkant van de dispenser) tussen uw vingers en u trek ze samen terug.

b) Breng het cartridge in de Paste Pak Dispenser. (Fig. 3)
1) Zorg ervoor dat het markeringssteken op de cartridge en het markeringssteken op de Paste Pak Dispenser tegenover elkaar staan, zoals afgebeeld.

2) Draai dan de cartridge volledig naar rechts.
Opmerking:
1) Wanneer de cartridge in de koelkast wordt bewaard, deze een half uur voor gebruik op kamertemperatuur (23°C / 73°F) laten komen.
2) Om de cartridge te verwijderen, trek u de dubbele plunjer volledig terug en draai u de cartridge terug tot de markeringen samenvallen.

c) Na het plaatsen van de cartridge, (de dop van de cartridge nog niet verwijderen) schuif u de ontgrendelend naar voren tot hij niet verder kan. (Fig. 4)

1) Druk daarvoor op de voorkant van de ontgrendelend.
2) Dier niet op de bovenste rand.

2. EXTRUDEREN
a) Verwijder de dop van de cartridge. (Fig. 5)
1) Druk de hefboom in om de benodigde hoeveelheid pasta's op het mengblokje aan te brengen.
Opmerking:
1) Het eerste materiaal dat men uit de dispenser extrudeert moet niet eerst gebruikt worden in het geval dat de cartridge gedurende langere tijd niet is gebruikt. Dit om te voorkomen dat de luchtballen in het materiaal wordt ingestield.
2) De plastic deksel kunt u voorwaarts of achterwaarts bewegen om zo de hoeveelheid te extruderen materiaal te veranderen.
Positie van de vingerring Lang voor lning. (Fig. 6)
1) Tijdens het indrukken van de hefboom, extrudeer u het materiaal en snijdt u het af door de cartridge en dispenser op het mengblokje in een opwaartse richting te bewegen. (Fig. 7)

1) Wanneer deze beweging en het afsnijden van materiaal.
2) Het indrukken van de hefboom. Wanneer de hefboom wordt losgelaten na het extruderen, worden de resten van de hefboom, extrudator en de tips terug gezogen in de cartridge. Plaats de dop van de cartridge terug.
Opmerkingen:
1) Als er overblijft materiaal achterblijft op de tips van de cartridge, verwijder dit met een gaasje.
2) De hoeveelheid aan restmateriaal in de cartridge wordt gereduceerd door middel van de positie van het schuifblok aan de onderkant van de dispenser. Doordat een deel van de cartridge een transparant uiteinde heeft, kan de hoeveelheid materiaal worden vastgesteld door de positie van de zuiger, welke zichtbaar is door dit uiteinde.
3) Laat de dispenser met de cartridge niet vallen. De cartridge kan worden beschadigd.

3. MENGEN
Na extruderen, verdeel en spreid het materiaal uit, met behulp van een plastic spatel, tot een dunne laag op het mengblokje. Meng grondig, in overloppende stroken, gedurende 10 seconden. Zorg ervoor dat er geen luchtballen ontstaan.
Opmerkingen:
1) De verwerkingstijd is 2 minuten 15 seconden vanaf het moment dat de pasta bij 23°C (73°F). Hogere temperaturen zullen de verwerkingstijd bekorten.
2) Meng de pasta's niet met andere materialen.

4. RESTAURATIEVE TECHNIEK
a) Præpareren het element volgens de gebruikelijke techniek. Het creëren van uitgebreide mechanische retentie is niet noodzakelijk.
b) Spoel en droog maar VOORKOM UITDROGEN.
c) Plaats het element met behulp van een speciale pulpa-overkappingsmateriaal.
d) Breng het cement (zoals hierboven beschreven).
e) Verwijder voort van de caviteitswanden maar VOORKOM UITDROGEN.
f) Breng het element met behulp van een spuit of een geschikt instrument, waarbij het dentine tot de glazuurgrens wordt bedekt.
g) Bestrijk met een halogeenvorming van met LED licht. Plaats de lichtbron zo dicht mogelijk bij het cementoppervlak.
Opmerking:
1) Rens dispensers en den justerbare doseringsguide met gaze vødetil alkohol.
2) Dispensers kan autoklaveres ved 121-135°C (250-275°F) i 10-30 minutter eller alternativt desinficeres med alkohol. (Fjern den justerbare doseringsguide for autoklavering af dispensers).
Anvendelse af forbeholdte kemiske desinfektionsmidler/præparater kan forårsage beskadigelse af dispensers, hvorfor dette ikke anbefales.
Bemærk:
Efter autoklavering, kan stempelulderseren til stemplet, måske være vanskelig at bevæge frem og tilbage. I dette tilfælde skal stempelulderseren trækkes helt tilbage og nu anbefales det at smøre de bevægelige dele med lidt paraffinolie eller lignende, således at knappen bevæger sig frit igen.

FARV
Universel

OPBEVARING
For optimalt resultat skal, opbevares på et kølgt og mørkt sted (4-25°C).

PAKNING
Paste Pak Magasin (7,0g / 4,7ml) (1) med blandedblik (Nr.22)
Tilbehør: Paste Pak Dispenser (1)

ADVARSEL
1. Ifald der er kontakt med slimhinde eller hud fjernes materialet omgående med et stykke alkoholvædet gaze og skylles omhyggeligt med vand.
2. Tilfælde af at materialet kommer i øjnene skylles omhyggeligt med vand og læg konsultation.
3. Tilfælde af, at metal giver allergiske reaktioner. Søg læge såfremt det viser sig at allergiske reaktioner fremkommer ved brug af Paste Pak Dispenser (nikkel belagt aluminium).
4. Paste Pak Dispenserser må ikke opbevares sammen med kemikalier, idet disse kan forårsage misfarvning af metal.
5. Personlige værnemidler (PPE) såsom handsker, mundbind og beskyttelsesbrille skal altid bæres.
6. Hos overfølsomme personer kan en sensibilisering fra produktet ikke udelukkes. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal brugen af produktet indstilles. I tilfælde af allergi henvises patienten til læge.

Nogle produkter som er beskrevet i IFLU er evt. klassificeret som farlig i iht GHS. Læs altid op på alle arbejdsvejledninger som kan findes på:
<http://www.gceurope.com> eller for Amerika
<http://www.gcamerica.com>
De kan altid rekvireres hos dit depot.

RENGØRING OG DESINFECTIE:
APPLICERINGSSYSTEM TIL FLERGÅNGSBRUG: For at undgå krydskontaminering mellem patienterne, skal disse enheder desinficeres på mellemniveau. Efter anvendelse inspiceres enheden umiddelbart for problemer. Defekt enhed skal kasseres.
MÅ IKKE LÆGSES I DESINFECTIONSVEKSER. Rengør enheden omhyggeligt og tør den ordentligt. Der må ikke være smuds tilbage på enheden. Desinficer produktet på mellemniveau og føj de nationale retningslinjer for dette.

Utsigtede bivirkninger:
Hvis du ved brug af produktet oplever nogle ukendte effekter, bivirkninger eller lign. som ikke er nævnt i instruktionen, bedes du rapportere dem direkte til Lægemiddelstyrelsen eller via dette link
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Samt til vort interne overvågningssystem:
<mailto:vigilance@gc.dental>

Sidst revideret: 07/2019

REINIGING/DESINFECTIE:
MULTI-TOEPASBARE DOSERINGSYSTEM: Om kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen dient dit instrument en het label gedesinfecteerd te worden. Inspecteer het instrument en het label direct na gebruik op beschadigingen. Gebruik het instrument niet meer indien beschadigd.
NIET ONDERDOPPELEN. Reinig het instrument grondig om het opdrogen en accumuleren van vreemdeingen te voorkomen. Desinfecteer met een medisch geregistreerd infectie control product vødetil een vødetil een regionale/nationale richtlijnen.

Ongevenste effecten-rapporteren:
Als u ziektewettelijke vorm van ongewenst effect, reactie of soortgelijke gebeurtenissen bij het gebruik van dit product, inclusief degene die niet in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld, meld deze dan eveneens aan de relevante overheidsinstantie, door de juiste autoriteit van uw land te selecteren toegankelijk via de volgende link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en evenals <mailto:vigilance@gc.dental>.
Op deze manier draagt u bij aan het verbeteren van de veiligheid van dit product.

Laatste herziening: 07/2019

GC Fuji LINING™ LC PASTE PAK

RADIOPAKE LYSPOLYMERISERENDE GLASJONOMEER-LININGCEMENT

Kun til anvendelse af færdiglagede til de i denne brugsanvisning beskrevne indikationer.

GC Fuji LINING LC PASTE PAK er den første lysghærdende resin-modificeret glasjonomieer liner med røntgenkontrast i pasta-pasta version. GC Fuji LINING LC PASTE PAK leveres i magasiner og kan enkelt og korrekt doseres ved at bruge en special dispenser - Paste Pak Dispenser.

INDIKATIONER

Dentinerstatning eller liner under amalgam eller komposit.

KONTRAINDIKATION

1. Pulpa overkapping.
2. Undgå brugen af dette produkt til patienter med kendt allergi overfor glasjonomieer, methakrylat monomer eller methakrylat polymer.

FORTEGNELSE ÖVER INGAENDE KOMPONENTER (Paste Pak Magasin)

1. Hætte 2. Indretste stempel 3. Spids på magasinet (Paste Pak Dispenser)
4. Stempel 5. Justerbar doseringsguide
6. Doseringsarm 7. Bevægelig blokeringsknap
8. Stempel udløser (Fig. 1)

BRUGSANVISNING

Paste / Paste forhold (g/g)	1,0/1,1
Udrøringslid (sek.)	10"
Blændningstid (min., sek.)	2'15"
Hærdetid (sek.)(Halogenlys)	20"
Hærdedybde (mm)	1,3

1. Indsættelse af Paste Pak magasin
a) Kontroller, at stemplet er helt trukket tilbage i dispenseren. (Fig. 2)
Bemærk:
For at få stemplet trukket tilbage hold både den bevægelige blokeringsknap og Stempelulderseren (på undersiden af dispenseren) med fingrene og træk dem tilbage samtidigt.

b. Sæt magasinet ind i Paste Pak Dispenseren. (Fig. 3)
1) Anbring det mærke på magasinet udfor det mærke på Paste Pak Dispenser som illustreret.
2) Drej magasinet helt til højre position.
Bemærk:
1) Opbevarer magasinerne i køleskab, skal de lages ud ca. 30 minutter før anvendelse og anbringes i rumtemperatur (23°C / 73°F).
2) Ved fjernelse af magasinet skal stemplet først trækkes tilbage og magasinet drejes tilbage til det mærke.

c. Efter indsættelse af magasinet (fjern ikke beskyttelsehætten på magasinet) tryk på stempelulderseren indtil materialet stopper. (Fig. 4)
1) Tryk stempelulderseren opad til den stopper.
2) Tryk ikke på oversiden.

2. Dispensering
a) Fjern beskyttelsehætten. (Fig. 5)
1) Tryk på doseringsarmen for at få den ønskede mængde af materiale ud på blandedblikket.
Bemærk:
1) Får dispensering af materiale fra et nyt magasin eller efter et lang stykke tid uden brug, så skal materialet have rumtemperatur.
Herved forhindres det at der ikke så let inkorporeres luftbobler i materialet.
2) Fingerringet kan flyttes fremad eller tilbage at efter mængde materiale der ønskes. (Fig. 6)
3. Medens doseringsarmen trykkes ned, bedøm og tryk en jævn mængde materialer på et behøvs og vænd uppå ned på materialet.
4) Tryk stempelulderseren opad til den stopper.
Bemærk:
1) Hvis overskydende materiale har sat sig fast på magasinspidsen, så fjern dette evt. med et stykke gaze.

2) Mængde af materiale i magasinet kan ses ved at kikke på positionen af den bevægelige blokeringsknap på undersiden af dispenseren.
Indt magasinnet har gennemsnitlige spidser, kan det og også ses, hvor meget materiale der er tilbage i magasinet ved at se på stemplet, når man betragter det gennem spidsen.
3) Tab ikke dispenserseren med magasinet på gulvet, ellers kan magasinet beskadiges.

3. BLANDING
Efter dispensering, bland og spred materialet ud i et tyndt lag på blandedblikket og en plastik spatel.
Bland omhyggeligt med rolig bevægelse i ca. 10 sekunder. Vær omhyggelig med ikke at inkorporerer luftbobler.
Bemærk:
1) Arbetstiden er 2 minutter 15 sekunder fra start af miks ved 23°C (73°F). Høj temperatur vil afkorte arbejdstiden.
2) Bland ikke materialet med andre materialer.

4. FYLNINGSTEKNIK
a) Præparer kaviteten på sædvanlig vis. Mekanisk retention er ikke nødvendig.
b) Skyi og tørblæs, UDTØR IKKE. På dybe og kulpanære områder anbefales at lægge en afgrænset Ca (OH)2 bundtægning.
c) Bland cementen (se ovenfor).
d) Fjern fugt fra kaviteten, men UDTØR IKKE.
e) Åbn og luk materialet i kaviteten ved hjælp af en Centrix sprøjte eller et passende instrument.
f) Dæk dentinoverfladen op til emalje- / dentingrænsen.
f) Lysghærd med en halogen, plasma eller LED polymeriseringslampe*. Hold lyslederen så tæt på materialet som muligt.

Hvis det er nødvendigt mere end 2 mm dentinerstatning kræves en tilfælde-afgørelse.
g) Læg amalgam- eller kompositfyldning på sædvanlig måde.
*Belysningslid
Halogenlys/LED 20 sek.
Plasmalampe 10 sek.
G-Light 20 sek.

Rengøring / Sterilisering af Paste Pak Dispenser
1. Rens dispenserseren og den justerbare doseringsguide med gaze vødetil alkohol.
2. Dispensers kan autoklaveres ved 121-135°C (250-275°F) i 10-30 minutter eller alternativt desinficeres med alkohol. (Fjern den justerbare doseringsguide for autoklavering af dispensers).
Anvendelse af forbeholdte kemiske desinfektionsmidler/præparater kan forårsage beskadigelse af dispensers, hvorfor dette ikke anbefales.
Bemærk:
Efter autoklavering, kan stempelulderseren til stemplet, måske være vanskelig at bevæge frem og tilbage. I dette tilfælde skal stempelulderseren trækkes helt tilbage og nu anbefales det at smøre de bevægelige dele med lidt paraffinolie eller lignende, således at knappen bevæger sig frit igen.

FARV
Universel

OPBEVARING
For optimalt resultat skal, opbevares på et kølgt og mørkt sted (4-25°C).

PAKNING
Paste Pak Magasin (7,0g / 4,7ml) (1) med blandedblik (Nr.22)
Tilbehør: Paste Pak Dispenser (1)

ADVARSEL
1. Ifald der er kontakt med slimhinde eller hud fjernes materialet omgående med et stykke alkoholvædet gaze og skylles omhyggeligt med vand.
2. Tilfælde af at materialet kommer i øjnene skylles omhyggeligt med vand og læg konsultation.
3. Tilfælde af, at metal giver allergiske reaktioner. Søg læge såfremt det viser sig at allergiske reaktioner fremkommer ved brug af Paste Pak Dispenser (nikkel belagt aluminium).
4. Paste Pak Dispenserser må ikke opbevares sammen med kemikalier, idet disse kan forårsage misfarvning af metal.
5. Personlige værnemidler (PPE) såsom handsker, mundbind og beskyttelsesbrille skal altid bæres.
6. Hos overfølsomme personer kan en sensibilisering fra produktet ikke udelukkes. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal brugen af produktet indstilles. I tilfælde af allergi henvises patienten til læge.

Nogle produkter som er beskrevet i IFLU er evt. klassificeret som farlig i iht GHS. Læs altid op på alle arbejdsvejledninger som kan findes på:
<http://www.gceurope.com> eller for Amerika
<http://www.gcamerica.com>
De kan altid rekvireres hos dit depot.

RENGØRING OG DESINFECTIE:
APPLICERINGSSYSTEM TIL FLERGÅNGSBRUG: For at undgå krydskontaminering mellem patienterne, skal disse enheder desinficeres på mellemniveau. Efter anvendelse inspiceres enheden umiddelbart for problemer. Defekt enhed skal kasseres.
MÅ IKKE LÆGSES I DESINFECTIONSVEKSER. Rengør enheden omhyggeligt og tør den ordentligt. Der må ikke være smuds tilbage på enheden. Desinficer produktet på mellemniveau og føj de nationale retningslinjer for dette.

Utsigtede bivirkninger:
Hvis du ved brug af produktet oplever nogle ukendte effekter, bivirkninger eller lign. som ikke er nævnt i instruktionen, bedes du rapportere dem direkte til Lægemiddelstyrelsen eller via dette link
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Samt til vort interne overvågningssystem:
<mailto:vigilance@gc.dental>

Sidst revideret: 07/2019

GC Fuji LINING™ LC PASTE PAK

RÖNTGENKONTRASTERANDE LJUSHÄRDANDE GLASJONOMERLINER

Enbart för bruk av tandvårdspersonal vid rekommenderade indikationer.

GC Fuji LINING LC PASTE PAK är den första resin-modifierade glasjonomieer modifierad med resina röntgenkontrasterande glasjonomieerlinor som finns tillgänglig i pasta-pasta form. GC Fuji LINING LC PASTE PAK finns i patronförpackning och kan enkelt och korrekt doseras med en Paste Pak Dispenser.

REKOMMENDERADE INDIKATIONER

Underfyllning eller liner under amalgam eller komposit.

KONTRAINDIKATIONER

1. Pulpaöverkapping.
2. Undvik användning av denna produkt på patienter med känt allergi mot glasjonomieerement, metakrylat monomerer eller metakrylat polymerer.

FÖRTECKNING ÖVER INGAENDE KOMPONENTER (Paste Pak Patron)

1. Lock 2. Inre påskjutningskolv 3. Spets (Paste Pak Dispenser)
4. Pistong 5. Långt fingergep 6. Hävarm
7. Rörig blokeringsvägg
8. Hävarm för dosering (Fig. 1)

BRUGSANVISNING

Bländningsförhållande (g/g)	1,0/1,1
Bländningstid (sek.)	10"
Arbetstid (min., sek.)	2'15"
Ljuspolymeriseras under (sek.)(Halogen)	20"
Hårdningsdjup (mm)	1,3

1. LADDNING AV PASTE PAK PATRON
a) Kontrollera att pistongen är helt tillbaka dragagen i dispensern. (Fig. 2)
OBS:
För att dra tillbaka pistongen, håll i båda sidorna på blokeringsväggen och lösgör hävarmen (på undersidan av dispensern) med fingrarna och dra dem tillbaka samtidigt.

b) Laddning av patron i Paste Pak Dispenser. (Fig. 3)
1) Försäkra er om att linjerna upp märkt på patronen med märket på Paste Pak Dispenser enligt illustrationen.
2) Em seguida, rode o cartucho completamente para a posição da direita.
OBS:
1) Vid förvaring i kylskåp, ut produktet från kylskåpet till rums-temperatur (23°C / 73°F) senast 30 min. innan användning.
2) För att avlägsna patronen, dra tillbaka pistongen helt och vrid patronen tillbaka till den markerade positionen.

c) Efter laddning av patronen, för hävarmen för dosering framåt till stopp. (Fig. 4)
1) Tryck på fronten av hävarmen.
2) Tryk inte på uppsidan.

2. DISPENSERING
a) Avlägsna locket. (Fig. 5)
b) Tryck på hävarmen för att dosera den erforderliga mängden material på bländningsblocket.
Bemærk:
1) Innan dosering från en ny patron, eller efter dosering från en patron som skall till att användas efter en längre tids uppehåll, tryk ut lite pasta för att förhindra att en möjlig luftfällning i patronen ska orsaka problem i det material som skall blandas för centering.
2) Fingerringet kan föras framåt eller bakåt för att efter behov ändra den benjög luftfällning i patronen ska orsaka problem i det material som skall blandas för centering.
3) Medan hävarmen trykkes ned, bedöm och lägg ut en jämn mängd material som behövs och vänd upp och ned på materialet.
4) Tryk stempelulderseren opad til den stopper.
Bemærk:
1) Hvis overskydende materiale har sat sig fast på magasinspidsen, så fjern dette evt. med et stykke gaze.

2) Mængde af materiale i magasinet kan ses ved at kikke på positionen af den bevægelige blokeringsknap på undersiden af dispenseren.
Indt magasinnet har gennemsnitlige spets, kan det og også ses, hvor meget materiale der er tilbage i magasinet ved at se på stemplet, når man betragter det gennem spidsen.
3) Tab ikke dispenserseren med magasinet på gulvet, ellers kan magasinet beskadiges.

3. TILLBÄNDNING
Efter dispensering, blanda materialet och sprid ut det i ett tunt lager på bländningsblocket med en plastspatel. Blanda noggrant, med överlappande drag i 10 sek. Undvik att blanda luftbubblor i materialet.

4. FYLNINGSTEKNIK
a) Præparer kaviteten på sædvanlig sätt. Mekaniska retentionsen är inte nödvändig.
b) Skyi og tørblæs, UDTØR IKKE. På dybe og kulpanære områder anbefales at lægge en afgrænset Ca (OH)2 bundtægning.
c) Bland cementen (se ovenfor).
d) Fjern fugt fra kaviteten, men UDTØR IKKE.
e) Åbn og luk materialet i kaviteten ved hjælp af en Centrix sprøjte eller et passende instrument.
f) Dæk dentinoverfladen op til emalje- / dentingrænsen.
f) Lysghærd med en halogen, plasma eller LED polymeriseringslampe*. Hold lyslederen så tæt på materialet som muligt.

Hvis det er nødvendigt mere end 2 mm dentinerstatning kræves en tilfælde-afgørelse.
g) Læg amalgam- eller kompositfyldning med sædvanlig måde.
*Belysningslid
Halogenlys/LED 20 sek.
Plasmalampe 10 sek.
G-Light 20 sek.

Rengøring / Sterilisering af Paste Pak Dispenser
1. Rens dispenserseren og den justerbare doseringsguide med gaze vødetil alkohol.
2. Dispensers kan autoklaveres ved 121-135°C (250-275°F) i 10-30 minutter eller alternativt desinficeres med alkohol. (Fjern den justerbare doseringsguide for autoklavering af dispensers).
Anvendelse af forbeholdte kemiske desinfektionsmidler/præparater kan forårsage beskadigelse af dispensers, hvorfor dette ikke anbefales.
Bemærk:
Efter autoklavering, kan stempelulderseren til stemplet, måske være vanskelig at bevæge frem og tilbage. I dette tilfælde skal stempelulderseren trækkes helt tilbage og nu anbefales det at smøre de bevægelige dele med lidt paraffinolie eller lignende, således at knappen bevæger sig frit igen.

FARV
Universel

OPBEVARING
For optimalt resultat, förvaras kallet och mörkt (4-25°C).

FÖRPACKNING
Paste Pak Patron (7,0g / 4,7ml) (1) med bländningsblock (Nr.22)
Tilbehør: Paste pak Dispenser (1)

IKTAKT FÖRSIKTIGHET
1. Ifall materialet kommer i direkt kontakt med mjukvävnad eller slimhinna, avlägsna det genast med en riktigt dränkt i alkohol. Spola med vatten.
2. Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med kylligt med vatten och uppsök läkare.
3. I sällsynta fall kan vissa personer vara överkänsliga mot aluminium. Ifall sådana fall skall produkten (Paste Pak Dispenser) inte användas (nickelpläterad aluminium) och läkare konsulteras.
4. Förvara Paste Pak dispensern på ett ställe där den inte utsätts för fukt. Dra sedan hävarmen några gånger fram och tillbaka för att försäkra optimal gång.
Efter autoklavering kan det inträffa att dispensers hävarm får en trög gång när man ska skjuta den framåt eller tillbaka. I sådana fall, dra tillbaka pistongen helt och släpp hävarmen. Dra sedan hävarmen några gånger fram och tillbaka för att försäkra optimal gång.

RENGØRING / STERILISERING AV PASTE PAK DISPENSER
1. Rens dispenserseren og den justerregpet med en kompress drødtil alkohol.
2. Dispensers er autoklaverbar ved 121 - 135°C i 10 til 30 min., alternativt desinficeres i alkohol. (Avlägsna doseringsguiden for autoklavering af dispensers).
Anvendelse af forbeholdte kemiske desinfektionsmidler/præparater kan forårsage beskadigelse af dispensers, hvorfor dette ikke anbefales.
Bemærk:
Efter autoklavering, kan stempelulderseren til stemplet, måske være vanskelig at bevæge frem og tilbage. I dette tilfælde skal stempelulderseren trækkes helt tilbage og nu anbefales det at smøre de bevægelige dele med lidt paraffinolie eller lignende, således at knappen bevæger sig frit igen.

FARV
Universel

FÖRVARING
För optimalt resultat, förvaras kallet och mörkt (4-25°C).

FÖRPACKNING
Paste Pak Patron (7,0g / 4,7ml) (1) med bländningsblock (Nr.22)
Tilbehør: Paste pak Dispenser (1)

IKTAKT FÖRSIKTIGHET
1. Ifall materialet kommer i direkt kontakt med mjukvävnad eller slimhinna, avlägsna det genast med en riktigt dränkt i alkohol. Spola med vatten.
2. Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med kylligt med vatten och uppsök läkare.
3. I sällsynta fall kan vissa personer vara överkänsliga mot aluminium. Ifall sådana fall skall produkten (Paste Pak Dispenser) inte användas (nickelpläterad aluminium) och läkare konsulteras.
4. Förvara Paste Pak dispensern på ett ställe där den inte utsätts för fukt. Dra sedan hävarmen några gånger fram och tillbaka för att försäkra optimal gång.
Efter autoklavering kan det inträffa att dispensers hävarm får en trög gång när man ska skjuta den framåt eller tillbaka. I sådana fall, dra tillbaka pistongen helt och släpp hävarmen. Dra sedan hävarmen några gånger fram och tillbaka för att försäkra optimal gång.

RENGØRING / STERILISERING AV PASTE PAK DISPENSER
1. Rens dispenserseren og den justerregpet med en kompress drødtil alkohol.
2. Dispensers kan autoklaveres ved 121-135°C (250-275°F) i 10-30 minutter eller alternativt desinficeres med alkohol. (Fjern den justerbare doseringsguide for autoklavering af dispensers).
Anvendelse af forbeholdte kemiske desinfektionsmidler/præparater kan forårsage beskadigelse af dispensers, hvorfor dette ikke anbefales.
Bemærk:
Efter autoklavering, kan stempelulderseren til stemplet, måske være vanskelig at bevæge frem og tilbage. I dette tilfælde skal stempelulderseren trækkes helt tilbage og nu anbefales det at smøre de bevægelige dele med lidt paraffinolie eller lignende, således at knappen bevæger sig frit igen.

FARV
Universel

FÖRVARING
För optimalt resultat, förvaras kallet och mörkt (4-25°C).

FÖRPACKNING
Paste Pak Patron (7,0g / 4,7ml) (1) med bländningsblock (Nr.22)
Tilbehør: Paste pak Dispenser (1)

IKTAKT FÖRSIKTIGHET
1. Ifall materialet kommer i direkt kontakt med mjukvävnad eller slimhinna, avlägsna det genast med en riktigt dränkt i alkohol. Spola med vatten.
2. Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med kylligt med vatten och uppsök läkare.
3. I sällsynta fall kan vissa personer vara överkänsliga mot aluminium. Ifall sådana fall skall produkten (Paste Pak Dispenser) inte användas (nickelpläterad aluminium) och läkare konsulteras.
4. Förvara Paste Pak dispensern på ett ställe där den inte utsätts för fukt. Dra sedan hävarmen några gånger fram och tillbaka för att försäkra optimal gång.
Efter autoklavering kan det inträffa att dispensers hävarm får en trög gång när man ska skjuta den framåt eller tillbaka. I sådana fall, dra tillbaka pistongen helt och släpp hävarmen. Dra sedan hävarmen några gånger fram och tillbaka för att försä