



Gaumenfaltenschablonen SPEIKO

Zusammensetzung:

Enthält flexiblen, thermisch verformbaren und transparenten Kunststoff.

Anwendungsgebiete:

- Zur Nachbildung der natürlichen Gaumenfalten in einer Oberkieferprothesenaufstellung
- Nur für den dentalen Gebrauch

Gegenanzeigen:

Keine

Nebenwirkungen/Wechselwirkungen:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine bekannt.

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:

Arbeitsweise:

Die Schablone mit Heißluft oder heißem Wasser verformbar machen.

Vor dem Aufstellen auf das Gipsmodell die Schablone anpassen. Dazu kann die Gaumenfaltenschablone entsprechend der Größe des Modells an den Rändern zugeschnitten, nochmals erwärmt und angedrückt werden.

Während der Aufstellarbeiten die Schablonen entfernen, zur Seite legen und aufbewahren.

Die Prothese wie gewohnt in Rosa-Wachs aufstellen.

Nach der Wachseinprobe der Prothese die Aufstellung zirkulär an den Rändern auf dem Modell festwachsen. Die vorgefertigte Schablone nachzeichnen und die Wachsbasis entsprechend ausschneiden.

Dann die Schablone in die Aufstellung einlegen und sauber verwachsen. Prothese wie üblich einbetten und Gaumenfaltenschablone nach dem Aufbrühen entfernen.

Hinweise:

Bilder zur detaillierten Anwendung finden Sie auf www.speiko.de/Gaumenfaltenschablonen.

Handelsformen:

Gaumenfaltenschablonen SPEIKO

Inhalt: 6 Stück

Art.-Nr. 1801

Stand der Information: August 2020



SPEIKO Palate Patterns

Composition:

Contains flexible, thermoformable and transparent plastic.

Fields of application:

- To recreate the natural palatine folds in a maxillary prosthesis set-up
- For dental use only

Contra-indications:

None

Side effects/interactions:

None known if used according to intended purpose.

Dosage, type and duration of treatment:

Procedure:

Use hot air or hot water to make the pattern malleable.

Before beginning with the wax work, adapt the palate pattern to the plaster model. To this end, the edges of the palate pattern can be trimmed to fit the size of the model before the pattern is heated up again and pressed on.

Remove the pattern, put it aside and keep it in a safe place whilst setting up.

Model the prosthesis in pink wax as usual.

After the wax try-in, secure the set-up onto the model at the edges with wax in a circular pattern. Mark the outlines of the pattern and cut the wax base following the markings.

Then place the pattern in the set-up and cover completely and evenly with wax. Invest the prosthesis in the usual manner and remove the palate pattern after scalding.

Notes:

Images showing application in detail can be found at www.speiko.de/Gaumenfaltenschablonen.

Trade format:

SPEIKO palate patterns

Content: 6 units

Art. no. 1801

Status of information: August 2020



Préformes palatines SPEIKO

Composition :

Contient du plastique souple, thermoformable et transparent.

Domaines d'utilisation :

- Pour reproduire la structure palatine naturelle dans une maquette en cire pour prothèse maxillaire
- Pour usage dentaire uniquement

Contre-indications :

Aucune

Effets secondaires/interactions :

Aucun connu dans le cadre d'une utilisation conforme.

Dosage, type et durée de l'utilisation :

Procédure :

Rendre la préforme malléable à l'aide d'air chaud ou d'eau chaude.

Ajuster la préforme avant le montage sur le modèle en plâtre. Il est ici possible de découper les bords de la préforme palatine en fonction de la taille du modèle pour, ensuite, la chauffer à nouveau et l'appliquer sur le modèle avec une légère pression.

Retirer la préforme pendant le montage, la mettre de côté et la conserver.

Monter la prothèse avec de la cire rose comme d'habitude.

Après l'essayage en bouche du moulage en cire de la prothèse, appliquer de la cire sur les bords tout autour du wax-up pour le fixer sur le modèle. Tracer les contours de la préforme et découper la base de cire en suivant le trait.

Poser ensuite la préforme dans le wax-up et bien l'intégrer dans la cire. Mettre la prothèse en revêtement comme d'habitude et retirer la préforme palatine après l'avoir ébouillantée.

Remarques :

Vous trouverez des illustrations de l'application détaillée à l'adresse www.speiko.de/Gaumenfaltenschablonen.

Présentations :

Préformes palatines SPEIKO

Contenu : 6 unités

n° d'art. 1801

Mise à jour des informations : Août 2020
