

Periotome

| | |
|------|------|
| L1S | 1 mm |
| L2S | 2 mm |
| L3C | 3 mm |
| L3S | 3 mm |
| L3CA | 3 mm |
| L3IC | 3 mm |
| L5C | 5 mm |
| L5S | 5 mm |

Short Periotome

| | |
|------|------|
| S2S | 2 mm |
| S3C | 3 mm |
| S3S | 3 mm |
| S3CA | 3 mm |
| S5S | 5 mm |

Dual Edge Periotome

| | |
|-----|----------|
| DE3 | 3/1.5 mm |
| DE5 | 5/3 mm |

Forte Elevator

| | |
|-----|---------|
| F25 | 2.50 mm |
| F32 | 3.25 mm |
| F40 | 4.00 mm |

**Luxator Titanium
L2S TiN, DE3 TiN,
L3A TiN, L3S TiN**

Thank you for choosing Luxator®. The guarantee will not cover instrument with damaged tip caused by incorrect use.

Tack för att du väljer Luxator®. Garantin täcker inte instrument med skadad spets på grund av felanvändning.

Merci d'avoir choisi Luxator®. La garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par une utilisation incorrecte de la pointe de l'instrument.

Danke, daß sie sich für Luxator® entschieden haben. Die Garantie verfallt bei unsachgemäßer Handhabung.

Kiitos, että valitsit aidon Luxator®-instrumentin. Takuu ei koske instrumentteja, joiden kärki on vaurioitunut väärinlaisesta käyttämisestä.

取扱説明書をよくお読み下さい。ラクセーターをエレベーターのように使用しないで下さい。誤った使用による破損は保証の対象になりません。



CE
Made in Sweden

DIRECTA AB
P.O. Box 723, Finvids väg 8
SE-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Tel: +46 8 506 505 75

DIRECTA INC
64 Barnabas Road, Unit 3
Newtown, CT 06470, United States
203.491.2273

Luxator® is a registered trademark own by Directa.

DIRECTA
directadental.com

SV BRUKSANVISNING

Avsedd användning: Luxator® Extraction Instrument är speciellt utformat för extraktion av tänder.

Luxator® Periotome, Luxator® Short Periotome, Luxator® Titanium, Luxator® Dual Edge Periotome (1S, 2S, 3C, 3S, 3CA, 3IC, 5C, 5S, DE3, DE5)




OBS
Spetsarna på alla Luxator Periotome är extremt tunna och vassa och kan bli skadade om för mycket kraft används. Spetsens tunna utformning är inte avsedda för stora krafter. Handtaget är ergonomiskt utformat för att uppnå optimal taktilitet och kontroll.

- Placera pekfingeret på den punkt som motsvarar hur långt instrumentet maximalt ska föras in i alveolen. Pekfingertoppen fungerar även som stopp mot granntandens ocklusalyta.
- För in spetsen axiellt i tandköttssfickan.
- Fortsätt att försiktigt föra ned spetsen i periodontalspalten med en något axial rotation. Den tunna och vassa spetsen skär av ligamentet samtidigt som käkbenet i alveolen komprimeras så att tanden försiktigt frigörs från alveolen.
- Fortsätt till 2/3 av rotens längd. Kontakt med roten ska upprätthållas hela tiden. Undvik att hacka i tandens rotyta. Om nödvändigt, fortsätt på andra sidan.

Luxator® Forte Elevator (F25, F32, F32C, F40)

Används för hävling.



OBS Slipa ej på Titanium. Instrumentet skall ej slipas då det skadar Titanium skiktet.

Skärningsteknik

För att uppnå bästa arbetsresultat, slipa instrumentet regelbundet. Placera den konkava ytan av eggen på stenen. För framåt, lyft och upprepa tills eggen är vass. Skärning bör ske efter noggrann rengöring, före sterilisation.

Sterilisering

Rekommenderad metod: ångautoklav 134°C
Andra möjliga metoder: lufttuffsterilisator max 180°C.

Material

Rosfrött stål, Polyamid PA6.6
Luxator Titanium: titaniumbelagt rostfritt stål

Användningsförsiag

Periotome/Titanium/Short Periotome (skaftet 10 mm kortare än Periotome)

L1S * Apikalt och/eller approximalt
L2S, S2S Apikalt och/eller approximalt
L3C, S3C Apikalt och/eller approximalt
L3S, S3S, L5S, S5S Generell användning
L3CA, S3CA Approximalt
L3IC Lingualt och/eller distalt – molarer
L3C Generell, lingualt och/eller distalt
L5C Stora molarrötter – generell användning

Dual Edge Periotome

DE3 * DE5 Djupt frakturerade och kariesade rötter

Forte Elevator

F25, F32, F32C, F40 Hävling

*) Extremt vass och tunn, används med försiktighet.

EN INSTRUCTION FOR USE

Intended use: Luxator® Extraction Instruments are specially designed for extraction of teeth.

Luxator® Periotome, Luxator® Short Periotome, Luxator® Titanium, Luxator® Dual Edge Periotome (1S, 2S, 3C, 3S, 3CA, 3IC, 5C, 5S, DE3, DE5)



Caution

The tips of all types of Luxator Periotomes are extremely fine and sharp and can be damaged if exposed to excessive forces. These tips are not designed for strong forces.

The handle is ergonomically designed for optimal facility and control.

- Place your index finger along the axis of the blade, marking the depth of required penetration. Thus the index finger serves as an occlusal stop.
- Place the tip axially in the periodontal space.
- Proceed with a slight twisting action to gently drive the tip into the socket. The thin and sharp tip cuts ligaments while compressing the bone and raising the tooth gently from the socket.
- Continue to two-thirds of the depth of root keeping close to the root wall. Avoid snagging of the root. If root remains firm, repeat on the other side.

Luxator® Forte Elevator (F25, F32, F32C, F40)

To be used for elevation.



Note TiN. Do not sharpen this instrument as it will damage the titanium coating.

Sharpening of instrument

To obtain optimal result, sharpen the instrument on a regular basis using a Luxator sharpening stone. Sharpen the instrument after thorough cleaning, before sterilization.

Sterilisation

Recommended sterilisation method: steam autoclave at 134°C.
Other suitable sterilization method: dry heat maximum 180°C.

Material

Stainless Steel, Polyamid PA6.6.
Luxator Titanium: titanium nitride coated stainless steel.

Examples of use

Periotome/Titanium/Short Periotome (shaft 10 mm shorter than Periotome)

L1S * Apical and/or Interproximal
L2S, S2S Apical and/or Interproximal
L3C, S3C General use/Starter
L3S, S3S, L5S, S5S Interproximal
L3CA, S3CA Lingual and/or Distal – Molars
L3IC General, Lingual and/or Distal
L5C Large molar roots – general use

Dual Edge Periotome

DE3 * DE5 Deep fractured and decayed roots

Forte Elevator

F25, F32, F32C, F40 Elevation

*) Extremely sharp and delicate, use with caution!

DE GEBRAUCHSANWEISUNG

Anwendung: Luxator® Instrumente sind speziell konstruiert zum extrahieren von Zähnen

Luxator® Periotome, Luxator® Short Periotome, Luxator® Titanium, Luxator® Dual Edge Periotome (1S, 2S, 3C, 3S, 3CA, 3IC, 5C, 5S, DE3, DE5)




Achtung

Die Schneiden aller Luxator Periotome sind äußerst fein und scharf und können sich bei Anwendung von hohen Kräften verformen. Diese Spitzen (Schneiden) sind nicht für hohe Kräfte und Hebelkräfte geeignet. Der Griff ist hinsichtlich maximalem Gefühl (Tactilität) und maximaler Kontrolle ergonomisch geformt.

- Legen Sie Ihren Zeige-finger an die Stelle des Instruments bis zu der Sie planen das Instrument in die Alveole einführen zu können. Der Zeigefinger dient als Stütze auf den Okklusallflächen der Nachbarzähne.
- Plazieren Sie die Spitze entlang der Zahnängsachse in den Parodontalspalt.
- Führen Sie die Spitze weiter mit einer leichten Drehbewegung in die Alveole. Die dünne und scharfe Schneide durchtrennt das parodontale Ligament, der Alveolarknochen wird komprimiert und der Zahn gleitet sanft aus der Alveole.
- Führen Sie diesen Vorgang bis in das apicale Drittel des Zahnes fort. Vermeiden Sie dabei an der Zahnwurzel hängen zu bleiben. Sollte die Wurzel fest bleiben, wiederholen Sie den Vorgang von der anderen Seite.

Luxator® Forte Elevator (F25, F32, F32C, F40)

Zum Gebrauch bei höheren Kräften, z.B hebeln.



Notiz TiN. Dieses Instrument nicht nachschleifen, dies würde die Titanbeschichtung beschädigen.

Technik zum Schärfen der Instrumente

Um immer ein optimales Resultat zu erhalten, schärfen Sie von Zeit zu Zeit das Instrument mit den Luxator Schleifstein. Schärfen Sie das Instrument nach der Reinigung vor den sterilisieren.

Sterilisierung

Empfohlene Sterilisationsmethode: Dampfautoklav bei 134 Grad.
Andere mögliche Methode: Trockene Hitze max 180°

Material

Edelstahl, Polyamide PA6.6
Luxator Titanium: Titanbeschichteter Edelstahl

Anwendungsbeispiele

Periotome/Titanium/Short Periotome (Gesamtlänge 10 mm Kürzen als Periotome)

L1S * Apikal und interproximal
L2S, S2S Apikal und interproximal
L3C, S3C General use/Starter
L3S, S3S, L5S, S5S Interproximal
L3CA, S3CA Lingual and/or Distal – Molars
L3IC Molaren lingual und distal
L5C Universal und große Molarenwurzeln

Dual Edge Periotome

DE3 * DE5 Frakturierte o. kariöse Wurzeln

Forte Elevator

F25, F32, F32C, F40 Für den Gebrauch bei höheren Kräften, z.B. Hebelkräften.

*) Extrem scharf und fein, mit Vorsicht zu gebrauchen.

FR INSTRUCTIONS

Utilisation: L'instrument Luxator® est spécialement conçu pour les extractions dentaires.

Luxator® Periotome, Luxator® Short Periotome, Luxator® Titanium, Luxator® Dual Edge Periotome (1S, 2S, 3C, 3S, 3CA, 3IC, 5C, 5S, DE3, DE5)



Précautions

Les extrémités de tous les types de Luxator Périotomes sont extrêmement fines et coupantes. et peuvent être endommagées si une force excessive est appliquée. Ces extrémités ne sont pas conçues pour de grandes forces.

Le manche est ergonomiquement conçu pour une sensibilité tactile et un contrôle optimum.

- Placer votre index sur le point correspondant à l'insertion maximum dans l'alvéole. L'index sert aussi de stop sur la surface occlusale de la dent adjacente.
- Placer l'extrémité axialement dans l'espace périodontique.
- Continuer avec de petites rotations guidant doucement l'extrémité dans le périodonte. L'extrémité fine et aiguisée incise le ligament périodontique, l'os alvéolaire est alors compressé et la dent doucement avulsée.
- Continuer jusqu'aux 2/3 de la racine, restant près de la paroi de la racine. Eviter de heurter la racine. Si la racine reste ferme, répéter l'action de l'autre côté.

Luxator® Forte Elevator (F25, F32, F32C, F40)

Luxator Forte doit être utilisé pour l'élevation.



Note Tin. Ne pas aiguiser cet instrument car ceci endommagerait le revêtement en titane.

Technique d'affûtage

Pour obtenir un résultat optimum, aiguiser l'instrument régulièrement avec la pierre à aiguiser Luxator. Aiguiser l'instrument après un nettoyage minutieux, avant stérilisation.

Sterilisation

Méthode de stérilisation recommandée : autoclave à vapeur à 134°C
Autre méthode souhaitable: chaudière sèche maximum 180°C

Matériaux

Acier inoxydable, Polyamid PA6.6.
Luxator Titanium: Acier inoxydable enrobé de nitrure titan

Exemples d'utilisation

Periotome/Titanium/Short Periotome (lame 10mm plus courte que le Periotome)

L1S * Apical et/ou interproximal
L2S, S2S Apical et/ou interproximal
L3C, S3C Utilisation générale/comencement
L3S, S3S, L5S, S5S Interproximal
L3CA, S3CA Lingual et/ou distal – molaires
L3IC Général, lingual et/ou distal
L5C Racines de molaires larges/utilisation générale

Dual Edge Periotome

DE3 * DE5 Pour des fractures profondes et racines cariées

Forte Elevator

F25, F32, F32C, F40 Elevation

*) Extrêmement coupant et délicat, utiliser avec précaution.

IT ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzo: Luxator® è stato specificamente progettato per l'estrazione degli elementi dentari.

Luxator® Periotome, Luxator® Short Periotome, Luxator® Titanium, Luxator® Dual Edge Periotome (1S, 2S, 3C, 3S, 3CA, 3IC, 5C, 5S, DE3, DE5)

Attenzione

Le punte di tutti i periotomi Luxator sono estremamente sottili ed affilate e possono essere danneggiate qualora esposti a forze eccessive. Tali punte non sono state progettate per sostenere forze elevate.

L'impugnatura ha un disegno ergonomico inteso a ottimizzare la presa ed il controllo.

1. Posizionare il dito indice nel punto corrispondente all'inserimento massimo dello strumento nello spazio alveolare. Il dito indice ha inoltre la funzione di fermo sulla superficie occlusale dell'elemento contiguo.

2. Posizionare la punta in direzione assiale nello spazio parodontale.

3. Proseguire con una leggera azione oscillatoria per inserire delicatamente la punta nell'alveolo. La punta sottile e affilata distacca il legamento parodontale, l'osso alveolare viene compresso e l'elemento dentario viene rimosso con delicatezza dall'alveolo.

4. Proseguire fino a due terzi della lunghezza della radice mantenendosi prossimi alla parete dentale. Evitare di incastrare lo strumento contro la radice. Se la radice è ancora saldamente ancorata, ripetere l'operazione sull'altro lato.



Tecnica di affilatura

Per ottenere risultati ottimali affilare periodicamente lo strumento utilizzando Luxator Sharpening Stone. Affilare lo strumento dopo una accurata pulizia e prima della sterilizzazione.

Sterilizzazione

Metodo consigliato: Autoclave a vapore a 134°C.
Altri metodi possibili: asciugatura a caldo max 180°C.

Materiale

Acciaio inossidabile, Poliammide PA6.6.
Luxator Titanium: titanio nitride coated, rivestimento in nitrato di titanio.

Suggerimenti per l'uso

Periotome/Titanium/Short Periotome (stelo 10 mm più corto rispetto a Periotome)

L1S * Apicale e/o interproximale
L2S, S2S Apicale e/o interproximale
L3C, S3C Uso generale/fase iniziale
L3S, S3S, L5S, S5S Interproximale
L3CA, S3CA Linguale e/o distale - Molari
L3IC Generali linguali e/o distali
L5C Grandi radici molari - uso generale

Dual Edge Periotome DE3 *, DE5 Radici fratturate e cariate in profondità

Forte Elevator F25, F32, F32C, F40 Scollamento
*) Estremamente affilato e delicato, utilizzare con attenzione.

Luxator® Forte Elevator (F25, F32, F32C, F40)

Da utilizzare per lo scollamento.



Note TIN. Non affilare lo strumento al fine di preservare il rivestimento in titanio.

ES INSTRUCCIONES DE USO

Uso: El instrumental Luxator® está diseñado para realizar extracciones.

Luxator® Periotome, Luxator® Short Periotome, Luxator® Titanium, Luxator® Dual Edge Periotome (1S, 2S, 3C, 3S, 3CA, 3IC, 5C, 5S, DE3, DE5)

CUIDADO

La punta de todos Luxator Periotome es extremadamente delgada, está bien afilada y puede dañar si se usa con demasiada fuerza, estas puntas no están diseñadas para forzar en exceso. El mango es ergonómico y está diseñado para proporcionar un mejor control y un tacto óptimo.

1. Colocando el índice a lo largo del eje de la punta, marque la profundidad de penetración requerida, así el índice hace las veces de stop oclusal.

2. Coloque la punta axialmente en el espacio periodontal. Introduzca suavemente 2/3 partes de profundidad cerca de la pared de la cavidad evitando engancharse con la raíz. Si la raíz permanece firme, repita la operación por el lado contrario.

3. Torciendo suavemente se introduce la punta en la cavidad. La punta delgada y afilada corta el ligamento mientras comprime el hueso levantando el diente de su cavidad.

4. Introduzca suavemente 2/3 partes de profundidad cerca de la pared de la cavidad evitando engancharse con la raíz. Si la raíz permanece firme, repita la operación por el lado contrario.



Afilado del instrumental

Para obtener un óptimo resultado afilar el instrumental en una base regular y usar la piedra de afilado Luxator. Afilar el instrumental después de una cuidadosa limpieza, antes de la esterilización.

Esterilización

Método recomendado: autoclave 134°C.
Otros métodos de esterilización: calor seco a máximo 180°C.

Materiales

Acero inoxidable, Poliamida PA6.6.
Luxator Titanium: titanio nitride coated stainless steel.

Periotome/Titanium/Short Periotome (punta 10 mm más corta que en Periotome)

L1S * Apical y/o Interproximal
L2S, S2S Apical y/o Interproximal
L3C, S3C Uso General/Empezar
L3S, S3S, L5S, S5S Interproximal
L3CA, S3CA Lingual y/o Distal - Molares
L3IC General, Lingual y/o Distal
L5C Molares Anteriores/uso General

Dual Edge Periotome DE3 *, DE5 Fracturas profundas y raíces cariadas

Forte Elevator F25, F32, F32C, F40 Elevación
*) Sumamente afilado y delicado, usar con precaución.

Luxator® Forte Elevator (F25, F32, F32C, F40)

Diseñado para elevación.



Note TIN. No afilar el instrumento para no dañar el recubrimiento de titanio.

PT INSTRUÇÕES DU UTILIZAÇÃO

Intenção de Uso: o instrumento Luxator® foi especialmente concebido para a extração de dentes.

Luxator® Periotome, Luxator® Short Periotome, Luxator® Titanium, Luxator® Dual Edge Periotome (1S, 2S, 3C, 3S, 3CA, 3IC, 5C, 5S, DE3, DE5)

As pontas do Luxator Periotome, Luxator Short Periotome e Luxator Dual Edge Periotome são extremamente finas e afiadas, e podem ser danificadas se for utilizada força excessiva. Estas pontas não estão desenhadas para valores de força elevados.

O manuseamento é ergonomicamente desenhado para um ótimo controlo.

1. Coloque o seu dedo indicador até ao ponto correspondente à máxima inserção do instrumento no alveolar. O dedo indicador serve também de paragem na superfície oclusal de dentes adjacentes.

2. Coloque a ponta axialmente no espaço periodontal.

3. Continue com um leve movimento de torção para delicadamente levar a ponta até ao suporte. A ponta fina e afiada corta o ligamento periodontal. O osso alveolar está a ser comprimido e o dente suavemente removido do alveolar.

4. Continue até dois terços do comprimento da raíz mantendo junto à parede da raíz. Evite danificar a raíz. Se a raíz se mantiver firme, repita do outro lado.



Técnica de afiar

Para obter um resultado óptimo, afie o instrumento de forma regular utilizando uma pedra de afiar. Afie o instrumento depois de uma limpeza completa, antes da esterilização.

Esterilização

Método recomendado: autoclave 134°C.
Outros métodos de esterilização: calor seco máximo 180°C.

Materiais

Aço inoxidável, Poliamida PA6.6.
Luxator Titanium: titanio nitride coated stainless steel.

Exemplos de utilização

Periotome/Titanium/Short Periotome (eixo 10 mm mais pequeno do que o Periotome)

L1S * Apical e/our inter-proximal
L2S, S2S Apical e/our inter-proximal
L3C, S3C Utilização geral/Empezar
L3S, S3S, L5S, S5S Inter-proximal
L3CA, S3CA Lingual e/ou distal - Molares
L3IC Geral, Lingual e/ou Distal
L5C Raízes de molares grandes - Utilização geral

Dual Edge Periotome DE3 *, DE5 Raízes com fracturas profundas e deterioradas

Forte Elevator F25, F32, F32C, F40 Alavanca
*) Extremamente afiada e delicada, use com precaução.

Luxator® Forte Elevator (F25, F32, F32C, F40)

Alavanca.



Note TIN. Não afiar este instrumento, uma vez que irá danificar o seu revestimento de titânio.

FI KÄYTTÖOHJE

Käyttötarkoitus: Luxator® instrumenti on suunniteltu erityisesti hampaiden poistamiseen.

Luxator® Periotome, Luxator® Short Periotome, Luxator® Titanium, Luxator® Dual Edge Periotome (1S, 2S, 3C, 3S, 3CA, 3IC, 5C, 5S, DE3, DE5)

HUOMIOITAVA

Luxator Periotome- instrumenttien kärjet ovat erittäin ohuita ja teräviä, jos niitä käytetään perinteisen vivun tavoin. Kärkeä ei ole suunniteltu kestämaan voimakkaita vipuliikkeitä.

Kahva on suunniteltu ergonomisesti siten, että tuntoherkyys ja toimenpiteen valvonta ovat optimaaliset.

1. Aseta etusormesi instrumentin alveolaarisesti maksimaalista ventiasentoa vastaavalle kohdalle. Etusormi toimii myös stopparina vireisen hampaan oklusaalipinnalla.

2. Aseta kärki aksiaalisesti parodontaalirakoon.

3. Jatka hennolla kiertoliikkeellä saadaksesi kärjen hellävaraisesti parodontaalikalvon alueelle. Ohut ja terävä kärki leikkaa kiinnipitävät säikeet, alveolaarinen luu puristuu, ja hammas irtoaa hellävaraisesti alveolikuopasta.

4. Jatka edelleen kahteen kolmannekseen juuren pituudesta pysyen lähellä juuren seinämää. Vältä koskemasta itse juureen. Jos juuri pysyy tiukasti paikallaan, toista toimenpide toiselta puolelta.



Luxator® Forte Elevator (F25, F32, F32C, F40)

Käytetään, kun tarvitaan voimakkaita vipuliikkeitä.



Huomioitavaa TIN. Älä teroita tätä instrumenttia, koska se voi vahingoittaa titaniumpinnoitetta.

NO BRUKSANVISNING

Bruksområde: Luxator® instrumentene er spesielt utformet for ekstraksjon av tenner.

Luxator® Periotome, Luxator® Short Periotome, Luxator® Titanium, Luxator® Dual Edge Periotome (1S, 2S, 3C, 3S, 3CA, 3IC, 5C, 5S, DE3, DE5)

Spissene på alle typer Luxator Periotome er ekstremt tynne og skarpe og kan bli skadet hvis man bruker for stor kraft. Spissenes tynne utforming tåler ikke stor kraft.

Håndtaket er ergonomisk utformet for å oppnå optimal følebarhet og kontroll.

1. Plasser pekefingeren på det punktet som tilsvarer hvor langt instrumentet maksimalt skal føres inn i alveolen. Pekefingerutuppen fungerer også som stopp mot nabotannens okklusalflate.

2. Før inn spissen aksialt i tannkjøttslommen.

3. Fortsett å forsiktig føre spissen ned i periodontal spalten med en noe aksial rotasjon. Den tynne og skarpe spissen skjærer av ligamentene samtidig som kjevebenet i alveolen komprimeres slik at tannen forsiktig frigjøres fra alveolen.

4. Fortsett til 2/3 av rotens lengde. Kontakt med roten skal opprettholdes hele tiden. Unngå å hakke i tannens rotoverflate. Om nødvendig, fortsett på andre siden.



Luxator® Forte Elevator (F25, F32, F32C, F40)

Luxator Forte: som skal brukes til hebling.



Note TIN. Instrumentet skal ikke slipes da det vil ødelegge Titan belegget.

DA BRUGSANVISNING

Indikeret anvendelse: Luxator® instrumenter er specielt designet til anvendelse i forbindelse med ekstraktion af tænder.

Luxator® Periotome, Luxator® Short Periotome, Luxator® Titanium, Luxator® Dual Edge Periotome (1S, 2S, 3C, 3S, 3CA, 3IC, 5C, 5S, DE3, DE5)

Forsigtig

Alle Luxator Periotom spidser er ekstremt fine og skarpe og kan derfor nemt beskadiges, hvis de anvendes som en konventionel elevator. Spidserne er ikke designet til stærke eleveringskræfter.

Håndtaget er ergonomisk designet for optimal tællitet og kontrol.

1. Placer pegefingern på instrumentets arbejdende del svarende til det punkt, der afgrænser instrumentspidens dybeste indtrængen i alveolen. Pegefingern kommer også til at fungere som stop mod nabotandens okklusalfade.

2. Placer spidsen aksialt i parodontalspalten.


3. Fortsæt med at drive instrumentspidsen ind i alveolen med en let drejende/rivkende bevægelse. Den gracile og skarpe spids skærer gennem det parodontale ligament, alveolarknogle komprimeres og tanden fjernes skånsomt fra alveolen.

4. Fortsæt til to tredjedele af rodslængden, idet der hele tiden arbejdes med tæt rodkontakt. Undgå lacerationer. Hvis roden stadig sidder fast gentages proceduren fra rodens anden side.



Luxator® Forte Elevator (F25, F32, F32C, F40)

Anvendes som elevator.



Note TIN. Undlad at slibe dette instrument, da det vil ødelegge instrumentets titaniumpinnet.

Teroitustekniikka

Mahdollisimman hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi, teroita instrumentit aina käytön jälkeen teroituskivellä (L-10). Teroita instrumentit desinfihoivan pesun jälkeen, jonka jälkeen ne autoklavataan.

Sterilointi

Suosittu steriloimintamäärä: autoklaavi 134°C.
Muut sopivat menetelmät: kuivakuumennus 180°C.

Materiaali

Ruostumaton teräs, Polyamidi PA6.6.
Luxator Titanium: titanium nitride coated stainless steel.

Esimerkkejä käytöstä

Periotome/Titanium/Short Periotome (varsi 10 mm lyhyempi)

L1S * Apikaali ja apoksimaaali
L2S, S2S Apikaali ja apoksimaaali
L3C, S3C Yleis/alotus
L3S, S3S, L5S, S5S Apoksimaaali
L3CA, S3CA Linguaali- ja/bai distaali-molaari
L3IC Yleis-, linguaali ja/bai distaali
L5C Isot molaarijuuret - yleis

Dual Edge Periotome DE3 *, DE5 Syvältä lohjonneet ja luutuneet juuret

Forte Elevator F25, F32, F32C, F40 Hampaan poistoon
*) Erittäin terävä ja hieno kärki - käytä varoen.

Slipeteknikk

For å oppnå best arbeidsresultat, slipp instrumentet regelmessig. Plasser den konkave flaten av eggen på bryne. Før fremover, løft og gjenta til eggen er skarp. Sliping bør skje etter rengjøringen, før steriliseringen.

Sterilisering

Anbefalt steriliseringsmetode: damp autoklav 134°C.
Andre egnede metoder: sterilisator maks. 180°C.

Material

Rustrfritt stål, Polyamid PA6.6.
Luxator Titanium: Titan belagt rustfritt stål.

Eksempler på bruk

Periotome/Titanium/Short Periotome (skaffet er 10 mm mer kortere enn Periotome)

L1S * Apikalt og/eller approximalt
L2S, S2S Apikalt og/eller approximalt
L3C, S3C Generell bruk
L3S, S3S, L5S, S5S Approksimalt
L3CA, S3CA Lingualt og/eller distalt - molarer
L3IC Generell, lingualt og/eller distalt
L5C Store molar røtter - generell bruk

Dual Edge Periotome DE3 *, DE5 Dypt frakturerete og karierte røtter

Forte Elevator F25, F32, F32C, F40 Hebling
*) Ekstremt skarp og tynn, brukes med forsiktighet.

Slipeteknikk

For oppnåelse af optimale resultater slibes instrumentet med jævne mellemrum med Luxator slibestenen. Slib instrumentet efter omhyggelig rengøring, og inden sterilisation.

Sterilisation

Anbefalet sterilisationsmetode: Autoklaving ved 134°C.
Anden egnet metode: tørluftsterilisering max 180°C.

Materiale

Rustrfrit stål, Polyamid PA6.6.
Luxator Titanium: Titanium-belagt rustfri stål

Eksempler på anvendelse

Periotome/Titanium/Short Periotome (skaffet er 10 mm kortere än skaffet på Periotome)

L1S * Apikalt og/eller approximalt
L2S, S2S Apikalt og/eller approximalt
L3C, S3C Generel anvendelse/start
L3S, S3S, L5S, S5S Approksimalt
L3CA, S3CA Lingualt og/eller distalt - Molarer
L3IC Generel, lingualt og/eller distalt
L5C Store molarerødder - generel anvendelse

Dual Edge Periotome DE3 *, DE5 Dybt frakturerede og destruerede rødder

Forte Elevator F25, F32, F32C, F40 Elevation
*) Ekstremt skarp og gracil - forsigtighed ved brug!