

PermaSeal®

Composite Sealer and Bonding Agent

Description:
PermaSeal® composite sealer is a light-cured, unfilled methacrylate-based resin designed to cure in a very thin film and with one of the thinnest oxygen inhibition layers known.

Indications:
PermaSeal penetrates, seals cracks and Surface porosity in composite restorations. Finishing and polishing of composite develops microscopic defects in the surface, resulting in accelerated loss of composite, interpreted clinically as wear. PermaSeal, applied at the restoration placement and on an annual basis, can marginal integrity of composite restorations by filling microscopic cracks in composite surfaces.




Fig. 1 Hold plunger in palm of hand for optimum control.

Procedure:

1. Remove luer lock cap from syringe.
2. Twist a Black Micro FX tip firmly onto syringe.
3. Check for uniform flow through tip by expressing a small amount on a paper pad before intraoral use.
4. For optimum control, hold plunger in palm of hand as shown in Fig. 1 rather than in conventional manner with thumb on plunger.
5. Add composite following recommended placement procedures, including incremental layering to maximize bonding. PermaSeal will function as a bonding agent between enamel or existing composite and the new composite material (note Figs. 4-5). We recommend Vitalescence® or Amelogen® composites to obtain a highly esthetic, wear-resistant repair.
6. Complete steps 1 through 6 of "New Restorations" to seal the repaired restoration.
7. To seal glass ionomers, etch, wash and dry. Place an even layer of PermaSeal and light cure. (Leave PermaSeal thicker than it would be before curing composite.)

Precautions:

1. Remove excess resin flash interproximally and subgingivally when present.
2. Take care not to bond adjacent restorations together.
3. Remember to establish adequate isolation before using PermaSeal. A clean, dry field is imperative for optimal resin bonding.
4. Be sure the outside orifice of the syringe as well as the luer taper on the tip is resin-free to ensure complete lightening of the tip against the syringe. Never force syringe plunger; if there is excess resistance to flow, replace tip with a new one and verify flow before proceeding.
5. Use oil-free, moisture-free air for drying after etching. We recommend Aqua4™ to evaluate moisture content of air.
6. Any resin can be sensitizing to the patient, causing an allergic reaction if individual is already sensitized. Wash exposed area completely to remove the material. If dermatitis, rash or any other allergic reaction is observed, consult a physician.
7. We highly recommend using Ultradent® Syringe Covers sealed with the Ultradent® Impulse Sealer to provide a protective barrier against cross-contamination.

EN-Composite Sealer & Bonding Agent
DE-Composite-Versiegler & Bonding-Material
FR-Composite Sealer & Agent Adhésif
NL-Compositesealer en -bonding

IT-Sigillante per Compositi e Agente Adesivo
ES-Sellante de Resina y Agente Adhesivo
PT-Selante para Compositos
SV-Kompositföregelning och Bond

DA-Sealer og adhæsiv
FI-Yhdistelmämuovisealeri ja sidosaaine
EL-Αποσφρακτικό Αποκαταστάσεων σύνθετης ρητίνης & Συγκολλητικό Παράγοντας

RU-Композитный пломберовочный материал и связывающее вещество.
PL-Kompozytowy środek uszczelniający i wiążący
TR-Kompozit Sızdırmaçlık ve Bağlama Malzemesi

AMادة للتصليب والتمسك المركبة
KO-복합 봉인 접착제
ZH-合成黏合劑和黏合劑
TH-วัสดุเคลือบผิวและวัสดุเชื่อม




Fig. 2 Deliver a thin coat of PermaSeal with a Black Micro FX tip by aggressively rubbing for 5 seconds. Air thin and cure.




Fig. 3 Finished, sealed restoration.

B. New Restorations:

1. Contour composite restoration, finishing and polishing to the desired surface texture. Adjust occlusion as needed.
2. Isolate tooth or teeth being sealed.
3. Clean restoration and remove indicating medium markings. All composite surfaces to be sealed and adjacent tooth surfaces are etched 20 seconds with Ultra-Etch® 35% phosphoric acid, then rinsed and dried.
4. Rub a thin layer of PermaSeal for 5 seconds into the surface of composite and adjacent enamel (Figs. 2-3).¹ Adjust the brush length to vary the brush width for most effective use. Longer brush fibers will allow for greater fanning of the fibers, resulting in a wider spread of resin per brush stroke.
5. Gently air thin. Light cure PermaSeal for 20 seconds.²
6. Evaluate occlusion for prematurities. Usually, the occlusion does not require adjustment because of the minimal film thickness of PermaSeal




Fig. 4 Note SEM showing a slight flash of composite past the margin of a Class V composite.





Fig. 5 Upon higher magnification, PermaSeal resin has infiltrated into the microspace between enamel and composite, sealing it.

C.

Previously Placed Composite Restorations:

1. Clean surfaces and margins to be sealed thoroughly with ConsepSis® Scrub, pumice, or a microetcher and rinse thoroughly.
2. Etch the enamel immediately adjacent to the restoration and all accessible composite surfaces for 20 seconds.
3. Complete steps 1 through 6 of "New Restorations" for sealing. When defects are too large to be filled with PermaSeal, follow "Composite Bonding and Repair" steps.
4. Composite Bonding and Repair:³
 1. Thoroughly clean surfaces and margins to be sealed. Freshen surfaces with a high-speed bur or a microetcher and rinse.
 2. Remove weakened portions of damaged, existing composite. Open defect to be repaired to limit air entrapment during placement of new composite.
 3. Etch the enamel immediately adjacent to the restoration and all accessible composite surfaces with Ultra-Etch for 15 seconds.
 4. Complete steps 4 through 6 of "New Restorations" to the right.

¹Use appropriate care not to bond to adjacent teeth.
²Studies (two examples below) and clinical experience show that quality of light varies from curing light to curing light. Effectiveness of light and light-conducting fibers, tubes, etc., decreases as unit ages. Light cure units should be checked to ensure that maximum light is being delivered for proper curing. Lower intensity lights may require additional exposure time. Check with Curing Radiometer.
³A. Dugan, William T. and Harlie, John H., "Influence of a Glutaraldehyde Disinfecting Solution On Curing Light Effectiveness." General Dentistry 37: 40-43, 1989.
⁴B. Clinical Research Associates Newsletter, 12, 3, February, 1988.
⁵If a significant portion of the old restoration is missing, it is advised to replace the restoration completely. We recommend "D1" Dentin Bonding System when bonding to dentin and enamel followed by Amelogen Plus Composite or Vit-C-essence.



EN Composite restoration completed.

DE Fertiggestellte Composite-Restauraturion.

FR Restauration au composite.

NL Afgewerkte compositiestructuur.

IT Restaura in composito completato.

ES Restauración terminada.

PT Restauração em composito acabada.

SV Komposit restauration ferdigtgsad.

DA Færdig kompositrestaurering.

FI Yhdistelmämuovipaikka valmiina.

EL Τελεωμένη αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης.

RU Готовая композитная пломба.

PL Wypelnienie kompozytowe zakonczone.


TR Kompozit restorasyon tamamlandi.

AR تم بالتصليب الخفيف لمدة 20 ثانية.

KO 복합 수복 완료.

ZH 合成修復體完成。

TH การอุดคอมโพสิทเสร็จสมบูรณ์



Apply Ultra-Etch® 20 seconds. Air/water wash 5 seconds. Air dry.

Ultra-Etch applicieren; 20 Sek. einwirken lassen; 5 Sek. mit Spray abspülen. Mit Luftbläser trocknen.

Mordançor 20 secondes avec Ultra-Etch, rincer pendant 5 secondes, sécher partiellement.

Bring Ultra-Etch aan en laat het 20 seconden ter plaatse. Spoei af gedurende 5 seconden. Droog m.b.v. de luchtspijt.

Applicare Ultra-Etch 20 secondi. Sciocquare con aria/acqua 5 secondi. Asciugare con aria.

Aplique Ultra-Etch durante 20 segundos. Lave con agua/aire durante 5 segundos. Seque con aire.

Aplicar Ultra-Etch durante 20 segundos. Lavar durante 5 segundos. Secar.

Applioera Ultra-Etch i 20 sekunder, Skölj i 5 sekunder.

Æts restaureringens overflade og den tilstødende emalje med Ultra-Etch i 20 sekunder. Spray i 5 sekunder. Tørblæsnings.

Applioiki Ultra-Etchiä 20 sekuntia. Huuhtele 5 sekuntia.

Τοποθετείστε Ultra-Etch για 20 sec. Ξεπλύνετε με νερό / αέρα για 5 sec. Στεγνώστε με αέρα.

Нанесите Ultra-Etch® на 20 секунд. Смойте водовоздушным сирем в течение 5 секунд. Просушите воздухом.

Należy użyć Ultra-Etch® na 20 sekund. Płukać powietrzem/wodą przez 5 sekund. Pozostawić do wyschnięcia na powietrzu.


5 saniye boyunca Ultra-Etch® uygulayın. 5 saniye boyunca hava/su ile yıkayın. Hava ile kurutun.

اوتواب فنجح يوانت 5 داولاب/اوتواب لس غشوب Ultra-Etch®.

Ultra-Etch® 를 20초간 바르십시오. 공기/물로 5초 동안 씻어 내십시오. 건조시키십시오.

注入 Ultra-Etch®, 保持 20 秒鐘。用氣/水清洗 5 秒鐘。風干。

ใช้ Ultra-Etch® 20 วินาที ล้างด้วยอากาศ/น้ำ 5 วินาที ปล่อยให้แห้ง



Rub PermaSeal into etched surface.

PermaSeal in die angeätzte Oberfläche einreiben.

Appliquer PermaSeal sur la surface mordancée.

Wrijf PermaSeal in het geëtste oppervlak.

Stregare PermaSeal sulla superficie mordanzata.

Frote PermaSeal en la superficie grabada.

Esfregar o PermaSeal na superfície tratada com o ácido.

Gnugga in PermaSeal i den etsade ytan.

Gnid PermaSeal ind i den ætsede overflade.

Hiero PermaSealia etätsulle pinnalle.

Τοποθετείστε "τριβόντας" το PermaSeal μέσο στις αδρότοποιμένες επιφάνειες.

Вотрите PermaSeal в протравленную поверхность.

Wetrzcz PermaSeal w wytrawioną powierzchnię.

PermaSeal'i oyma yüzeye sürün.

دک PermaSeal بالنسح الحظروف.

처리된 치아면에 PermaSeal를 문지르십시오.

用 PermaSeal 在侵蝕表面摩擦。

ถูเพอร์มาซีลลงบนผิวที่กัด



Light cure 20 seconds.

20 Sek. lichthärten.

Photopolymeriser 20 secondes.

Hard uit met licht gedurende 20 seconden.

Fotopolimerizzare 20 secondi.

Fotopolimerice durante 20 segundos.

Fotopolimerizar durante 20 segundos.

Ljushärda i 20 sekunder.

Lyspolymeriser i 20 sekunder.

Valokoveta 20 sekuntia.

Φωτοπολυμερίστε για 20 sec.

Отверждайте светом в течение 20 секунд.

Utwardzac światłem przez 20 sekund.

20 saniye boyunca ışıkla sertleştirin.

ع 20 دینات

20초간 경화하십시오.

光固化 20 秒

ฉายแสงเป็นเวลา 20 วินาที

- EN 2** General Precautions:
- For Professional use only.
 - Review instructions, precautions, and MSDS before beginning treatment. Use only as directed.
 - Keep products out of heat/sunlight.
 - Avoid skin exposure to resin.
 - Isolate strong chemicals to area of treatment.
 - Confirm that patient has no known allergies to treatment materials.
 - Test flow of material from syringe and tip before using intraorally.
 - Never force syringe plungers.
 - Use Ultradrant™ Syringe Covers and/or clean and disinfect syringes between patients.
 - Use standard curing lights with all light polymerized/activated materials.

- DE 2** Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen:
- Nur für professionellen zahnmedizinischen Gebrauch.
 - Lesen Sie die Gebrauchsinstruktionen und Warnhinweise sorgfältig, bevor Sie die Behandlung beginnen. Verwenden Sie die Materialien nur gemäß Vorschrift.
 - Schützen Sie die Produkte vor Hitze und direktem Sonnenlicht.
 - Vermeiden Sie Hautkontakt mit Kunststoff-/Materialien.
 - Beschränken Sie den Einfluß stark wirkender Agenzien auf das Behandlungsgebiet.
 - Fragen Sie den Patient nach bekannten Allergien auf die zur Behandlung verwendeten Materialien.
 - Püßen Sie den Fluß des Materials aus der Spritze und durch den Spritzenansatz, bevor Sie intraoral applizieren.
 - Drücken Sie einen Spritzenstempel mit dem Gewalt ein.
 - Verwenden Sie Ultradrant™-Spritzenhüllen und/oder reinigen und desinfizieren Sie die Spritzen nach jedem Patienten.
 - Verwenden Sie für Materialien, die durch Licht zu polymerisieren bzw. zu aktivieren sind, die üblichen Polymerisationslampen.

- FR 2** Précautions générales:
- Exclusivement réservé à l'usage professionnel.
 - Voir les instructions, les précautions et la notice de sécurité avant le traitement. Utiliser uniquement selon les instructions.
 - Tenir les produits à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur.
 - Éviter le contact des résines avec la peau.
 - Limiter l'application des produits aux seules zones de traitement.
 - Sassurer que le patient ne présente aucune allergie aux produits utilisés lors du traitement.
 - Essai le débit des matériaux à travers les seringues et les embouts d'application avant toute utilisation intra-buccale.
 - Ne jamais forcer sur le piston des seringues.
 - Utiliser les couvre-seringues Ultradrant™ et/ou nettoyer et désinfecter les seringues après utilisation.
 - Utiliser une lampe à photopolymériser standard avec les matériaux photopolymérisables ou photoactivables.

Ultradrant syringes have an expiration date stamped on the side of the syringe consisting of one letter and two numbers. The letter is a lot number used for manufacturing purposes and the three numbers are the expiration date. The first two numbers are the month, and the third number is the last number of the year.

U.S. federal law restricts the sale of this device by or the order of a dentist. For professional use only. Keep out of reach of children. For immediate reader and/or complete descriptions of Ultradrant's product line, refer to Ultradrant's catalog or call Toll Free 1-800-552-5512. Outside U.S. call (801) 572-4200, or visit www.ultradrant.com.



Manufactured by: Ultradrant Products Inc. 505 West 10200 South. Jordan, Utah 84095 USA Made in USA

For product SDS please see our website www.ultradrant.com 1-800-552-5512; 801-572-4200



- NL 2** Algemene voorzorgsmaatregelen:
- Uitsluitend bestemd voor toediening aan een toepassing door landartsen.
 - Raadpleeg gebruiksaanwijzingen en houd rekening met de daarin genoemde aanbevelingen. Gebruik alleen zoals is beschreven.
 - Bewaar de producten cool en donker.
 - Vermijd huidcontact met harsen.
 - Appliqueer alleen daar waar nodig.
 - Overtuig u ervan dat de patiënt niet allergisch is voor de toegepaste materialen.
 - Test het functioneren van spuitjes alvorens intra-oraal te gebruiken.
 - Oeten nooit overmatige kracht uit bij de spuitjes.
 - Gebruik Ultradrant™ Syringe Covers en/of schuim spuitjes bij elke patiënt.
 - Gebruik steeds geleste lichtluithardingsapparaten.

- IT 2** Precauzioni Generali:
- Prodotto riservato all'uso professionale.
 - Prima di iniziare il trattamento vanno esaminate le istruzioni, le precauzioni d'uso ed i moduli per la sicurezza dei prodotti (MSDS). Utilizzare esclusivamente nei modi indicati.
 - Conservare i prodotti al riparo dal calore e dall'esposizione diretta alla luce del sole.
 - Evitare l'esposizione della pelle alle resine.
 - La presenza di prodotti chimici forti deve essere isolata all'area di trattamento.
 - Verificare che il paziente non sia allergico ai prodotti scelti per il trattamento.
 - Prima dell'uso intraorale deve essere verificato il flusso del materiale dalla siringa e dalla punta.
 - Non forzare mai gli stantuffi delle siringhe.
 - Usare le guaine Ultradrant™ Syringe Covers s/p o pulire e disinfettare le siringhe dopo ciascun paziente.
 - Utilizzare lampade polimerizzatrici convenzionali per tutti i materiali fotopolimerizzabili e fototattibili.

- ES 2** Precauciones Generales:
- Para uso exclusivo de Profesionales.
 - Antes de empezar el tratamiento, revise las instrucciones, precauciones y el MSDS. Siga las instrucciones.
 - Siempre mantenga los productos alejados del calor y de la luz solar.
 - Evite el contacto de las resinas con la piel.
 - Asigne los químicos fuertes del área de tratamiento.
 - Asegure que el paciente no es alérgico a los materiales.
 - Antes de usar en la boca, verifique que los materiales fluyan de la jeringa y la punta.
 - Nunca empuje con fuerza el émbolo.
 - Use las cubiertas para jeringas de Ultradrant™ y/o limpie y desinfecte las jeringas entre pacientes.
 - Utilice luces de fotocura corrientes con todos los materiales activados/polimerizados con luz.




- EN-** Keep out of reach of children
DE- Außenhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
FR- Tenir hors de la portée des enfants
NL- Buiten bereik van kinderen houden
IT- Tenere lontano dalla portata dei bambini
ES- Mantenga alejado del alcance de los niños
PT- Mantenha o produto fora do alcance de crianças
SV- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn
DA- Opbevares utilgængeligt for børn
FI- Pidä pois lasten ulottuvilta
EL- Φυλάξτε το προϊόν από τα παιδιά
RU- Хранить в недоступном для детей месте
PL- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
TR- Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin
AR- احتفظ بعيداً عن متناول الأطفال
KO- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두기
ZH- 置于儿童不能触及之处
TH- เก็บพ้นมือเด็ก

- PT 2** Precauções gerais:
- Somente para uso profissional.
 - Le instruções, precauções e MSDS antes de começar o tratamento. Utilizar só como indicado.
 - Mantenha os produtos longe do calor e da luz solar directa.
 - Evitar contacto com a pele.
 - Aplicar substâncias químicas fortes só na área de tratamento.
 - Confirmar se os pacientes não tem alergias aos materiais utilizados.
 - Testar o escoamento dos materiais através da siringa e ponta antes da aplicação intraoral.
 - Nunca forçar o êmbolo da siringa.
 - Utilizar protectores de seringa Ultradrant™ e/ou desinfectar seringas entre cada tratamento.
 - Utilizar luzes de polimerização standard com todos os materiais fotopolimerizáveis.

- SV 2** Generella försiktighetsåtgärder:
- Enbart för professionell bruk.
 - Läs bruksanvisning, försiktighetsåtgärder, och varninförordningsblad innan behandling påbörjas. Använd endast enligt anvisning.
 - Håll produkterna borta från värme och solljus.
 - Undvik hudkontakt med resin.
 - Håll behandlingsområdet isolerat från starka kemikalier.
 - Kontrollera att patienten inte är allergisk för behandlingsmaterial.
 - Testa att materialet flyter fritt ur sprutans spets innan användning intraoralt.
 - Tvinga ej med "väld" hårt tryck pistongen i sprutan.
 - Använd Ultradrant™ sprutskydd och/eller rengör sprutor mellan patienter.
 - Använd vanliga ljshårdingslampan till alla ljusaktiverade polymeriseringsmaterial.

- DA 2** Generelle forholdsregler:
- Kun til professionist brug.
 - Læs vejledningen, forholdsreglerne og sikkerhedsdatabladet før behandlingen start. Bør kun anvendes som foreskrevet.
 - Udsæt ikke produktet for varme og sollys.
 - Undgå hudkontakt med resin.
 - Isoler stærke kemikalier til behandlingsområdet.
 - Få bekræftet at patienten ikke har kendte allergier mod de produkter, der anvendes ved behandlingen.
 - Check at materialet flyder frit fra sprøjte og spids før brug intraoralt.
 - Undgå at bruge voldsom kraft til atvinge et stempel i funktion. Hvis stempet ikke glider uhindret bør åsagen udredes først.
 - Brug Ultradrant™ Sprøjtespiser og/eller rengør og desinficér sprøjterne efter hver patient.
 - Brug almindelig polymeriseringslampe til alle lysfølsomme materialer.

- FI 2** Yleiset ohjeet:
- Vain ammattikäyttöä.
 - Tuotusta käytettäväisiin, suojatusiinmenetelisiin ja käyttöturvallisuustiedoteseen ennen toimenpiteen aloittamista. Käytä ainoastaan ohjeiden mukaisesti.
 - Säilytä tuote lämmöltä ja auringonvalolta suojattuna.
 - Vältä ihokontaktusta resiniin kanssa.
 - Eristä käsiteltävä alue vaihdoista kemikaaleista.
 - Varmista, ettei potilaalla ole ole todettuja allergioita hoitotoimenpiteessä käytettävälle aineelle.
 - Testaa materiaalin joutuvuutta ruokista ja kärkestä ennen materiaalin käyttöä intraoraalisesti.
 - Älä käytä liikaa voimaa painaessasi ruiskun mäntää.
 - Käytä Ultradrant™ ruiskusuojia ja/ai puhdistus ruisku potilaiden välillä.
 - Käytä standardisoitua valokovettajia kaikkien valokovettajien materiaalien kanssa.



- EN-** See Instructions
DE- Siehe Anleitung
FR- Cf. instructions
NL- Zie gebruiksaanwijzing
IT- Vedere le istruzioni
ES- Veja las instrucciones
PT- Veja as instruções
SV- Se anvisningar
DA- Se brugsanvisningen
FI- Kierä lukea käyttöohjeet
EL- Δείτε το οδηγό
RU- См. инструкцию
PL- Patrz instrukcję
TR- Talimatları bakın
AR- انظر التعليمات
KO- 설명서 보고
ZH- 仔细阅读
TH- อ่านคู่มือ

- EL 2** ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
- Για επαγγελματική χρήση μόνο.
 - Αναγνώστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες και MSDS πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία. Να το χρησιμοποιείτε πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες.
 - Φυλάξτε τα προϊόντα από την έκθεση τους στο φως ή σε υψηλές θερμοκρασίες.
 - Απομονώστε την επαφή της ρητίνης με το δέρμα.
 - Παροτρύψτε την επαφή του ισχυρών χημικών μόνο στην περιοχή της θραύσεως.
 - Να επιβεβαιωθείτε ότι ο ασθενής δεν έχει κάποια γνωστή αλλεργία που ενδέχεται να είναι ανάλογη της θραύσεως.
 - Να δοκιμασθεί η ροή των υλικών από τη σπρίτσα και το πύργος πριν τα χρησιμοποιήσετε ενδοστοματικά.
 - Μην πιέζετε με δύναμη το έμβολο της σπρίτσας.
 - Να χρησιμοποιούνται τα προστατευτικά καλύμματα σπρίτσας της Ultradrant™ και να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται τις σπρίτσες μεταξύ των ασθενών.
 - Να χρησιμοποιούνται μόνο κοινές συνηθισμένες φωτοπολυμεριστήρια για όλα τα φωτοπολυμεριζήσιμα / φωτοεργοεπιβάσιμα υλικά.

- RU 2** Общие меры предосторожности:
- Только для применения специалистами.
 - Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, мерами предосторожности и паспортом безопасности вещества. Применять строго по назначению.
 - Берегите от тепла и прямого солнечного света.
 - Избегайте попадания смол на кожу.
 - Применяйте сильные химические вещества строго локально.
 - Убедитесь в том, что у пациента в анамнезе нет аллергии к веществам, используемым в препарате.
 - Перед применением в полость рта проверьте, выходит ли материал из шприца и наконечника.
 - Не прилагайте излишние усилия к поршню шприца.
 - Применяйте защитные чехлы Ultradrant™ на шприцы и дезинфицируйте шприцы перед употреблением на другом пациенте.
 - Применяйте стандартные источники света для всех светоотверждаемых/активируемых материалов.

- PL 2** Ogólne środki ostrożności:
- Preparat wyłącznie do profesjonalnych zastosowań.
 - Przed rozpoczęciem leczenia należy zapoznać się z instrukcjami, środkami ostrożności oraz kartą charakterystyki bezpieczeństwa materiału. Stosować dokładnie według wskazówek.
 - Trzymać produkty z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych.
 - Unikać wystawiania skóry na działanie żywic.
 - Organizację stosowania silnych związków chemicznych do leczenia zobaczyć.
 - Potwierdzić, czy u pacjenta nie występuje znane uczulenie na materiały stosowane w leczeniu.
 - Przed użyciem w obrębie jamy ustnej, sprawdzić przepływ materiałów ze strzykawki i końcówki.
 - Nigdy nie wywierać siły na tłok strzykawki.
 - Używać zakrywek na strzykawki Ultradrant™. Nie używać oraz dedykowanych strzykawki przed użyciem następnego pacjenta.
 - Stosować standardowe destylacyjne światło utwardzające ze wszystkich materiałów polimeryzujących/aktywujących światłem.

- TR 2** Genel Uyarılar:
- Yalnızca profesyonel kullanıma kınıdır.
 - Tedaviye başlamadan önce talimatları, uyarıları ve MSDS (Malzeme Güvenliği) bilgilerini gözden geçirin. Yalnızca belirtildiği gibi kullanın.
 - Uzun süreli sıcaklıktan kaçınarak uygulama yapmaktan kaçının.
 - Reçinlerin deri ile temasından uzakta muhafaza edin.
 - Tedavi bölgesinde güçlü kimyasal maddeleri uzak tutun.
 - Tedaviye kullanılan maddeleri çarj hastanın bilinen herhangi bir alerjisi olmadıkça uygulayın.
 - Siringadan maddenin dışarı akmadığına test edin ve ağrıdan vemedene öna saha için.
 - Siringa pistonuna asla zorlamayın.
 - Ultradrant™ Syringe Covers kullanın ve/veya hastalardaki kullandığınız enjektörleri, dezenfekte edin.
 - Tüm ışıkla polimerize/aktifte edilen maddelerle çalsırken standart serileştirici ışık kullanın.
 - Denizli Dispensöz.
 - DE- Vom Zahnarzt abzugeben.
 - FR- Distribué par le dentiste dentiste.
 - NL- Door de chirurgicus verstrekt.
 - IT- Prescritto dal dentista.
 - ES- Administrado por el Dentista.
 - PT- Administrado pelo dentista.
 - SV- Appliceras av tandläkare.
 - DA- Administreret af tandlæge.
 - FI- Hammassälkäärin käyttöön.
 - EL- Διατείνεται από τον οδοντίατρο.
 - RU- Для применения в стоматологии.
 - PL- Wdaje się z przepisu dentysty.
 - TR- Dişçi tarafından dağıtılır.
 - AR- يوزع من قبل طبيب الأسنان.
 - KO- 치과만이 사용할 수 있습니다.
 - ZH- 仅由牙科醫師開具處方。
 - TH- อนุญาตโดยทันตแพทย์
 - EN- Destroy after use.
 - DE- Nach Gebrauch vernichten.
 - FR- Détruire après utilisation.
 - NL- Na gebruik vernietigen.
 - IT- Distruggere dopo l'uso.
 - ES- Destruir después de usarlo.
 - PT- Destruir após usar.
 - SV- Förstöras efter användning.
 - DA- Destruér efter brug.
 - FI- Hävittää käytön jälkeen.
 - EL- Καταστρέψτε το μετά τη χρήση.
 - RU- После использования уничтожьте.
 - PL- Zniszczyć po zastosowaniu.
 - TR- Kullanıldıktan sonra imha edin.
 - AR- تدمر بعد الاستخدام.
 - KO- 사용 후 폐기하십시오.
 - ZH- 用後銷毀。
 - TH- ทำลายหลังใช้งาน
 - EN- Health hazard.
 - DE- Gesundheitsgefahr.
 - FR- Danger pour la santé.
 - ES- No debe inyectarse.
 - IT- Pericoloso per la salute.
 - SV- Farligo para la salud.
 - PT- Risco à saúde.
 - DA- Ikke til injektion.
 - FI- Ei injektokäyttöön.
 - EL- Μην ενέσιμο.
 - RU- Не вводить в инъекцию.
 - PL- Nie nadaje się do iniekcji.
 - TR- Enjektör için kullanılmamalıdır.
 - AR- لا يجوز حقن.
 - KO- 주입하지 마십시오.
 - ZH- 非注射用藥。
 - TH- ไม่ใช้เพื่อฉีดยา

- AR 2** محاذير عامة:
- للإستخدام المهني فقط.
 - راجع التعليمات جيداً قبل بدء العملية وتبعها دائماً مع MSDS قبل إستخدام المنتج.
 - لا تعرض المنتج لأشعة الشمس والماء والحرارة.
 - تجنب الملامسة مع الجلد.
 - احرص نظيف الكيمياءات القوية في منطقة الخطأ فقط.
 - تأكد من عدم وجود حساسية عند المريض تجاه المواد الداخلة في التركيبة.
 - تأكد من عدم وجود أسباب المواد في المناطق قبل استعمالها داخل الفم.
 - لا تترك المواد الفوقية الزائدة خارج المنطقة المستعدة.
 - استعمل العازل العاص للملحاحين وطبق وسائل التهوية الفعالة قبل التعامل مع مريض آخر.
 - استعمل الأجهزة الضوئية لتثبيت التسليب الجيد للمادة المستعدة.

- KO 2** 주의사항:
- 전문가만 사용할 수 있습니다.
 - 치료를 시작하기 전에 지시사항, 주의사항 및 MSDS를 읽으십시오. 지시에 따라 사용하십시오.
 - 열/직사광선을 피하여 보관하십시오.
 - 치료가 될 지역 전역 덮지 않도록 하십시오.
 - 치료 부위에 강한 화학물질이 닿도록 하십시오.
 - 환자가 치료제에 대한 알레르기가 없는지 확인하십시오.
 - 주사기와 피스톤을 무리대로 사용하지 전에 약탈 흐름을 시험하십시오.
 - 주사기 플런저를 무리대로 사용하지 마십시오.
 - Ultradrant™ Syringe Covers를 사용하고, 사용한 주사기는 다른 환자에게 사용하기 전에 세척하고 소독하십시오.
 - 모든 광경종/활성제 물질에는 경화용 표준 광원을 사용하십시오.

- ZH 2** 一般注意事項:
- 僅供專業人士使用。
 - 治療前請先詳閱說明, 注意事項及使用手冊。按規定使用。
 - 請避免接觸於光照或高溫處。
 - 避免皮膚接觸到藥劑。
 - 這些化學物質僅可在治療部位使用。
 - 先確認病患對即將使用的材料不過敏。
 - 在口內使用之前, 請先測試注射針筒及針頭內的材料是否有阻塞。
 - 不可用力推針筒。
 - 使用 Ultradrant™ 針筒要注意在兩個病患間必須消毒或清洗。
 - 對所有的聚合性材料(或活性性材料)使用標準的齒業燈。

- TH 2** ข้อควรระวัง:
- ใช้สำหรับมืออาชีพเท่านั้น
 - อ่านคำแนะนำ, ข้อควรระวัง และ MSDS ก่อนใช้ทุกครั้งอย่างเคร่งครัด
 - เก็บรักษาให้ห่างจากแสงแดด ความร้อน และน้ำ
 - หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง
 - ใช้เฉพาะในบริเวณที่ต้องการเท่านั้น
 - ตรวจสอบก่อนใช้ว่าผู้ป่วยไม่มีอาการแพ้ยา
 - ตรวจสอบก่อนใช้ว่าผู้ป่วยไม่มีอาการแพ้ยา
 - อย่าใช้แรงกดมากเกินไปกับเข็ม
 - ใช้ Ultradrant™ Syringe Covers และ/หรือ ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเข็มก่อนใช้กับผู้ป่วยคนต่อไป
 - ใช้แสงมาตรฐานสำหรับการแข็งตัวของวัสดุอุด

电话: 888.863.5883
 传真: 801.553.4600
 中国区售后服务机构
 名称: 广州市特奇奇医疗器械有限公司
 地址: 广州市海珠区工业大道北67号34楼首层自编102房
 电话: 020.84156506
 电话: 020.84156535
 产品名称: 树脂封剂
 商品名称: PermaSeal
 规格型号: 1.2ml/支
 医疗器械注册编号: 粤食药监械(进)字2012第2630288号
 产品标准编号: YZB/USA.5307-2011 《树脂封剂》

