



## SPEIKOSEPT CHX 2 %-Gel

---

### Zusammensetzung:

Enthält 2 % Chlorhexidindigluconat.

### Anwendungsgebiete:

- Zur Reinigung kontaminierter Wurzelkanalinstrumente während der Wurzelkanalbehandlung
- Nur für den dentalen Gebrauch

### Gegenanzeigen:

- Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe

### Nebenwirkungen/Wechselwirkungen:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine bekannt.

### Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:

Eine ausreichende Menge des Gels in ein geeignetes Gefäß, wie z. B. einen Arbeitsständer für Endofeilen, geben.

Die während der Behandlung verwendeten Instrumente werden dort abgelegt und gleichzeitig durch den Kontakt mit dem Gel gereinigt.

Durch die vorhandene antibakterielle Wirkung des Chlorhexidins gegenüber den meisten unerwünschten Endobakterien und -pilzen wird auch deren Keimzahl stark vermindert. Ein zusätzliches Abspülen ist nicht erforderlich. Die Endo- Instrumente sind während der Behandlung direkt wieder verwendbar.

Nach der Behandlung müssen die verwendeten Instrumente und Behälter, die nicht zum Einmalgebrauch gedacht sind, nach Vorschrift (Reinigung, Desinfektion, Sterilisation etc.) aufgearbeitet werden.

### Hinweise:

Chlorhexidin-haltige Produkte dürfen nicht mit Natriumhypochlorit-haltigen Produkten gemischt werden, da sich sonst ein schwerlöslicher, rotbrauner Niederschlag bildet.

Dieses Medizinprodukt darf nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr angewendet werden.

Nach Gebrauch Spritze wieder dicht verschließen und bei Raumtemperatur lagern.

Unzugänglich für Kinder aufbewahren.

### Handelsformen:

SPEIKOSEPT CHX 2 %-Gel      Inhalt: 3,0 g      Art.-Nr. 1071

Stand der Information: August 2020

---



## SPEIKOSEPT CHX 2 % Gel

---

### Composition:

Contains 2% chlorhexidine digluconate.

### Fields of application:

- For cleaning contaminated root canal instruments during root canal treatments
- For dental use only

### Contra-indications:

- Hypersensitivity to one of the ingredients

### Side effects/interactions:

None known if used as intended.

### Dosage, type and duration of treatment:

Put a sufficient amount of the gel into a suitable container, e.g. a stand for endo files.

The instruments used during treatment are placed in the container and simultaneously cleaned when they come into contact with the gel.

Thanks to the antibacterial effect of the chlorhexidine vis-à-vis most undesired endobacteria and fungi, the bacterial count is also greatly reduced. Additional rinsing is not necessary. The endo instruments can be directly reused during treatment.

Following treatment, the instruments and containers which are not designed for disposable use must be reprocessed as specified (cleaning, disinfection, sterilisation etc.).

### Notes:

Chlorhexidine-based products may not be mixed with sodium hypochlorite-based products as otherwise a not readily soluble, red brown sediment forms.

This medical device may no longer be used after the expiry date.

Reseal the syringe tightly after use and store at room temperature.

Store out of the reach of children.

### Trade format:

SPEIKOSEPT CHX 2 % Gel      Content: 3,0 g      Art. no. 1071



## Gel SPEIKOSEPT CHX 2 %

### Composition :

Contient 2 % de digluconate de chlorhexidine.

### Domaines d'utilisation :

- Pour le nettoyage d'instruments pour canal radiculaire contaminés pendant le traitement du canal radiculaire
- Pour usage dentaire uniquement

### Contre-indications :

- En cas d'hypersensibilité à l'un des composants

### Effets secondaires/interactions :

Aucun connu pour un emploi conforme.

### Dosage, type et durée de l'utilisation :

Mettre une quantité appropriée de gel dans un récipient adéquat, comme par exemple un support de travail pour limes endodontiques.

Les instruments utilisés pendant le traitement y sont déposés et, entrant en contact avec le gel, nettoyés.

L'action bactéricide de la chlorhexidine sur la plupart des endobactéries indésirables et son action fongicide réduisent considérablement la quantité de germes sur les instruments. Il n'est pas nécessaire de les rincer ensuite. Les instruments endodontiques peuvent être réutilisés directement en cours de traitement.

Une fois l'intervention terminée, retraiter les instruments et récipients qui ont été utilisés pendant le traitement et qui ne sont pas destinés à un usage unique, respecter pour cela les réglementations (nettoyage, désinfection, stérilisation, etc.).

### Remarques :

Les produits contenant de la chlorhexidine ne doivent pas être mélangés à d'autres contenant de l'hypochlorite de sodium afin d'éviter la formation d'un dépôt brun-rougeâtre difficilement soluble.

Ne plus utiliser ce dispositif médical après la date de péremption.

Refermer la seringue hermétiquement après emploi et la stocker à température ambiante.

Conserver hors de portée des enfants.

### Présentation :

Gel SPEIKOSEPT CHX 2 %      Contenu : 3,0 g      n° d'art. 1071

Mise à jour des informations : Août 2020