







## VITA AKZENT® LC

Gebrauchsanweisung | Kurzversion
Instructions for use | short version
Mode d’emploi | Version courte
Instrucciones de uso | Versión abreviada
Istruzioni d’uso | -versione breve

## VITA – perfect match. VITA

## VITA – perfect match. VITA

## VITA – perfect match. VITA

VITA Zahnfabrik · H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen
Germany · Allemagne · Alemania · Germania
Tel. +49 (0) 7761 / 562-0
Fax +49 (0) 7761 / 562-299
www.vita-zahnfabrik.com
info@vita-zahnfabrik.com

922-12410 – 0421 (X.)TP – Version (02)

#### Gebrauchsanweisung DE

**Lichthärtende Malfarben**

Bitte Gebrauchsanweisung vor der Produktanwendung lesen.

**Zweckbestimmung**

VITA AKZENT LC ist ein lichthärtendes Malfarben-/Glasur-system auf Methacrylatbasis zur extraoralen Oberflächencha-rakterisierung von dentalen Restaurationen aus Hybridkeramik, Kunststoff-Verblendmaterialien, CAD/CAM-Kompositen, Kon-fektionszähnen und Prothesenbasiskunststoffen. Darüber hinaus lässt es sich auch zur internen Charakterisierung bei der Schichttechnik von Verblendkompositen verwenden.

**Patientenzielgruppe**

Keine Einschränkungen

**Indikation**

Einsatzgebiete:

- Restaurationen aus der Hybridkeramik (VITA ENAMIC)
- Restaurationen aus lichthärtendem Verblendmaterial (z.B. VITA VM LC)
- Restaurationen aus CAD/CAM-Kompositen (z.B. VITA CAD-Temp)
- Konfektionszähne (z.B. VITAPAN)
- Prothesenbasen (z. B. VITA VIONIC BASE)

**Kontraindikation**

- bei Patienten, die Allergien oder Empfindlichkeiten gegen-über den Inhaltsstoffen aufweisen
- Nicht an okklusalen Kontaktpunkten von Restaurationen ver-wenden
- Nicht zur intraoralen Anwendung freigegeben

**Produktanwendung/-bedienung**

**Workflow:**

**Hybridkeramik:**

- Oberflächenvorbehandlung
- Oberflächenreinigung
- Silanisierung
- Externe Charakterisierung
- Glasurauftrag
- Polymerisation

**Verblendkomposit:**

- Oberflächenvorbehandlung
- Applikation Modelling Liquid (nur bei interner Charakteri-sierung und falls keine Inhibitionsschicht vorhanden ist).
- Interne Charakterisierung
- Auftrag Verblendkunststoff
- Externe Charakterisierung
- Glasurauftrag
- Endpolymerisation

**CAD/CAM-Komposite/Konfektionszähne/Prothesenbasis-kunststoffe:**

- Oberflächenvorbehandlung
- Oberflächenreinigung
- Silanisierung bei hochgefüllten CAD/CAM-Kompositen wie z. B. Cerasmart (GC)
- Externe Charakterisierung
- Glasurauftrag
- Polymerisation

Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung eine empfohlene Ver-arbeitungsbreite von ca. drei Minuten und reinigen Sie die Mal-pinsel nach der Anwendung mit VITA AKZENT LC CLEANER.

**Polymerisation**

Die Aushärtung des Lackes kann mit vielen gängigen dentalen Lichthärtegeräten mit einem Spektralbereich von 350 nm – 500 nm durchgeführt werden.

Die aktuellsten Informationen zu empfohlenen Polymerisations-geräten finden Sie unter: www.vita-zahnfabrik.com/akzentlc

**Empfohlene Produktkombinationen**

VITA AKZENT LC kann in VITA VM LC flow im max. Verhältnis von 1:10 eingemischt werden.

**Lagerung/Entsorgung**

Bei 4 °C - 25 °C (39 °F - 77 °F) lagern. Die Lagerung im Kühl-schrank wird empfohlen.

Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden!

Die mit einem Gefahrstoff-Piktogramm gekennzeichneten Produkte sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Alle ande-ren Produkte sind als gewerblicher Mischabfall zu entsorgen.

Chemische Zusammensetzung	Gew. %
Methylmethacrylat und multifunktionelle Methacrylate	30 – 40
Urethan(meth-)acrylate	40 – 60
Siliziumdioxid	8 – 11
Ethyl-phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinat	2 – 6
Andere	< 1
Pigmente	< 2

**Generelle Risiken/Meldung Vorkommnisse**

Informationen zu den generellen Risiken bei Dentalbehandlun-gen sowie zur Meldung von schwerwiegenden Vorkommnissen i. Vb. mit Medizinprodukten finden Sie unter www.vita-zahnfabrik.com/service\_risks Sicherheitsdatenblätter können unter www.vita-zahnfabrik.com/vita-akzent-lc heruntergeladen werden.

**Gefahrstoffe**

Gefahr / Danger

Enthält Methylmethacrylat, 2 Propensäure Reaktionsprodukte mit Pentaerythritol, div. Acrylate

H 317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H 318 Verursacht schwere Augenschäden

H 412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir-kung

**Haftungsausschluss**

Zur Beachtung: Unsere Produkte sind gemäß Gebrauchsinfor-mationen zu verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schaden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung oder Ver-arbeitung ergeben. Der Verwender ist im Übrigen verpflichtet, das Produkt vor dessen Gebrauch auf seine Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Eine Haftung unserer-seits ist ausgeschlossen, wenn das Produkt in nicht vertragli-chem bzw. nicht zulässigem Verbund mit Materialien und Geraten anderer Hersteller verarbeitet wird und hieraus ein Schaden entsteht. Die VITA Modulbox ist nicht zwingender Bestandteil des Produktes. Herausgabe dieser Gebrauchs-anleitung: 04.21

Mit der Herausgabe dieser Gebrauchsanleitung verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Ver-sion finden Sie unter www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik ist zertifiziert und folgende Produkte tragen die Kennzeichnungen:

**VITA AKZENT® LC**

**CE0124 Rx only MD**

#### Instructions for use EN

**Light-curing stains**

Please read the instructions for use before using the product.

**Intended use**

VITA AKZENT LC is a light-curing methacrylate-based stain/ glaze system for extraoral surface characterization of dental restorations made of hybrid ceramic, resin veneering materi-als, CAD/CAM composites, prefabricated teeth and denture base resins. It can also be used for internal characterization with the layering technique of veneering composites.

**Patient target group**

No restrictions

**Indication**

Indication range:

- Restorations made of hybrid ceramic (VITA ENAMIC)
- Restorations made of light-curing veneering material (e.g., VITA VM LC)
- Restorations made of CAD/CAM composites (e.g., VITA CAD-Temp)
- Prefabricated teeth (e.g., VITAPAN)
- Denture bases (e.g., VITA VIONIC BASE)

**Contraindication**

- In patients with allergies or sensitivities to the ingredients
- Do not use on occlusal contact points of restorations
- Not approved for intraoral use

**Product application/control**

**Workflow:**

**Hybrid ceramic:**

- Surface pretreatment
- Surface cleaning
- Silanization
- External characterization
- Glaze application
- Polymerization

**Veneering composite:**

- Surface pretreatment
- Application of modelling liquid (only for internal characteri-zation and if no inhibition layer is present).
- Internal characterization
- Application of veneering resin
- External characterization
- Glaze application
- Final polymerization

**CAD/CAM composites/prefabricated teeth/denture base resins:**

- Surface pretreatment
- Surface cleaning
- Silanization with highly filled CAD/CAM composites, such as Cerasmart (GC)
- External characterization
- Glaze application
- Polymerization

Please note the recommended processing time of approx. three minutes and clean the paint brushes with VITA AKZENT LC CLEANER after use.

**Polymerization**

The varnish can be polymerized with many standard dental light-curing units with a spectral range of 350 nm – 500 nm. You can find the latest information on the recommended po-lymerization devices at: www.vita-zahnfabrik.com/akzentlc

**Recommended product combinations**

VITA AKZENT LC can be mixed with VITA VM LC flow at a max. ratio of 1:10.

**Storage/disposal**

Store at 4 °C - 25 °C (39 °F - 77 °F). Storage in a refrigerator is recommended.

Do not use after the expiry date!

The products labelled with a pictogram for hazardous sub-stances are to be disposed of as hazardous waste. All other products are to be disposed of as mixed industrial waste.

Chemical composition	Wt%
Methyl methacrylate and multifunctional methacrylates	30 – 40
Urethane(meth-)acrylates	40 – 60
Silicon dioxide	8 – 11
Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate	2 – 6
Other	< 1
Pigments	< 2

**General risks/reporting incidents**

Information on the general risks associated with dental treat-ments and on reporting serious incidents in connection with medical devices can be found at www.vita-zahnfabrik.com/service\_risks Safety data sheets can be downloaded at www.vita-zahnfabrik.com/vita-akzent-lc.

**Hazardous substances**

Danger

Contains methyl methacrylate, two propenoic acid reaction products with pentaerythritol, various acrylates
H317 May cause an allergic skin reaction
H 318 Causes serious eye damage
H 412 Harmful to aquatic life with long-lasting effects

**Disclaimer**

Please note: Our products must be used in accordance with the instructions for use. We do not accept any liability for damage resulting from incorrect handling or usage. The user is furthermore obliged to check the product before use with regard to its suitability for the intended area of applications. We cannot accept any liability if the product is used in con-junction with materials or equipment from other manufactur-ers that are not compatible or not authorized for use with our product and this results in damage. The VITA Modulbox is not a required component of the product. Publication of these work-ing instructions: 04.21

After the publication of these working instructions, any previ-ous versions become obsolete. The current version can be found under www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik has been certified and the following products bear the mark:

**VITA AKZENT® LC**

**CE0124 Rx only MD**



Mode d'emploi	<span><span><span></span></span><span> </span></span> FR
---------------	--

**Colorants photopolymérisables**

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation du produit.

**Usage prévu**

VITA AKZENT LC est un système de maquillage/glaçage photopolymérisable à base de méthacrylate pour la caractérisation de surface extra-orale de restaurations dentaires en céramique hybride, résines, résines composites, dents artificielles et résines de base prothétique. Il s'utilise également pour la caractérisation interne en technique de stratification de composites cosmétiques.

**Groupe de patients cible**

Aucune limitation.

**Indications**

Domaines d'application

- Restaurations en céramique hybride (VITA ENAMIC)
- Restaurations en matériaux cosmétiques photopolymérisables (p. ex. VITA VM LC)
- Restaurations en résines composites CFAO (p. ex. VITA CAD-Temp)
- Dents artificielles (p. ex. VITAPAN)
- Bases prothétiques (p. ex. VITA VIONIC BASE)

**Contre-indications**

- Les patients présentant des allergies ou des sensibilités aux composants
- Ne pas utiliser sur les points de contact occlusaux des restaurations
- Non autorisé pour une utilisation intra-orale

**Utilisation / Mise en œuvre du produit**

**Flux de travail**

**Céramique hybride**

- Traitement initial des surfaces
- Nettoyage des surfaces
- Silanisation
- Caractérisation externe
- Application de la glaçure
- Polymérisation

**Composite cosmétique**

- Traitement initial des surfaces
- Application de Modelling Liquid (uniquement lors d'une caractérisation interne et en l'absence d'une couche d'inhibition).
- Caractérisation interne
- Application résine cosmétique
- Caractérisation externe
- Application de la glaçure
- Polymérisation finale

**Composites CFAO / Dents artificielles / Résines de base prothétique**

- Traitement initial des surfaces
- Nettoyage des surfaces
- Silanisation des composites CFAO hautement chargés comme p. ex. Cerasmart (GC)
- Caractérisation externe
- Application de la glaçure
- Polymérisation

Veuillez noter que le temps de travail est d'env. trois minutes. Nettoyer le pinceau à colorant après utilisation avec VITA AKZENT LC CLEANER.

**Polymérisation**

Le durcissement du vernis peut être effectué avec un grand nombre d'appareils courants de photopolymérisation pour le secteur dentaire dont le domaine spectral se situe entre 350 nm et 500 nm.

Pour obtenir les dernières informations sur les appareils de polymérisation recommandés, veuillez consulter le site : www.vita-zahnfabrik.com/akzentlc

**Combinaisons de produits recommandées**

Le VITA AKZENT LC peut être mélangé au VITA VM LC flow dans un rapport de 1:10.

**Stockage / Élimination**

Stocker entre 4 °C et 25 °C (39 °F et 77 °F). Le stockage au réfrigérateur est recommandé.

Ne plus utiliser après la date de péremption !

Les produits dotés du pictogramme de substance dangereuse doivent être éliminés comme des déchets dangereux. Tous les autres produits peuvent être éliminés comme déchets mixtes commerciaux.

**Données techniques**

Composition chimique	% en poids
Méthacrylate de méthyle et méthacrylates multifonctionnels	30 – 40
Uréthane (méth) acrylate	40 – 60
Dioxyde de silicium	8 – 11
Éthyl-phényl (2,4,6-triméthylbenzoyl) phosphinate	2 – 6
Autres	< 1
Pigments	< 2

**Risques généraux / Notification d'incident**

Les informations sur les risques généraux associés aux traitements dentaires et sur la notification des incidents graves en lien avec des dispositifs médicaux peuvent être trouvées sur www.vita-zahnfabrik.com/service\_risks La fiche de données de sécurité peut être téléchargée sur www.vita-zahnfabrik.com/vita-akzent-lc.

**Substances dangereuses**

Danger

Contient du méthacrylate de méthyle, des produits de réaction 2-acide propénique avec du pentaérythritol, div. acrylates
H 317 Peut provoquer une allergie cutanée
H 318 Provoque des lésions oculaires graves
H 412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

**Exclusion de la responsabilité**

N.B. Nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrecte. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés et qu’il en résulte un dommage. Le VITA Modulbox n'est pas un composant obligatoire du produit. Date d’édition de ce mode d'emploi : 04.21

Cette nouvelle édition de mode d'emploi rend caduques toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur le site www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik est certifié et les produits suivants portent les marquages :

**VITA AKZENT® LC**

**CE0124 Rx uniquement** **MD**

Instrucciones de uso	<span><span><span></span></span><span> </span></span> ES
----------------------	--

**Maquillajes fotopolimerizables**

Lea las instrucciones de uso antes de utilizar el producto.

**Uso previsto**

VITA AKZENT LC es un sistema de maquillajes y glaseado fotopolimerizable basado en metacrilato, para la caracterización extraoral de la superficie de restauraciones dentales de cerámica híbrida, materiales de recubrimiento de resina, composites CAD/CAM, dientes preconfeccionados y resinas para bases de prótesis. También puede utilizarse para la caracterización interna en la técnica de estratificación de composites de recubrimiento.

**Grupo de pacientes destinatario**

Sin restricciones

**Indicaciones**

Campos de aplicación:

- Restauraciones de cerámica híbrida (VITA ENAMIC)
- Restauraciones de material de recubrimiento fotopolimerizable (p. ej., VITA VM LC)
- Restauraciones de composites CAD/CAM (p. ej., VITA CAD-Temp)
- Dientes preconfeccionados (p. ej., VITAPAN)
- Bases de prótesis (p. ej., VITA VIONIC BASE)

**Contraindicaciones**

- Pacientes que presenten alergias o sensibilidades a los componentes
- No utilizar en los puntos de contacto occlusales de las restauraciones
- No aprobado para la utilización intraoral

**Utilización/manejo del producto**

**Flujo de trabajo**

**Cerámica híbrida:**

- Tratamiento previo de la superficie
- Limpieza de la superficie
- Silanización
- Caracterización externa
- Aplicación del glaseado
- Polimerización

**Composite de recubrimiento:**

- Tratamiento previo de la superficie
- Aplicación de Modelling Liquid (solo para la caracterización interna y en caso de que no haya capa de inhibición).
- Caracterización interna
- Aplicación de la resina de recubrimiento
- Caracterización externa
- Aplicación del glaseado
- Polimerización final

**Composites CAD/CAM/Dientes preconfeccionados/ Resinas para bases de prótesis:**

- Tratamiento previo de la superficie
- Limpieza de la superficie
- Silanización en caso de composites CAD/CAM con elevado contenido de relleno, p. ej., Cerasmart (GC)
- Caracterización externa
- Aplicación del glaseado
- Polimerización

Al trabajar, respete el tiempo disponible para la elaboración recomendado de aproximadamente tres minutos, y tras el uso limpie los pinceles de maquillaje con VITA AKZENT LC CLEANER.

**Polimerización**

El fraguado del barniz puede realizarse con muchos aparatos de fotopolimerización dentales habituales con un rango espectral de 350 nm-500 nm.

Encontrará la información más actualizada acerca de los aparatos de polimerización recomendados en:

www.vita-zahnfabrik.com/akzentlc

**Combinaciones de producto recomendadas**

VITA AKZENT LC puede mezclarse con VITA VM LC flow en la proporción 1:10 como máximo.

**Almacenamiento/eliminación**

Conservar a una temperatura de 4 °C a 25 °C (39 °F a 77 °F). Se recomienda la conservación en el frigorífico.

No utilizar tras la fecha de caducidad.

Los productos identificados con un pictograma de sustancia peligrosa deben eliminarse como residuos peligrosos. Todos los demás productos deben eliminarse como residuos comerciales mixtos.

**Datos técnicos**

Composición química	% en peso
Metilmetacrilato y metacrilatos multifuncionales	30 – 40
(Meta)acrilatos de uretano	40 – 60
Dióxido de silicio	8 – 11
Etilfenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinato	2 – 6
Otros	< 1
Pigmentos	< 2

**Riesgos generales/notificación de incidencias**

La información sobre los riesgos generales en tratamientos dentales y sobre la notificación de incidencias graves en relación con productos sanitarios puede consultarse en www.vita-zahnfabrik.com/service\_risks Las fichas de datos de seguridad pueden descargarse en www.vita-zahnfabrik.com/vita-akzent-lc.

**Sustancias peligrosas**

Peligro / Danger

Contiene metilmetacrilato, 2 productos de reacción de ácido propenoico con pentaeritritol, diversos acrilatos
H 317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H 318 Provoca lesiones oculares graves.
H 412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

**Exoneración de responsabilidad**

Nota importante: nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte por daños derivados de la utilización del producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. La caja modular de VITA no es necesariamente parte integrante del producto. Publicación de estas instrucciones de uso: 04.21

Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las ediciones anteriores. La versión actual puede consultarse en www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabk está certificada y los siguientes productos llevan los marcados:

**VITA AKZENT® LC**

**CE0124 Rx only** **MD**

Istruzioni d'uso	<span><span><span></span></span><span> </span></span> IT
------------------	--

**Colori di caratterizzazione fotopolimerizzabili**

Leggere le istruzioni di impiego prima dell'uso!

**Obiettivi**

VITA AKZENT LC é un sistema di supercolori /glasura fotopolimerizzabili a base di metacrilato per la caratterizzazione superficiale extraorale di restauri dentali in ceramica ibrida, materiali di rivestimento estetico, compositi CAD/CAM, denti artificiali e resine per basi protesiche. Può essere usato anche per la caratterizzazione interna durante la stratificazione dei compositi di rivestimento.

**Target pazienti**

Nessuna limitazione

**Indicazioni**

Settori di impiego:

- Restauri in ceramica ibrida (VITA ENAMIC)
- Restauri in materiali per rivestimento estetico fotopolimerizzabili (ad es. VITA VM LC)
- Restauri in compositi CAD/CAM (ad es. VITA CAD-Temp)
- Denti artificiali (ad es. VITAPAN)
- Basi protesiche (ad es. VITA VIONIC BASE)

**Controindicazioni**

- Pazienti che presentano allergie o sensibilizzazione a componenti
- Non usare sui punti di contatto occlusale dei restauri
- Non autorizzato per uso intraorale

**Applicazione / uso del prodotto**

**Workflow:**

**Ceramica ibrida:**

- Trattamento preliminare superficiale
- Detersione della superficie
- Silanizzazione
- Caratterizzazione esterna
- Applicazione della glasura
- Polimerizzazione

**Composito di rivestimento estetico:**

- Trattamento preliminare superficiale
- Applicazione di Modelling Liquid (solo per caratterizzazione interna e se non è presente lo strato di inibizione).
- Caratterizzazione interna
- Applicazione del materiale di rivestimento estetico
- Caratterizzazione esterna
- Applicazione della glasura
- Polimerizzazione finale

**Compositi CAD/CAM/Denti artificiali/Resine per basi protesiche:**

- Trattamento preliminare superficiale
- Detersione della superficie
- Silanizzazione nel caso di compositi CAD/CAM ad elevato tenore di sostanze di carica come ad es. Cerasmart (GC)
- Caratterizzazione esterna
- Applicazione della glasura
- Polimerizzazione

In fase di lavorazione attenersi ad un tempo di lavorazione di ca. tre minuti e dopo l'uso pulire i pennelli con VITA AKZENT LC CLEANER.

**Polimerizzazione**

L'indurimento può essere effettuato con tutti i fotopolimerizzatori in commercio aventi lunghezze d'onda comprese tra 350 e 500 nm. Per le informazioni più recenti sui dispositivi di polimerizzazione raccomandati consultare: www.vita-zahnfabrik.com/akzentlc

**Combinazioni di prodotto consigliate**

VITA AKZENT LC può essere miscelato a VITA VM LC flow in rapporto max. di 1:10.

**Conservazione/Smaltimento**

Conservare a 4 °C - 25 °C (39 °F - 77 °F). Si raccomanda la conservazione in frigorifero.

Non utilizzare oltre la data di scadenza!

I prodotti contrassegnati con un pittogramma relativo ad una sostanza pericolosa vanno smaltiti come rifiuti pericolosi. Tutti gli altri prodotti vanno smaltiti come rifiuti misti industriali.

**Dati tecnici**

Composizione chimica	% in peso
Metilmetacrilato e metacrilati plurifunzionali	30 – 40
Uretan(met-)acrilati	40 – 60
Biossido di silicio	8 – 11
Etil-fenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinato	2 – 6
Altri	< 1
Pigmenti	< 2

**Rischi generali / Segnalazione di eventi avversi (ndT)**

Per informazioni sui rischi generali dei trattamenti dentali e sulla segnalazione di importanti eventi in combinazione con dispositivi medici consultare www.vita-zahnfabrik.com/service\_risks Le schede di sicurezza possono essere scaricate da www.vita-zahnfabrik.com/vita-akzent-lc

**Sostanze pericolose**

Pericolo / Danger

Contiene metilmetacrilato, prodotti di reazione dell'acido 2-propenoico con pentaeritritolo, div. acrilati
H 317 Può provocare reazioni allergiche della pelle
H 318 Provoca gravi lesioni oculari
H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

**Esclusione di responsabilità**

Avvertenza: I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d’uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verifichino in conseguenza di incompetenza nell’uso o nella lavorazione. L’utente è inoltre tenuto a verificare l’idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto. Data di queste istruzioni d'uso: 04.21

Con la pubblicazione di queste istruzioni d'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione più recente è disponibile nel sito www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik è certificata e i seguenti prodotti sono marcati:

**VITA AKZENT® LC**

**CE0124 Rx only** **MD**