

SDI

RIVA STAR

ISTRUZIONI D’USO

(CAPSULE)

I

T

A

L

I

A

N

O

Riva Star è un desensibilizzante di nuova generazione che allevia immediatamente la sensibilità dei denti.

INDICAZIONI D’USO:
Desensibilizzazione delle aree cervicali ipersensibili.

CONTROINDICAZIONI
Non utilizzare su pazienti sottoposti a terapia della ghiandola tiroidea, che presentano anamnesi di allergie chimiche, per esempio argento, fluoro, potassio, iodio, ammoniaca e metacrilati.
Nota: In caso di dubbio, consultare un medico o uno specialista allergologo prima dell’uso.

PROCEDURA:

- Utilizzando una pasta per profilassi senza fluoro su una coppetta in gomma, pulire il dente / denti da trattare e denti adiacenti.
- Valutare le condizioni dei denti. Trattare solo i denti con dentina e smalto sani.
- Isolare la zona da trattare con rulli di cotone.
- Asciugare i denti da trattare e i tessuti gengivali adiacenti.
- Applicare una piccola quantità di Gingival Barrier sui tessuti, sovrapponendo leggermente il dente (<1 mm) e gli spazi interdentali. In alternativa, una diga di gomma può essere utilizzata per l’isolamento
- Proteggere i tessuti e le labbra gengivali esposti con vasellina / burro di cacao facendo attenzione a non contaminare il sito di trattamento.
- Riva Star Fase 1:** Utilizzando il brush colore argento fornito , forare la membrana della capsula argento e applicare con cura la soluzione solo sul sito di trattamento .
- Riva Star Fase 2:** Subito dopo , utilizzando il brush verde disponibile , forare la membrana della capsula verde e applicare un’abbondante quantità della soluzione sul sito di trattamento. Applicare la stessa soluzione sulle altre superfici dentali fino a quando il precipitato bianco cremoso si schiarisce (se questo precipitato non diventa trasparente, possono comparire macchie). Nota: La superficie trattata appare inizialmente bianco crema, continuare ad applicare la soluzione della capsula verde finché non diventa trasparente.
- Asciugare, e rimuovere la Gingival Barrier.
- Rimuovere tutti i materiali di protezione / isolamento usati in bocca.
- Eliminare le capsule e le spazzole usate in conformità alle normative locali.

DOSAGGIO:

- Ogni capsula di Riva Star Step 1 e Step 2 può trattare fino a 5 denti per paziente.
- Limite di una (1) Fase 1 e una (1) Fase 2 capsula per visita. Se necessario, una seconda applicazione di Riva Star può essere somministrata dopo 1 settimana.

PRECAUZIONI:

- Solo per uso professionale.
- A causa della potenziale colorazione, si raccomanda di non trattare i denti anteriori.
- Questo materiale potrebbe macchiare i denti se usato in modo errato. Informare il paziente in tal senso prima del suo utilizzo.
- Se utilizzato come desensibilizzante, applicare la barriera gengivale prima della Fase 1 per evitare di bruciare i tessuti molli.
- Evitare il contatto della soluzione della capsula argento (Fase 1) con i tessuti orali, gli occhi e la cute. Se si verifica un contatto accidentale, fare riferimento a Primo soccorso di seguito.
- Evitare il contatto della soluzione della capsula verde (Fase 2) con gli occhi.
- Non desensibilizzare denti che presentano lesioni cariose, a meno che non si utilizzi un vetroinomero per la ricostruzione dopo il trattamento.
- Tenere fuori della portata dei bambini.
- Non ingerire.
- La soluzione contenuta nella capsula argento (Fase 1) causa macchie (ved. “Gestione delle macchie”).
- Indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione.
- Solo monouso.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza.
- Attenzione: La legge consente la vendita di questo dispositivo solo ai dentisti.
- La soluzione nella capsula argento (Fase 1) contiene 0,06g / ml di ioni di fluoro.
- Le schede di sicurezza (MSDS) sono disponibili sul sito www.sdi.com, au oppure contattando il rappresentante SDI locale.

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE:

- Non forare la membrana della capsula argento o della capsula verde fino al momento dell’uso.
- Conservare in un luogo fresco e buio a temperature comprese tra 2° e 8° C (35° - 45°F).
- Utilizzare a temperatura ambiente tra 20° e 25° C (68° - 77°F).

PRIMO SOCCORSO:

- Occhi (contatto):** Sollevare le palpebre e sciacquare gli occhi continuamente con acqua corrente. Continuare a sciacquare per il tempo consigliato da un Centro Antiveleeni o da un medico, o per almeno 15 minuti.
- Pelle / tessuto molle orale (contatto):** Rimuovere gli indumenti contaminati, sciacquare l’area con acqua corrente (nel caso si formi un’escara, questa dovrebbe scomparire entro 24-48 ore). Consultare un medico se i sintomi persistono.
- Ingestione:** Non prevista a causa del volume della dose. In caso di ingestione, NON indurre il vomito. Somministrare un bicchiere di latte o acqua. Per consigli contattare un centro informazioni sui veleni o un medico.
- Inalazione:** Non prevista a causa del volume della dose. In caso di inalazione, rimuovere dalla zona contaminata.

GESTIONE DELLE MACCHIE:

- Pelle:** Applicare la soluzione della capsula verde con uno sfregamento delicato. La macchia scomparirà lentamente. (Se non si interviene, la macchia scomparirà gradualmente dopo pochi giorni).
- Abbigliamento:** Mettere in ammollo nel Napisan® (o in un altro smacchiatore per tessuti) per tutta la notte e lavare come al solito.
- Superfici dure:** Applicare immediatamente candeggina (ipoclorito di sodio), poi pulire con acqua. In caso di macchie resistenti, saturare un tovagliolo di carta con candeggina e applicarlo sull’area interessata. Lasciare agire per tutta la notte e pulire con acqua.

Napisan® non è un marchio registrato di SDI Limited.

CONFEZIONAMENTO:
Kit contenenti

- 10 Riva Star Fase 1 (dose singola argento)
- 10 Riva Star Fase 2 (dose singola verde)
- 2 Gingival Barrier
- accessori

Brevetti statunitensi concessi.



Ultima Revisione: 10-2020

SDI

RIVA STAR

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

(KAPSUŁKI)

P

O

L

S

K

I

Riva Star to nowej generacji środek znoszący nadwrażliwość o natychmiastowym działaniu.

WSKAZANIA:
Znoszenie nadwrażliwości szyjek zębowych.

PRZECIWIWSKAZANIA
Nie stosować u pacjentów przechodzących leczenie tarczycy oraz pacjentów, u których stwierdzono alergię na takie substancje chemiczne jak srebro, fluorki, potas, jod, amoniak i metakrylany.
Uwaga: w razie wątpliwości przed użyciem skonsultować się z lekarzem lub specjalistą alergologiem.

STOSOWANIE:

- Stosując pastę profilaktyczną umieszczoną w gumowej wkładce, wyczyścić zęby poddawane zabiegowi oraz zęby przylegające.
- Ocenić kondycję zębów. Zabiegowi można poddawać wyłącznie zęby posiadające zdrową zębinę i szklivo.
- Odzolować właściwy obszar za pomocą bawelnianych walczków stosomatologicznych.
- Osuszyć zęby podlegające zabiegowi oraz przyległe tkanki dziąsł.
- Nanieść na tkanki niewielką ilość preparatu Gingival Barrier, częściowo pokrywając ząb (<1 mm) i przestrzenie międzyzębowe. Alternatywnie, do izolacji można użyć koferdamu.
- Zabezpieczyć odsłonięte tkanki i wargi dziąsłową wazeliną / masłem kakaowym, uważając, aby nie zanieczyścić miejsca zabiegu.
- Riva Star Krok 1:** Za pomocą znajdującego się w komplecie srebrnego pedzelka wykonać otwór w powłoce srebrnej kapsułki i ostrożnie nanieść preparat wyłącznie na miejsce poddawane zabiegowi.
- Riva Star Krok 2:** Bezpośrednio po wykonaniu tej czynności za pomocą znajdującego się w komplecie zielonego pedzelka wykonać otwór w powłoce zielonej kapsułki i nanieść większą ilość preparatu na miejsce poddawane zabiegowi. Nanieść preparat na wszystkie powierzchnie zębów, aż kremowo-biały osad stanie się klarowny (jesli ten osad nie zmienia jasnego zabarwienia). Uwaga: powierzchnia poddawana zabiegowi pierwotnie ma kolor kremowo-biały. Preparat z zielonej kapsułki należy nanosić do czasu, kiedy stanie się ona przejrzysta.
- Osuszyć zęby wacikiem i usunąć żel do ochrony dziąsł.
- Usuń wszystkie materiały ochronne / izolacyjne używane w ustach.
- Wyrzucić zużyte kapsułki i pedzelki zgodnie z lokalnymi przepisami.

DAWKOWANIE:

- Każda kapsułka Riva Star krok 1 i krok 2 może leczyć do 5 zębów na pacjenta.
- Para kapsulek (srebrna i zielona) jest dedykowana dla jednego pacjenta na jednej wizycie. W razie potrzeby można ponownie zastosować Riva Star po 1 tygodniu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Wyłącznie do użytku przez specjalistę.
- Ze względu na możliwość zbarwienia nie zaleca się stosowania na zębach przednich.
- W przypadku niewłaściwego stosowania wyrób ten może powodować zbarwienie zębów. O fakcie tym należy poinformować pacjenta przed zastosowaniem preparatu.
- W przypadku stosowania wyrobu jako środka znoszącego nadwrażliwość, przed wykonaniem kroku 1 należy zastosować preparat Gingival Barrier w celu ochrony tkanek miękkich przed poparzeniem.
- Unikać kontaktu preparatu ze srebrnej kapsułki (krok 1) z tkanką jamy ustnej, oczami i skórą. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu, patrz Pierwsza pomoc poniżej.
- Unikać kontaktu z oczami preparatu z zielonej kapsułki (krok 2). Nie stosować w celu zniesienia nadwrażliwości zębów próchnicznych, jeżeli miejsce poddawane zabiegowi nie zostanie pokryte cementem szkło-jonomerowym.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie polykaj preparatu.
- Preparat ze srebrnej kapsułki (krok 1) barwi zęby (patrz punkt „Postępowanie w przypadku zbarwienia”).
- W czasie stosowania preparatu nosić rekawiczki i środki ochrony oczu.
- Produkt przeznaczony do jednorazowego użytku.
- Nie stosować po upływie daty ważności.
- Uwaga: przepisy lokalne zezwalają na sprzedaż tego wyrobu wyłącznie przez dentystę lub na jego zlecenie.
- Preparat w srebrnej kapsułce (krok 1) zawiera 0,06 g/ml jonów fluorokowych.
- Wyrób nie jest przeznaczony do stosowania z kompozytowymi materiałami do uzupełnień na bazie żywic.
- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dostępna pod adresem www.sdi.com.au lub u przedstawiciela SDI.

PRZECHOWYWANIE I POSTĘPOWANIE:

- Srebrną i zieloną kapsułkę otwierać bezpośrednio przed wykorzystaniem preparatu.
- Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu w temperaturze od 2°C do 8°C.
- Stosować w temperaturze pokojowej od 20°C do 25°C.

PIERWSZA POMOC:

- Kontakt z oczami:** przetrzymać otwartą powiekę i przemywać oko bieżącą wodą. Przemycać nieprzerwanie przez 15 minut albo do czasu uzyskania odmiennego zalecenia z Krajowego Centrum Informacji Toksykologicznej lub od lekarza.
- Skóra / tkanka miękka w jamie ustnej (kontakt):** Zdjąc zanieczyszczoną odzież, splukać obszar bieżącą wodą (w przypadku uformowania strupa, powinno to zniknąć w ciągu 24-48 godzin).
- Skóra / tkanka miękka w jamie ustnej (kontakt):** Zdjąc zanieczyszczoną odzież, splukać obszar bieżącą wodą (w przypadku uformowania strupa, powinno to zniknąć w ciągu 24-48 godzin).
- Spożycie:** mało prawdopodobne ze względu na brakowanie kapsułki. Jeżeli dojdzie do spożycia, NIE wywoływać wymiotów. Wypić szklankę wody lub mleka. W celu uzyskania porady skontaktuj się z Krajowym Centrum Informacji Toksykologicznej o Truciznach lub lekarzem.
- Wdychanie:** mało prawdopodobne ze względu na objętość kapsułki. Jeżeli do niego dojdzie, opuścić skazone miejsce.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZABARWIENIA:


- Skóra:** lekko wcierając, nanieść preparat z zielonej kapsułki. Zabarwienie powoli zniknie (jeżeli nie zostanie podjęte żadne działanie, namoczyć na noc w odplamiaczu i wyprać.).
- Odzież:** namoczyć na noc w środku Napisan® (lub innym odplamiaczu do tkanki) i wyprać w zwykły sposób.
- Twarde powierzchnie:** bezwzględnie zastosować wybielacz domowy (podchloryn sodu), a następnie zetrzeć na mokro. W przypadku uporczywych plam nasaczyć chusteczkę domowym wybielaczem i umieścić ją na zabrudzonym miejscu. Pozostawić na noc, a następnie zetrzeć na mokro.

OPAKOWANIE:

Zestaw zawiera

- 10 x Riva Star (pojedyncza dawka w srebrnej kapsułce) — krok 1
- 10 x Riva Star (pojedyncza dawka w zielonej kapsułce) — krok 2
- 2 x preparat Gingival Barrier
- akcesoria

Wyrób opatentowany w USA.



Ostatnia Aktualizacja: 10-2020

SDI

RIVA STAR

GEBRUIKSAANWIJZING

(CAPSULES)

D

U

T

C

H

Riva Star is een nieuwe generatie desensibilisator die onmiddellijk gevoelige tanden verlicht.

INDICATIES VOOR GEBRUIK:
Desensibiliseren van cervicale tandvergevoeligheid.

CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij patiënten die een schildkliertherapie volgen, die een geschiedenis hebben van chemische allergiën zoals zilver, fluoride, kalium, jodium, ammoniak en methacrylaten.
Opmerking: In geval van twijfel, raadpleeg dan een arts of een allergie-specialist vóór gebruik.

PROCEDURE:

- Gebruik van een niet-fluoride profylaxe pasta in een rubberen beker, reinig de te behandelen tand(tanden) en aangrenzende tanden.
- Beoordeel conditie van tanden. Alleen tanden met gezond dentine en glazuur moeten worden behandeld.
- Isoleer te behandelen gebied met wattenrollen.
- Droog te behandelen tanden en aangrenzende tandvleesweefsels .
- Breng een kleine hoeveelheid tand-vleesbarrière aan op de weefsels, enigszins de tand (< 1mm) en inter-proximale ruimten overlappend. Als alternatief kan een rubberen dam worden gebruikt voor isolatie
- Bescherm eventueel blootliggend tandvlees en lippen met vaseline / cacao boter en zorg ervoor dat de behandelingsplaats niet wordt verontreinigd.
- Riva Star Stap 1:** Met behulp van de meegeleverde zilveren penseel droeg de folie van de zilveren capsule prikken en de oplossing zorgvuldig aanbrengen alleen op de te behandelen plaats.
- Riva Star Stap 2:** Direct daarna, gebruik groene meegeleverde borstel, prik door de folie van de groene capsule en breng een royale hoeveelheid van de oplossing aan op de te behandelen plaats. Breng dezelfde oplossing aan op elk ander ottdat het romige witte neerslag ophoudt (als dit precipitaat niet helder wordt, kan dit vlekken veroorzaken). Opmerking: Behandelingsoppervlak verschijnt aanvankelijk romig wit, blijf oplossing van groene capsule aanbrengen totdat het helder wordt.
- Drog droog, verwijder tandvleesbarrière.
- Verwijder alle beschermende / isolatiematerialen die in de mond worden gebruikt.
- Gooi gebruikte capsules en borstels weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

DOSERING:

- Elke Riva Star Step 1 en Step 2 capsule kan tot 5 tanden per patiënt behandelen.
- Limiet van één (1) Stap 1 en één (1) Stap 2 capsule per bezoek. Indien nodig kan een tweede toediening van Riva Star na 1 week worden toegeediend

VOORZORGSMAATREGELEN:

- Alleen voor professioneel gebruik.
- Vanwege mogelijke verkleuring is het aanbevolen dat de voorste tanden niet worden behandeld.
- Dit materiaal kan vlekken op tanden veroorzaken bij verkeerd gebruik. Patiënt moet worden geïnformeerd voorafgaand aan het gebruik.
- Bij gebruik als desensibilisator moet tandvleesbarrière worden toegepast voordat stap 1 plaats gaat vinden om zacht weefsel brandwonden te voorkomen.
- Vermijd contact van de oplossing van zilveren capsule (stap 1) met slijmvlies, de ogen en de huid. Als er per ongeluk contact is, raadpleeg dan Eerste hulp hieronder
- Vermijd contact van de oplossing van groene capsule (stap 2) met de ogen.
- Geen tanden met cariës desensibiliseren, tenzij een glasionomeer wordt gebruikt ter dekking op de plaats van behandeling.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Niet innemen.
- Oplossing van zilveren capsule (stap 1) vlekt (zie “Behandelen van vlekken”).
- Draag handschoenen en oogbescherming bij het hanteren.
- Eenmalig gebruik.
- Niet gebruiken na vervaldatum.
- Let op: conform federale wetgeving mag dit product uitsluitend door of in opdracht van een tandarts worden gekocht.
- Oplossing van zilveren capsule (stap 1) bevat 0,06 g / mL fluoride-ionen
- Niet te gebruiken met composiet restauratiemateriaal op harsbasis.
- VIB is beschikbaar op www.sdi.com.au of neem contact op uw SDI vertegenwoordiger.

OPSLAG EN BEHANDELING:

- Folie van zilver capsule of groene capsule niet doorboren totdat het klaar voor gebruik is.
- Bewaar op een koele, donkere plaats bij temperaturen tussen 2° en 8° C (35°-45° F).
- Gebruik bij kamertemperatuur tussen 20 ° en 25 ° C (68 ° - 77 ° F).

EERSTE HULP:

- Ogen (contact):** Houd de oogleden uit elkaar en spoel continue met stromend water. Blijf spoelen tot een Vergiftigingen Informatie Centrum (Australië, 131 126) of een arts, het advies geeft te stoppen, of gedurende ten minste 15 minuten.
- Huid / oraal zacht weefsel (contact):** Verwijder besmette kleding, spoel het gebied af met stromend water (in het geval dat een korst gevormd wordt, zou dit binnen 24-48 uur moeten verdwijnen). Zoek medische hulp als de symptomen aanhouden.
- Inslikken:** Niet verwacht door dosisvolume. Indien last hiervan, GEEN braken opwekken. Geef een glas melk of water. Neem voor advies contact op met een vergiftigingencentrum of een arts.
- Inademing:** Niet verwacht door dosisvolume. Indien last hiervan, verwijderden uit verontreinigde omgeving.

BEHANDELLEN VAN VLEKKEN:

- Huid:** Breng de oplossing uit groene capsule aan met zacht wrijven. Vlek zal langzaam verdwijnen. (Als er niets wordt gedaan zal de vlek geleidelijk aan verdwijnen na een paar dagen).
- Kleding:** Week een nacht in Napisan® (of andere vlekkenverwijderaar voor stof) en normaal wassen.
- Harde oppervlakken:** Breng onmiddellijk bleekwater (natriumhypochloriet) daarna afvegen met water. Voor hardnekkige vlekken, verzadig een papieren servet met bleekwater en plaats over getroffen gebied. Een nacht laten staan en dwelen met water.


Napisan® is geen geregistreerde handelsmerk van SDI Limited.

VERPAKKING:

Kits met

- 10 x Riva Star Stap 1 (Zilver enkele dosis)
- 10 x Riva Star Stap 2 (Groen enkele dosis)
- 2 x tandvleesbarrière
- accessoires

Amerikaans octrooi toegekend.



Laatst herziening: 10-2020

SDI

RIVA STAR

사용설명서

(CAPSULES)

K

O

R

E

A

N

Riva Star는 지각과민을 즉각적으로 완화해주는 새로운 세대의 지각과민저치제입니다.

용도:
상아질 지각과민증 치료

사용금지:
은, 불소, 요오드, 칼륨, 암모니아 등에 알러지를 가진 갑상선 치료를 받는 환자들에게 사용하지 마십시오. 참고: 의심스러운 경우, 사용 전에 의사나 알러지 전문의와 상의하십시오.

사용방법:

- 러버컵에 불소가 함유되어 있지 않은 연마제를 사용하여 치료할 치아를 깨끗이 닦아내십시오.
- 치아 상태를 확인하여 건강한 덴틴과 에나멜만 치료해야 합니다.
- 코튼롤을 이용하여 치료할 치아를 격리시키십시오.
- 치료할 치아와 인접한 치은 조직을 건조시키십시오.
- 치아와 Interproximal 공간을 1mm 이하 정도 살짝 밀도록, 치은 조직에 소량의 Gingival Barrier(SDI Limited)를 도포하십시오. Fanning motion으로 광중합 하십시오. 참고: 한 곳에만 집중하여 광중합하지 마십시오. 이는 치은에 버닝을 초래할 수 있습니다. 격리하기 위해 러버댐으로 대체 가능합니다.
- 시술 부위가 오염되지 않도록 바세린이나 코코아 버터 등으로 노출된 치은 조직이나 입술을 보호합니다.
- Riva Star Step 1: 실버 브러쉬를 사용하여 실버 캡슐의 호일을 뚫고 용액을 시술부위에만 주의 깊게 도포합니다.
- Riva Star Step 2: 즉시, 그린 브러쉬를 사용하여 그린 캡슐의 호일을 뚫고 시술 부위에 충분한 양의 용액을 Creamy White 색이 투명해질 때까지 도포합니다. (만약 이 점진물이 투명해지지 않으면 얼룩이 생길게 됩니다.) 참고: Riva Star Step 1(실버 캡슐)의 용액이 도포된 모든 치아 표면에 동일하게 그린 캡슐의 용액을 도포하십시오.
- Blot Dry하십시오.
- 구강 내 치은보호제(SDI-Gingival Barrier)를 제거하십시오.

투여량:

- Riva Star Step 1한 방울과 Riva Star Step 2두 방울로 환자 당 5개 정도의 치아를 치료할 수 있습니다.
- 한 번의 진료 시 환자 당 Riva Star Step 1과 Riva Star Step 2 각각 한 캡슐로 투여량이 제한됩니다. 만약 재적용이 필요하다고 판단되는 경우, 1주일 이후에 사용할 수 있습니다.

주의사항:

- 전문가만 사용하십시오.
- 임산부나 수유 중인 여성에게 치료를 반복하지 마십시오.
- 치료 전 환자에게 얼룩이 생기는 부분에 대해 알려주십시오.
- Riva Star Step 1을 적용하기 전에, Gingival Barrier(SDI Limited)를 도포하여 연조직을 보호하십시오.
- 구강 내 연조직, 눈, 피부 등에 Riva Star Step 1(실버 캡슐)의 용액이 접촉되지 않게 하십시오. 만약 우발적으로 접촉하였다면, 아래 “응급처치”를 참조하십시오.
- Riva Star Step 2(그린 캡슐)의 용액이 눈과 접촉하지 않게 하십시오.
- 얼룩이 생길 수 있으므로 소프트 덴틴에 지각 과민 처치하지 마십시오
- 참고: 만약 얼룩이 생겼을 경우, 인산이 함유된 피마시 파워더로 적절하게 폴리싱하고 셀프큐어 글래스 아이오노머 시멘트(Riva Self Cure, SDI Limited)로 수복함으로써 얼룩을 줄일 수 있습니다.
- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 섭취하지 마십시오.
- Riva Star Step 1(실버 캡슐)은 얼룩을 생성합니다. (아래 “얼룩 처리”를 참조하십시오.)
- 사용 시 클리브와 보호안경을 착용하십시오.
- 재사용을 금지합니다.
- 유효기간이 지난 상품은 사용하지 마십시오.
- 경고: 연방법에 따라 치과외사의 주문에 의해서만 판매할 수 있도록 제한합니다.
- Riva Star Step 1(실버 캡슐)은 불소 이온 0.06g/ml 를 함유하고 있습니다.
- SDS는 www.sdi.com.au 또는 SDI를 통해 제공 가능합니다.

저장과 핸들링:

- 사용할 준비를 마치기 전까지 Riva Star 실버 캡슐이나 그린 캡슐의 호일을 뚫지 마십시오.
- 2~8도 사이의 서늘하고 어두운 곳에 보관하십시오.
- 20~25도 사이의 실온에서 사용하십시오.

응급처치:

- 눈(접촉): 흐르는 물로 눈을 계속 씻으십시오. 의사가 중단을 지시할 때까지 또는 최소 15분 이상 흐르는 물로 닦아내고 의사의 진찰을 받으십시오.
- 피부/구강(접촉): 오염된 옷을 벗고 흐르는 물로 씻어내십시오. (딱지가 생기는 경우, 24~48시간 내에 사라져야 합니다.)
- 섭취: 복용량에 따라 다르기에 예상할 수 없습니다. 만약 섭취하였다면, 구토를 유도하지 마십시오. 우유 또는 물 한잔을 제공하십시오. 즉시 의사의 진찰을 받도록 하십시오.
- 흡입: 복용량에 따라 다르기에 예상할 수 없습니다. 흡입하였을 경우, 오염지역에서 벗어나십시오.

얼룩 처리:

- 피부: Riva Star Step 1(실버 캡슐)의 피부 접촉 시, Riva Star Step 2(그린 캡슐)를 부드럽게 문지르며 도포하면 얼룩은 천천히 사라질 것입니다. 만약 Riva Star Step 2를 도포하지 않으면 몇 일이 지난 후에 얼룩은 점차적으로 사라져야 합니다.
- 옷: 오염된 옷을 제거하고 직물 얼룩 제거제 등을 이용하여 하루 담가 두었다가 평상시처럼 세탁하십시오.
- 단단한 면: 즉시 가정용 표백제(sodium hypochlorite)로 표백한 후 물로 씻어내십시오. 치우기 힘든 얼룩의 경우, 종이 날린에 가정용 표백제를 충분히 적신 다음 해당 부위를 닦아내십시오. 하루가 지난 이후 물로 닦아내십시오.

포장:

키트

- 10 x Riva Star Step 1 (Silver single dose)
- 10 x Riva Star Step 2 (Green single dose)
- 10 x Micro brush (Silver)
- 10 x Micro brush (Green)
- Accessories

US Patents granted.



Last revision: 10-2020