

# CA<sup>®</sup> Messlehre

---

**Messlehren-Set (0,1 - 0,5 mm) aus Edelstahl  
zum Überprüfen des Schmelzabtrags während der ASR**

SD-Logo-Deckplatte:   Werkstoff-Nr.: 1.4301 / AISI 304

Messlehren:               Werkstoff-Nr.: 1.4310 / AISI 301

**Sterilisierbar** im Autoklaven bis **max. bei 135 Grad Celsius.**

Eine vorgeschaltete mechanische Reinigung,  
im Ultraschallbad kann ggf. erforderlich sein.

Enthält Nickel.               **REF 5316.1**

# CA<sup>®</sup> GAUGE

---

**Set of gauges (0.1 – 0.5 mm) made of stainless steel  
for control of Enamel reduction during IER**

Cover Plate SD Logo:   Material no.: 1.4301 / AISI 304

Gauges:                   Material no.: 1.4310 / AISI 301

**Autoclavable at max. 135° C.**

If necessary, proceed with cleaning gauges mechanically  
in ultrasonic bath prior to sterilizing.

Contains nickel.               **REF 5316.1**

