

## Scheren TC Line | Scissors TC Line




Spezialscheren mit hochwertigen Hartmetallschneiden, die sich durch besonders hohe Kantenstabilität und Langlebigkeit auszeichnen. Langzeitscharf, grazile Formgebung. Hervorragende Schnitthaltigkeit.

Special scissors with high-quality carbide cutting edges. Enormous stability of the cutting edges, long-lasting sharpness, economic, delicate design.

### JACOBSON

gebogen/ curved  
gezackt/ serrated  
L: 17 cm  
REF 13631



### NOYES

gebogen/ curved  
L: 17 cm  
REF 13632



### LA GRANGE

gezackt/ serrated  
L: 11,5 cm  
S-14 TC  
REF 13633



### GOLDMAN FOX

gebogen/ curved  
gezackt/ serrated  
L: 13 cm  
S-16c TC  
REF 13659



### IRIS

gerade/ straight  
L: 12 cm  
S-17 TC  
REF 13660



### IRIS

gebogen/ curved  
L: 12 cm  
S-18 TC  
REF 13661



## Kronen- und Goldscheren | Crown scissors

### Scheren TC Line | Scissors TC Line

gerade/ straight  
gezackt/ serrated  
L: 11 cm  
SCG-s TC  
REF 13635



gebogen/ curved  
gezackt/ serrated  
L: 11 cm  
SCG-c TC  
REF 13634

