

**3M™ RelyX™ Universal** Befestigungskomposit und  
**3M™ Scotchbond™ Universal Plus** Adhäsiv

# Die Zwei, die alles können.

3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit kann alleine als selbstadhäsiver Befestigungszement und gemeinsam mit 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv für die adhäsive Befestigung eingesetzt werden. Das Adhäsiv dient als universeller Primer für alle Materialien und deckt praktisch alle direkten und indirekten Indikationen ab.

Machen Sie Schluss mit dem Aufwand und Durcheinander aus verschiedenen Befestigungszementen, Primern und Adhäsiven und vereinfachen Sie Ihre direkten und indirekten Workflows. Weniger Produkte, die gelagert und nachbestellt werden müssen sparen Platz, Zeit und Geld.



**Erstes röntgenopakes Universaladhäsiv**

**Besonders hohe Haftwerte in Kombination mit RelyX Universal Befestigungskomposit**

**Aufeinander abgestimmtes System: das Adhäsiv härtet durch den Zement aus, keine Lichthärtung erforderlich**

**Universeller Primer für alle Restaurationsmaterialien**




## Revolutionäre Spritze. Eigenes 3M-Design.

Die Mikro-Mischkanüle sorgt für 80% weniger Materialverwurf\*

15 Applikationen aus 3.4 g\*\*

Hygienischer – leichter zu reinigen\*\*\*



selbstverschließend

Ergonomischere Form mit 50% weniger Plastikmüll\*

Dünnere und längerer Elongation Tip zur leichten Applikation in den Wurzelkanal




Einfache Überschussentfernung



Bild mit freundlicher Genehmigung von Prof. Dr. Jan Güth, Deutschland

Höhere selbstadhäsive Haftkraft an Dentin bei Selbsthärtung und Lichthärtung


Scherfestigkeit (MPa) an Dentin nach künstlicher Alterung



R. Afutu, M. Abreu, G. Kugel, Tufts University, J. Dent. Res. Vol 98A, Nr. 3629, 2019

\*je Applikation im Vergleich zu derzeit erhältlichen herkömmlichen Automix-Systemen  
\*\* im Durchschnitt \*\*\* im Vergleich zu derzeit verwendeten Automix-Spritzen

**Hohe Ästhetik** mit vier farbstabilen, fluoreszierenden Farben



Transluzent (TR)      A1      A3 Opak (A3O)      Weiß Opak (WO)

## Bestellinformationen

### 3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit

#### Artikel Nr. Produktinformation

##### Intro Kit

**56968** 4 × 3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit Spritzen in den Farben TR, A1, A3O, WO (jeweils 3,4 g), 60 × 3M™ RelyX™ Universal Mikro-Mischkanülen, 20 Elongation Tips, 1 Flasche 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv (5 ml), 1 × 3M™ Scotchbond™ Universal Ätzelgel (3 ml), 25 blaue Ätzelgel-Applikationskanülen, 50 orange-farbene Einmalapplikatoren, Step-by-Step-Booklet

##### Trial Kits

Jedes Trial Kit enthält: 1 × 3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit Spritze (3,4 g), 15 × 3M™ RelyX™ Universal Mikro-Mischkanülen, 5 Elongation Tips, 1 Flasche 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv (1,5 ml), 1 × 3M™ Scotchbond™ Universal Ätzelgel (3 ml), 25 blaue Ätzelgel-Applikationskanülen, 50 orange-farbene Einmalapplikatoren, Step-by-Step-Booklet

**56969 Farbe TR**      **56970 Farbe A1**

##### Nachfüllpackungen (Refills)

Jede Nachfüllpackung enthält: 1 × 3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit Spritze (3,4 g), 15 × 3M™ RelyX™ Universal Mikro-Mischkanülen, 5 Elongation Tips

**56971 Farbe TR**      **56973 Farbe A3O**

**56972 Farbe A1**      **56974 Farbe WO**

##### Value Packs

Jedes Value Pack enthält: 3 × 3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit Spritzen (jeweils 3,4 g), 45 × 3M™ RelyX™ Universal Mikro-Mischkanülen, 15 Elongation Tips

**56977 Farbe TR**      **56978 Farbe A1**

##### Mischkanülen

**56975** 30 × 3M™ RelyX™ Universal Mikro-Mischkanülen

**56976** 15 × 3M™ RelyX™ Universal Mikro-Mischkanülen mit Elongation Tips

### 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv

##### Flasche

**41293** **Intro Kit:** 1 Flasche 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv (5 ml), 50 Einweg-Bürsten, 1 × 3M™ Scotchbond™ Universal Ätzelgel (3 ml), 25 Applikationskanülen

**41294** **Nachfüllpackung:** Flasche 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv (5 ml)  
**1 Flasche à 5 ml**      **41295**      **Value Pack, 3 Flaschen à 5 ml**

##### Singe-Use

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv Single-Use L-Pops, 1 × 3M™ Scotchbond™ Universal Ätzelgel (3 ml), 25 Applikationskanülen

**41297** **Intro Kit: 50x L-Pop**      **41299**      **200x L-Pop**

**41298** **100x L-Pop**      **41304**      **400x L-Pop**

### 3M™ Scotchbond™ Universal Ätzelgel

**41263** 2 × 3M™ Scotchbond™ Ätzelgel (3 ml), 50 Applikationskanülen



3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit Intro Kit (56968)



3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit Trial Kit TR (56969)



3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit Refill TR (56971)



3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv Refill (41294)



3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv Single-Use, 100 L-Pop (41298)

#### 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv Single-Use L-Pop:

Für ein effizientes Hygienemanagement. Reduziert das Risiko der Kreuzkontamination.



[3M.de/RxUniversal](https://3m.de/RxUniversal)

3M Deutschland GmbH  
ESPE Platz · 82229 Seefeld  
info3mespe@mmm.com  
www.3M.de/dental

3M Österreich GmbH  
Kranichberggasse 4 · A-1120 Wien  
dental-at@mmm.com  
3maustria.at/dental

3M (Schweiz) GmbH  
Eggstrasse 91 · 8803 Rüschlikon  
3mespech@mmm.com  
3mschweiz.ch/dental

3M, 3M Science. Applied to Life., RelyX und Scotchbond sind eingetragene Marken von 3M Company oder 3M Deutschland GmbH. Alle weiteren Marken sind Eigentum anderer Unternehmen. © 3M 2020. Alle Rechte vorbehalten.

EF04-0390/01